

Bruksanvisning Svenska

EUROFLEX[®]

Arbetsstol HiLo SR



Eurovema

Innehåll

INLEDNING.....	3
KONTAKTUPPGIFTER	3
ANVÄNDARINFORMATION.....	3
SERVICE OCH GARANTI.....	3
VID LEVERANS.....	4
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	4
SYMBOLFÖRTECKNING.....	5
VARNING	6
RAPPORTERING AV OLYCKOR ELLER TILLBUD	7
RENGÖRING.....	7
FÖRVARING	7
ETIKETT	8
CE-MÄRKNING.....	8
ÖVERSIKT MÄRKNING	9
ÖVERSIKT SITS	10
ÖVERSIKT CHASSI.....	11
MONTERING/DEMONTERING SITS.....	12
RYGGSTÖD HÖJD	13
RYGGSTÖD VINKEL	14
SITTDJUP (RYGGSTÖD)	15
SITTDJUP (RYGGMEKANISM).....	16
ARMSTÖD HÖJD	17
ARMSTÖD BREDD	18
SIDOSTÖD	19
VINKLING AV SITS	19
FOTPLATTA	20
SITTHÖJD EL OCH GAS	21
BROMS.....	22
KÖRHANDTAG.....	23
LADDNING ALLMÄNT.....	24
TEKNISK INFORMATION LADDARE	25
TEKNISK INFORMATION ELEKTRONIK.....	25
TEKNISK DATA BATTERI	25
BATTERIBYTE	25
TEKNISKA DATA SITTSYSTEM.....	26

TEKNISK DATA CHASSI	26
TEKNISK INFORMATION	27
MILJÖFÖRHÅLLANDE	27
DESTRUKTION.....	28

INLEDNING

Vi gratulerar till ert val av arbetsstol! Vi hoppas ni kommer att bli nöjd med denna Euroflex produkt från Eurovema, som är konstruerad och byggd i Gislaved, Sverige. Arbetsstolen är konstruerad för att tillgodose mycket höga krav på ergonomi, sittkomfort och funktion. Stolen har en mängd inställningsmöjligheter för att kunna anpassas efter varje behov. Läs igenom bruksanvisningen noga för att kunna tillgodogöra er stolens alla möjligheter. Eurovema förbehåller sig rätten till ändringar i denna manual och dess innehåll.

KONTAKTUPPGIFTER

Tillverkare 

Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38 SE-332 35 Gislaved Sverige
Tel/phone +46 371 390 100
www.eurovema.se
info@eurovema.se

ANVÄNDARINFORMATION

- Arbetsstolen Klassificeras medicinteknisk produkt i klass 1.
- Produkten är avsedd för användning av personer som behöver hjälp att förflytta sig, utföra sittande aktiviteter och behöver stöd för att resa sig från stolen.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Inga kända kontraindikationer föreligger.
- Max brukarvikt 70kg.
- Förväntad livslängd tio år när produkten används enligt produktens bruksanvisning.
- Produkten är utvecklad och testad av Eurovema. Eurovema är ansvarig för att produkten är säker att användas.



Denna symbol varnar för situationer som kan medföra för risker.



Läs bruksanvisning noga.

SERVICE OCH GARANTI

Om arbetsstolen används dagligen bör den lämnas in för översyn en gång per år. Detta för att kontrollera att funktioner och säkerhet bibehålls under hela dess livslängd. Förväntad livslängd 10 år vid användning i enlighet med våra anvisningar, underhållsintervall och avsedd användning. Vid behov av service kontaktas i första hand den lokala Hjälpmiddelscentralen.

Vi lämnar två års garanti på metallkonstruktioner. Övriga delar två år med undantag för klädsel, hjul och batterier där ett års garanti gäller om inget annat har avtalats. Normalt slitage ligger inte till grund för godkänd garanti. Vi rekommenderar våra kunder att använda produkten i enlighet med bruksanvisning, Anvisningar gällande service och rekonditionering **se Serviceanvisning.**

VID LEVERANS

- Öppna förpackningen och kontrollera att ingen transportskada uppstått. Arbetsstolen levereras med alla delar monterade.
Kontrollera att ryggstöd, armstöd sitter fast ordentligt. Kontrollera att sitsens låsspakar är i låst läge. Se montering/demontering sits sid 12.



































SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs bruksanvisningen noga innan stolen tas i bruk.
- Arbetsstolen är avsedd att användas på plana underlag i normalt inomhusklimat.
- Iakttag försiktighet vid justering av manuell sitsvinkel sittandes i stolen då det kan medföra risk för fall ur stolen.
- Upptäcks skador eller förändringar på stolens funktion ska serviceinstans (Hjälpmedelcentral) kontaktas omedelbart.
- Används stolen regelbundet så bör den lämnas till serviceinstans för översyn regelbundet.
- Var noga med att dra åt låsvred och skruvar ordentligt efter utförd justering.
- Ge akt på om skruvar eller delar blir lösa eller glappar då det kan påverka säkerheten. Kontakta omedelbart serviceinstans.
- Service och underhåll får endast utföras av Eurovema auktoriserad personal.
- Endast originaldelar från Eurovema får användas.
- Stolen får ej utrustas med andra tillbehör eller komponenter än vad som godkänts av Eurovema
- Överskrid ej maximal angiven brukarvikt.
- Kontrollera att stoppskruvar är monterade på armstöd och stoppkula på ryggstödet infästning, detta förhindrar att dom kan lossna vid justering till ändläge.
- Användare får under inga omständigheter sitta i stolen under service med undantag för byte av armstöd och benstöd om det kan säkerställas att användaren ej faller ur stolen.



Stol med ställbar sitstilt ska vara i fixerat och bromsat läge när man sätter sig eller reser sig.

SYMBOLFÖRTECKNING

 Varning	 Läs bruksanvisning
 Varning Klämrisk	 Sitsvinkling
 Får ej strykas	 Ryggvinkling
 Tål ej starkare kemvätska än perkloreten	 Rygghöjd
 Klorblekmedel får ej användas	 Sittdjup
 Får ej torktumlas	 Armstöd höjd
 Maskintvätt 60°	 Manöverknapp elfunktion
 Skyddas mot väta	 Ladduttag
 Hanteras varsamt	 Ingång styrning
 Denna sida upp	 Totalvikt stol + max brukarvikt
 Tillåten temperatur	 Applied Part Typ B
 Tillåten relativ fuktighet	
 Tillåten höjd över havet	
 Tillverkningsdatum	
 Tillverkare	
 Endast för inomhusbruk	
 Maximal brukarvikt	
 Serienummer	
 CE-märke visar på Överensstämmelse med Europeiska regelverken	
 Elektriska komponenter lämnas till särskild återvinning	
 Produkten är en del i ett återvinningssystem	
 Komponentvikt överskrider 10kg	
 Driftcykel	

VARNING



Produkt som uppvisar försämrad eller förändrad prestanda ska omedelbart tas ur bruk. Kontakta omedelbart serviceinstans (hjälpmedelscentral) eller Eurovema Mobility AB. Produkten får ej tas i bruk innan auktoriserad tekniker undersökt produkten.



Produkten får inte belastas med högre vikt än angiven maximal brukarvikt då detta kan medföra att komponenter skadas med olyckor som resultat.



Kontrollera att produktens parkeringsbroms är aktiverad när du sätter dig och reser dig, risk föreligger att produkten oavsiktligt rullar i väg vilket kan medföra att du faller.



Modificeringar på produkten får endast utföras av auktoriserad tekniker i samförstånd med förskrivare. Vid behov av individuell anpassning kontaktas hjälpmedelscentral eller Eurovema Mobility AB. Om produkten modifieras gäller ej längre CE-märkningen och Eurovema tar ej längre ansvar för produkten. Modificeringar som utförs av auktoriserad tekniker efter överenskommelse med Eurovema kan medföra bibehållen CE-märkning.



Reparationer och teknisk service får endast utföras av personal som auktoriserats av Eurovema Mobility AB för bibehållen CE-märkning.



Produkten är avsedd att användas av den person och det ändamål som den är förskriven för, produkten är inställd för denna person och dessa inställningar får ej ändras av annan person än den som förskrev produkten. Om annan användare ska ta över den måste ny utprovning genomföras.



Produkt med elektrisk sitslyft kan i vissa fall uppnå sitthöjd högre än att användaren når ner till golvet med fötterna vilket kan medföra en risk för fall om användaren reser sig från detta läge.



Produktens Komponenter och delar måste monteras enligt monteringsanvisningar för att säkerställa att dessa ej lossnar. Alla kablar ska fixeras med buntband.



Produkten får inte utrustas med andra komponenter eller tillbehör än de som godkänts av Eurovema Mobility AB för bibehållen CE-märkning.



Endast de för produkten avsedda elektriska komponenterna får kopplas in i produktens styrsystem. Inkoppling av komponenter i styrsystemet ska utföras av auktoriserad tekniker.



Endast laddare och batterier avsedda för produkten och levererade av Eurovema Mobility AB får användas för bibehållen CE-märkning och garanti.



Produkt med elektriska funktioner kan störas av mobiltelefoner eller annan RF-kommunikationsutrustning.



Produktens metallytor kan bli heta om dom utsätts för starkt solljus, om huden kommer i kontakt med dessa kan brännskador uppstå. Utsätt inte produkten för starkt solljus under längre tid.



Produkten är utrustad med många små detaljer och skruvar vilka om dom lossnar kan medföra kvävning hos barn och husdjur.



Produkten är i vissa konfigurationer utrustad med kablar och vajrar som ej går att säkra helt på grund av funktion, dessa kan medföra risk för strypning för små barn.



Vid användning av elektriska sitsfunktioner föreligger klämrisker för barn och husdjur, se alltid till att ingen annan än du som användare är i direkt närhet av produkten när elektriska funktioner används.

RAPPORTERING AV OLYCKOR ELLER TILLBUD

Tillverkare av medicintekniska produkter inom EU är skyldiga att systematiskt följa upp hur produkterna fungerar vid praktisk användning.

CE-märkning har föregåtts av riskanalyser och provningar åtgärder har vidtagits för att minimera funna risker så långt som möjligt. Om det trots detta inträffar olyckor och tillbud måste detta rapporteras till Eurovema Mobility AB och nationell behörig myndighet.

RENGÖRING

Arbetsstolens ytor torkas av med lätt fuktad trasa och ett mildt rengöringsmedel, typ diskmedel. Placera stolen så den står stadigt och bromsa den. Sitsens klädsel kan rengöras med de medel som finns på marknaden avsedda för klädseltvätt. Överdragsklädsel kan maskintvättas i 60°.



Observera att rengöring ska göras på en öppen yta och inte i närheten av öppna lågor.


FÖRVARING

Arbetsstolen ska förvaras i torr och rumstempererad miljö. Undvik att stolen utsätts för hög värme, stark kyla eller intensiv sol. Metallytor kan bli mycket varma om de har utsatts för solen. Vid stark kyla ska stolen uppnå rumstemperatur innan användning. Utsätt inte heller stolen för vatten, andra vätskor eller kemikalier.

ETIKETT


Etiketten på produkten innehåller viktig information.

- 1) Produktnamn
- 2) Artikelnummer
- 3) Serienummer UDI-PI
- 4) Streckkod
- 5) Max brukarvikt
- 6) Medicinteknisk produkt
- 7) CE-märkning
- 8) Läs manual innan användning
- 9) Tillverkningsdatum
- 10) Tillverkarens namn



SEKUNDÄRETIKETT

- 1) Applied part typ B
- 2) Intermittentfunktion 2 / 18 min
- 3) Tillåten rumstemperatur
- 4) Tillåten relativ luftfuktighet
- 5) Endast inomhusbruk
- 6) Tillåten höjd över havet
- 7) Safe Working Load



CE-MÄRKNING

Produkten är CE-märkt enligt Europaparlamentets förordning om medicintekniska produkter- MDR 2017/745. CE-märket finns på etiketten. Produkten uppfyller kraven enligt standarder

EN1335-2:2018 Arbetsstolar säkerhetskrav

EN 60601-1:2007 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - del 1: Allmänna fodringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda.

60601-1-2:2015 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – säkerhet – Del 1 - 2 Allmänna fodringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda – Tilläggsstandard för elektromagnetiska störningar.

SS-EN 1021-2:2014 Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka.

SS-EN 1021-1:2014 Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett.

SS-EN ISO 21856:2022 Hjälpmedel – Allmänna krav och provningsmetoder

SS-EN ISO 14971:2020 Riskhantering för medicintekniska produkter.

ÖVERSIKT MÄRKNING


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

XXX
Art nr: XXXX.XXX
SN 0000000000
Eurovema Mobility AB
Bahärsvägen 28
SE-332 35 Gislaved
Date: 03.XXX

MD CE

XXX KG

Överdragskläder kan maskintvättas.

 Klämrisker redovisas i samband med instruktioner för varje funktion om den kan medföra klämrisk. Märkning finns på stolen där klämrisk föreligger.


ÖVERSIKT SITS

- 1) Sits
- 2) Ryggstöd
- 3) Armstöd
- 4) Sidostöd
- 5) Fotplatta
- 6) Handtag
- 7) Tiltreglage
- 8) Ryggmekanism



ÖVERSIKT CHASSI


- 1) Bygelbromsade framhjul
- 2) Centralbromsade bakhjul
- 3) Parkeringsbromspedal
- 4) Chassi
- 5) Sitslyftmotor
- 6) Elektronik/batteri
- 7) Lyftkolv gas



MONTERING/DEMONTERING SITS

Sitsen är monterad i ett snabbfäste och enkel att montera/demontera vid behov.

- 1) Vid montering av sitsen ska låsspakarna (1) vara bakåtfällda, såsom bilden visar.
- 2) Skjut in sitsen framifrån så att adapterplattan under sitsen passar in i distanserna (2) och uttagen i framkant (3).
- 3) Fäll fram båda låsspakarna (1) när sitsen sitter på plats, kontrollera att snäpplåsen (4) fjädrat tillbaka och låser spakarna.




RYGGSTÖD HÖJD

Ryggstödet är justerbart i höjd med en spak.

- 1) Lossa skruven (1) genom att vrida den $\frac{1}{2}$ varv moturs.
- 2) Ställ in önskad höjd.
- 3) Lås ryggen genom att vrida skruven den medurs.

Ryggstödet går att höja ytterligare genom reglering i aluminiumprofilen.

- 1) Lossa skruven (2) genom att vrida den $\frac{1}{2}$ varv moturs.
- 2) Ställ in önskad höjd.
- 3) Lås ryggen genom att vrida skruven medurs.



RYGGSTÖD VINKEL

Ryggvinkel och ryggdyna är individuellt justerbar.

Ryggvinkling

- 1) Fäll ut låsspaken (1)
- 2) Ställ in önskad ryggvinkel.
- 3) Fäll in låsspaken (1)

Ryggdyna

- 1) Lossa spaken (2) genom att vrida den moturs ett varv.
- 2) Ställ in önskad vinkel på ryggdynan.
- 3) Lås spaken genom att vrida den medurs.



lakttag försiktighet klämrisk



SITTDJUP (RYGGSTÖD)

Sittdjupet är justerbart med hjälp av ryggstödet. Justera in önskat sittdjup genom vinkla ryggstödsmekanismen framåt eller bakåt. Finjustering görs genom att ryggdynan vinklas.

- 1) Fäll ut låsspaken (1).
- 2) Vinkla ryggmekanismen bakåt för ökat sittdjup, framåt för minskat.
- 3) Fäll in låsspaken (1).
- 4) För finjustering av sittdjup, vinkla (2) ryggdynan enligt instruktionen på föregående sida.



SITTDJUP (RYGGMEKANISM)

Sittdjupet kan regleras genom att hela ryggmekanismen flyttas framåt/bakåt

- 1) Lossa skruvarna (1) på vardera sidan ryggstödet moturs några varv med insexnyckel 5 mm.
- 2) För minskat sittdjup skjut in rygg mekanismen framåt, drag ut bakåt för ökat djup.
- 3) Drag åt skruvarna ordentligt




ARMSTÖD HÖJD

HÖJNING


- 1) Lossa skruvarna (1), (2) och (3) några varv moturs.
- 2) vinkla upp stolpen bakåt vid skruv (1) samtidigt som armstöds plattan flyttas framåt och uppåt till önskad höjd.
- 3) Drag åt skruv (1) och (2) medurs
- 4) Finjustera armstödsplattans horisontella vinkel och drag åt skruv (3) medurs

SÄNKNING

- 1) Lossa skruvarna (1), (2) och (3) några varv moturs
- 2) vinkla ner stolpen framåt vid skruv (1) samtidigt som armstöds plattan flyttas bakåt nedåt till önskad höjd.
- 3) Drag åt skruvarna (1) och (2) medurs
- 4) Finjustera armstödsplattans horisontella vinkel och drag åt skruv (3) medurs




Varning risk för klämskador



ARMSTÖD BREDD


- 1) Lossa skruven (1) några varv moturs.
- 2) Justera bredden till önskat läge.
- 3) Drag åt skruven medurs.



SIDOSTÖD


sidostöden är justerbara i bredd, höjd, horisontell vinkel och djup. Med hjälp av sidostöden kan sidsbredden minskas, sidostöden kan också användas som bäckenstöd om dom justeras långt bak i sitsen.

- 1) Lossa skruvarna (1) och (2) ett varv.
- 2) Justera till önskad position och drag åt skruvarna ordentligt.



VINKLING AV SITS

- 1) Tryck in och håll reglaget (1) intryckt.
- 2) Vinkla sitsen till önskat läge.




FOTPLATTA

Fotplattan är justerbar i höjd och vinklingar.

Justera fotplattan i höjded genom att lossa skruvarna (1). Dra åt dem ordentligt efter önskat läge är inställt.

Justera vinkel på fotplattans stolpe genom att lossa skruven (2). Dra åt den ordentligt när önskad vinkel är inställd.

Själva fotplattans vinkel justeras genom att lossa muttrarna som låser skruvarna (3). Skruva dessa medurs för vinkling av platta uppåt eller moturs för vinkling nedåt. Dra åt muttrarna efter önskat läge är uppnått.



SITTHÖJD EL OCH GAS

El

1) Höjning/sänkning av sitthöjden regleras med knapparna på manöverdosan.



lakktag försiktighet vid sänkning så att ingen kommer i kläm. Vid höjning av sitsen när stolen står under ett bord kan händer, ben klämmas.




Gas

- 1) Tryck in reglaget och håll det intryckt.
- 2) Höj eller sänk sitsen. Det kan krävas att man med hjälp av handtaget på ryggstödet hjälper sitsen upp och ned beroende på om någon sitter i sitsen.



lakktag försiktighet vid sänkning så att ingen kommer i kläm. Vid höjning av sitsen när stolen står under ett bord kan händer, ben klämmas.



BROMS

Bakhjulen har tre lägen; rotationsspärrade, olåsta eller bromsade.

Bromsa stolen genom att trampa ner bromspedalens bakre pedal och frigör bromsen genom att föra pedalen uppåt till horisontellt mittläge.

För pedalen framåt/nedåt för att rotationsspärra hjulen.



Bromsa alltid stolen innan du sätter dig eller reser dig ur stolen.



KÖRHANDTAG

Körhandtaget är justerbart i höjd.

- 1) För att justera handtaget hålls knapparna (1) intryckta.
- 2) Justera till önskat läge och släpp knapparna (1)



LADDNING ALLMÄNT

För att erhålla batteriets fulla prestanda så länge som möjligt är det viktigt att det laddas regelbundet. Vid en genomsnittlig användning så är var annan dag ett riktmärke. Om möjligt ladda på dagtid. Stolens funktioner går ej att använda under laddning. Vid långtidsförvaring bör batteriet laddas en gång var fjärde vecka för att ej sjunka till den kritiska nivå då laddaren ej startar laddningen. Placera stolen under laddning så att ladd kontakten går enkelt att sätta i och ta ut.



Lämna ej laddning på långa perioder utan avbrott maximalt fyra veckor i sträck. Lämna inte heller ladd kontakten kvar i stolens ladd uttag efter avslutad laddning.



Regelbunden laddning är särskilt viktig på stolar med elektrisk broms, elektrisk sitsvinkling och elektrisk ryggvinkling, för att säkerställa att man alltid kan ta sig ur stolen på ett säkert sätt.

Stolen behöver laddas när elektronikboxen avger en ljudsignal. Anslut laddarens kontakt till laddkontakten på vänster sida av handkontrollen (1). Ljuddioden (2) på laddaren lyser grönt och växlar till orange när laddningen startar.

Vid avslutad laddning lyser ljuddioden (2) grönt. Ta ur laddaren ur väggkontakten och sedan laddarens kontakt ur handkontrollen.



TEKNISK INFORMATION LADDARE

LINAC CH01

Data	Fakta
Ingångsspänning	100-240VAC 50-60Hz
Ingångsström	Max 0,5A
Utgångström	0,5A
Utgångsspänning	28 +0,3/-0,6V DC
Arbetstemperatur	+5- +40°C
Skyddsklass	Klass 2
Skyddskapsling	IP X4

TEKNISK INFORMATION ELEKTRONIK

Data	Fakta
Ingångsspänning	24 V DC
Normal driftspänning	24 V DC
Direktiv	IEC60601-1:2005 edition 3 ANSI/AAMI 60601-1:2005 edition 3
Skyddskapsling	IP X4
Arbetscykel	10% max eller 2 min på 18 min av

TEKNISK DATA BATTERI

FGS20121A

Data	Fakta
Batteri	2,9 Ah
Batterityp	AGM
Arbetstemperatur laddning	+4 °C till +40 °C
Arbetstemperatur urladdning	+4 °C till +40 °C

BATTERIBYTE

Se Monteringsinstruktion för batteribyte.



Reparationer och andra åtgärder på batteriet får endast utföras av tekniker med relevanta kunskaper.

TEKNISKA DATA SITTSYSTEM

Data	Fakta												
Sits (bredd x djup)*	26x31, 29x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40 cm												
Sittbredd mellan armstöd	24 - 34,5 cm												
Sittdjup	18 - 45 cm												
Sitthöjd gas (höjd till sitsens undersida)	29 - 62 cm												
Sitthöjd el (höjd till sitsens underkant)	27 - 61 cm												
Sitsvinkling	-12 till +30° i högsta sitshöjd, -12 till +20° i lägsta sitshöjd.												
Ryggstöd höjd ställbar*	<table border="0"> <tr> <td>Sits: 26x31 & Rygg: 25x32</td> <td>29-43 cm</td> </tr> <tr> <td>Sits: 29x32 & Rygg: 27x37</td> <td>38-48 cm</td> </tr> <tr> <td>Sits: 32x36 & Rygg: 27x37</td> <td>38-48 cm</td> </tr> <tr> <td>Sits: 36x40 & Rygg: 35x43</td> <td>43-51 cm</td> </tr> <tr> <td>Sits: 36x45 & Rygg: 35x43</td> <td>43-51 cm</td> </tr> <tr> <td>Sits: 40x40 & Rygg: 35x43</td> <td>43-51 cm</td> </tr> </table>	Sits: 26x31 & Rygg: 25x32	29-43 cm	Sits: 29x32 & Rygg: 27x37	38-48 cm	Sits: 32x36 & Rygg: 27x37	38-48 cm	Sits: 36x40 & Rygg: 35x43	43-51 cm	Sits: 36x45 & Rygg: 35x43	43-51 cm	Sits: 40x40 & Rygg: 35x43	43-51 cm
Sits: 26x31 & Rygg: 25x32	29-43 cm												
Sits: 29x32 & Rygg: 27x37	38-48 cm												
Sits: 32x36 & Rygg: 27x37	38-48 cm												
Sits: 36x40 & Rygg: 35x43	43-51 cm												
Sits: 36x45 & Rygg: 35x43	43-51 cm												
Sits: 40x40 & Rygg: 35x43	43-51 cm												
Ryggstöd LS	<table border="0"> <tr> <td>Sits: 26x31 & Rygg: 14x32</td> <td>29-43 cm</td> </tr> <tr> <td>Sits: 29x32 & Rygg: 17x37</td> <td>38-48 cm</td> </tr> <tr> <td>Sits: 32x36 & Rygg: 17x37</td> <td>38-48 cm</td> </tr> <tr> <td>Sits: 36x40 & Rygg: 24x43</td> <td>43-51 cm</td> </tr> <tr> <td>Sits: 36x45 & Rygg: 24x43</td> <td>43-51 cm</td> </tr> <tr> <td>Sits: 40x40 & Rygg: 24x43</td> <td>43-51 cm</td> </tr> </table>	Sits: 26x31 & Rygg: 14x32	29-43 cm	Sits: 29x32 & Rygg: 17x37	38-48 cm	Sits: 32x36 & Rygg: 17x37	38-48 cm	Sits: 36x40 & Rygg: 24x43	43-51 cm	Sits: 36x45 & Rygg: 24x43	43-51 cm	Sits: 40x40 & Rygg: 24x43	43-51 cm
Sits: 26x31 & Rygg: 14x32	29-43 cm												
Sits: 29x32 & Rygg: 17x37	38-48 cm												
Sits: 32x36 & Rygg: 17x37	38-48 cm												
Sits: 36x40 & Rygg: 24x43	43-51 cm												
Sits: 36x45 & Rygg: 24x43	43-51 cm												
Sits: 40x40 & Rygg: 24x43	43-51 cm												
Ryggvinkling	-16° till +45° i högsta sitthöjd, -16° till +30° i lägsta sitthöjd												
Armstöd höjd ställbar	0 – 24 cm												
Armstödsplatta	25x8x3 & 25x8x5 cm												
Klädsel	Svart Atlantic												

*) Intervallet till höger i kolumnen anger den reglerbara rygghöjden.

TEKNISK DATA CHASSI

Data	Fakta
Chassi bredd	55 cm
Chassi längd	77 cm
Broms	Chassimonterad
Hjul diameter	100mm
Vikt (gas)	18,4 kg
Vikt (el)	23,4 kg

TEKNISK INFORMATION

Data	Fakta
Klass	Arbetsstol-ISO 180903
Vikt (gas)	30 kg
Vikt (el)	34 kg
Brukarvikt max	70 kg
Batteri	24V 2,9 Ah AGM

MILJÖFÖRHÅLLANDE

Förhållande	Temperatur	Luftfuktighet	Atmosfäriskt tryck
Normal användning	5°C - 40°C	10% - 93% RH	50kPa – 106kpa
Förvaring och transport	-5°C - 40°C	10% - 93% RH	50kPa – 106kPa

DESTRUKTION

Produkter som tas ur bruk permanent ska demonteras och källsorteras. Anvisningar för montering och demontering återfinns på hemsidan under avsnitt Monteringsavisningar ytterligare finns sprängskisser att tillgå under avsnitt sprängskisser på hemsidan www.eurovema.se

Privatpersoner ska ta kontakt med Eurovema för närmare information. Då tar Eurovema på sig ansvaret för destruktionsarbetet.

Demonterade komponenter sorteras enligt **tabellen nedan**.



Demontering av produkten är inte riskfritt, risk för klämskador och brännskador vid felaktigt handhavande föreligger. Demontering ska utföras av auktoriserad tekniker.



Metall	Elektronik	Brännbart
Chassi	Styreelektronik	Sitsar
Sittkryss	Kopplingboxar	Ryggstöd
Ställdon	Handkontroller	Armstödsdynor
Ryggmekanism	Vippreglage	Överdrags klädsjar
Armstödsstolpar		Nackstödsdynor
Benstöd		Bålstödsdynor
Fästdetaljer på tillbehör		Övriga stoppdetaljer
Sitslyft gas		
Lyftpelare el		
Fotring		
Kablar		

Batterier

Kasserade blybatterier ska lämnas på miljöstation.

