

# Bruksanvisning Svenska

---

## **EUROFLEX<sup>®</sup>**

### Arbetsstol Sigma



**Eurovema**

Innehåll	
INLEDNING.....	4
KONTAKTUPPGIFTER .....	4
ANVÄNDARINFORMATION.....	4
SERVICE OCH GARANTI.....	4
MONTERING VID LEVERANS.....	5
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	5
SYMBOLFÖRTECKNING.....	6
VARNING .....	7
RAPPORTERING AV OLYCKA ELLER TILLBUD.....	8
RENGÖRING.....	8
FÖRVARING .....	8
HUVUDETIKETT.....	9
SEKUNDÄRETIKETT .....	9
CE-MÄRKNING .....	9
MÄRKNING PÅ PRODUKTEN.....	10
STOLSÖVERSIKT .....	11
ÖVERSIKT CHASSI.....	12
RYGGHÖJD.....	13
Sidostöd LS Rygg.....	13
RYGGVINKLING MANUELL RYGG .....	14
RYGGVINKLING EL.....	15
RYGGSTÖD SITTDJUP.....	16
SITSVINKLING.....	17
SITSTILT.....	18
ARMSTÖD-INSTÄLLNINGAR.....	19
ARMSTÖD VINKELFASTA .....	19
FÄLLBARA ARMSTÖD – INSTÄLLNING .....	20
SITSHÖJD MANUELL .....	21
Sitthöjd i kombination med sitsrotation .....	21
SITSHÖJD EL.....	22
SITSROTATION .....	23
FOTSTÖD HÖJD.....	24
BENSTÖD HEL FOTPLATTA VINKEL .....	25
FOTPLATTA VINKEL.....	26
DELADE FOTSTÖD HÖJDJUSTERING .....	27
DELADE BENSTÖD VINKEL .....	28

DELAD FOTPLATTA FOTVINKEL.....	29
FOTRING .....	30
BROMS CHASSIMONTERAD.....	31
LADDNING ALLMÄNT.....	32
LADDARE.....	32
BATTERIPLACERING .....	33
BATTERIFUNKTION .....	34
BATTERIBYTE .....	34
TEKNISK INFORMATION SIGMA .....	35
MILJÖFÖRHÅLLANDE.....	36
TEKNISK INFORMATION CHASSI.....	36
TEKNISK INFORMATION ELEKTRONIK.....	36
TEKNISK INFORMATION SITS.....	37
TILLBEHÖRSLISTA.....	38
DESTRUKTION.....	39

## INLEDNING

Vi gratulerar till ert val av arbetsstol! Vi hoppas ni kommer att bli nöjd med denna Euroflex-produkt från Eurovema, som är konstruerad och byggd i Gislaved, Sverige. Arbetsstolen är konstruerad för att tillgodose mycket höga krav på ergonomi, sittkomfort och funktion. Stolen har en mängd inställningsmöjligheter för att kunna anpassas efter varje behov. Läs igenom bruksanvisningen noga för att kunna tillgodogöra er stolens alla möjligheter. Eurovema förbehåller sig rätten till ändringar i denna manual och dess innehåll.

## KONTAKTUPPGIFTER

### Tillverkare



Eurovema Mobility AB

Baldersvägen 38

SE-332 35 Gislaved Sverige

Tel/phone +46 371 390 100

<http://www.eurovema.se>

[info@eurovema.se](mailto:info@eurovema.se)

## ANVÄNDARINFORMATION

- Arbetsstolen klassificeras medicinteknisk produkt i klass 1.
- Produkten är avsedd för användning av personer som behöver hjälp att förflytta sig, utföra sittande aktiviteter och behöver stöd för att resa sig från stolen.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Inga kända kontraindikationer föreligger.
- Max brukarvikt 80-160 kg beroende på sittsystem.
- Vid anpassning för tyngre användare, kontakta Eurovema.
- Förväntad livslängd tio år när produkten används enligt produktens bruksanvisning.
- Produkten är utvecklad och testad av Eurovema samt tredjepartstestad hos oberoende testinstitut. Eurovema är ansvarig för att produkten är säker att användas.



***Denna symbol varnar för situationer som kan medföra risker.***



***Läs bruksanvisning noga.***


## SERVICE OCH GARANTI

Om arbetsstolen används dagligen bör den lämnas in för översyn en gång vartannat år. Detta för att kontrollera att funktioner och säkerhet bibehålls under hela dess livslängd. Förväntad livslängd 10 år vid användning i enlighet med våra anvisningar, underhållsintervall och avsedd användning. Vid behov av service kontaktas i första hand den lokala Hjälpmedelscentralen.

Vi lämnar fyra års garanti på våra produkters metallkonstruktioner övriga delar två år med undantag för klädsel, hjul och batterier där ett års garanti gäller om inget annat avtalas. Normalt slitage ligger inte till grund för godkänd garanti. Vi rekommenderar våra kunder att använda produkten i enlighet med bruksanvisning. Anvisningar gällande service och rekonditionering **se Servicemaual.**

## MONTERING VID LEVERANS

- Öppna förpackningen och kontrollera att ingen transportskada uppstått. Arbetsstolen levereras med ryggstödet och fällbara armstöd omonterade.
- Fasta armstöd är utrustade med stoppskruv, ryggstödet har en stoppkula som ska tryckas in vid montering och demontering för att förhindra att de kan lossna vid justering till ändläge.
- Montera ryggstöd och armstöd enligt bilder och dra åt låsvred (1).
- Montera stoppskruvar (2) med kryssmejsel.





































## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs bruksanvisningen noga innan stolen tas i bruk.
- Okulärbesiktiga stolen dagligen före användning.
- Arbetsstolen är avsedd att användas på plana underlag i normalt inomhusklimat.
- Iakttag försiktighet vid justering av manuell sitsvinkel sittandes i stolen då det kan medföra risk för fall ur stolen.
- Upptäcks skador eller förändringar på stolens funktion ska serviceinstans (Hjälpmedelscentral) kontaktas omedelbart.
- Används stolen regelbundet så bör den lämnas till serviceinstans för översyn regelbundet.
- Var noga med att dra åt låsvred och skruvar ordentligt efter utförd justering.
- Ge akt på om skruvar eller delar blir lösa eller glappar då det kan påverka säkerheten. Kontakta omedelbart serviceinstans.
- Service och underhåll får endast utföras av Eurovema auktoriserad personal.
- Endast originaldelar från Eurovema får användas.
- Stolen får ej utrustas med andra tillbehör eller komponenter än vad som godkänts av Eurovema.
- Överskrid ej maximal angiven brukarvikt.
- Kontrollera att stoppskruvar är monterade på armstöd och stoppkula på ryggstödet infästning, detta förhindrar att dom kan lossna vid justering till ändläge.
- Användare får använda de funktioner som nämns nedan i denna manual. Funktioner som inte står med i denna manual får användaren inte använda.
- Användare får under inga omständigheter sitta i stolen under service med undantag för byte av armstöd och benstöd om det kan säkerställas att användaren ej faller ur stolen.



**Stol med ställbar sitstilt ska vara i fixerat och bromsat läge när man sätter sig eller reser sig.**

## SYMBOLFÖRTECKNING

	Varning		Läs bruksanvisning
	Varning klämrisk		Sitsvinkling
	Får ej strykas		Ryggvinkling
	Tål ej starkare kemvätska än perkloreten		Rygghöjd
	Klorblekmedel får ej användas		Sittdjup
	Får ej torktumlas		Armstöd höjd
	Maskintvätt 60		Manöverknapp elfunktion
	Skyddas mot väta		Ladduttag
	Hanteras varsamt		Ingång styrning
	Denna sida upp		Safe Working Load
	Tillåten temperatur		Applied Part Typ B
	Tillåten relativ fuktighet		
	Tillåten höjd över havet		
	Tillverkningsdatum		
	Tillverkare		
	Endast för inomhusbruk		
	Maximal brukarvikt		
	Serienummer		
	CE-märke visar på Överensstämmelse med Europeiska regelverk		
	Elektriska komponenter lämnas till särskild återvinning		
	Produkten är en del i ett återvinningssystem		
	Komponentvikt överskrider 10kg		
	Driftcykel		

## VARNING



Produkt som uppvisar försämrad eller förändrad prestanda ska omedelbart tas ur bruk. Kontakta omedelbart serviceinstans (hjälpmedelscentral) eller Eurovema Mobility AB. Produkten får ej tas i bruk innan auktoriserad tekniker undersökt produkten.



Produkten får inte belastas med högre vikt än angiven maximal brukarvikt då detta kan medföra att komponenter skadas med olyckor som resultat.



Kontrollera att produktens parkeringsbroms är aktiverad när du sätter dig och reser dig, risk föreligger att produkten oavsiktligt rullar i väg vilket kan medföra att du faller.



Modifieringar på produkten får endast utföras av auktoriserad tekniker i samförstånd med förskrivare. Vid behov av individuell anpassning kontaktas hjälpmedelscentral eller Eurovema Mobility AB. Om produkten modifieras gäller ej längre CE-märkningen och Eurovema tar ej längre ansvar för produkten. Modifieringar som utförs av auktoriserad tekniker efter överenskommelse med Eurovema kan medföra bibehållen CE-märkning.



Reparationer och teknisk service får endast utföras av personal som auktoriserats av Eurovema Mobility AB för bibehållen CE-märkning. Reparationer och tekniskt underhåll får inte göras med användaren i stolen. För närmare instruktioner gällande service och underhåll **se servicemanualen**.



Produkten är avsedd att användas av den person och det ändamål som den är förskriven för. Produkten är inställd för denna person och dessa inställningar får ej ändras av annan person än den som förskrev produkten. Om annan användare ska ta över den måste ny utprovning genomföras.



Produkt med elektrisk sitslyft kan i vissa fall uppnå sitthöjd högre än att användaren når ner till golvet med fötterna vilket kan medföra en risk för fall om användaren reser sig från detta läge. Observera att ha personal eller annan person i närheten om högsta lyfthöjd används.



Komponenter och delar måste monteras enligt monteringsanvisningar för att säkerställa att dessa ej lossnar. Alla kablar ska fixeras med buntband.



Produkten får inte utrustas med andra komponenter eller tillbehör än de som godkänts av Eurovema Mobility AB för bibehållen CE-märkning.



Endast de för produkten avsedda elektriska komponenter får kopplas in i produktens styrsystem. Inkoppling av komponenter i styrsystemet ska utföras av auktoriserad tekniker.



Endast laddare och batterier avsedda för produkten och levererade av Eurovema Mobility AB får användas för bibehållen CE-märkning och garanti.



Produkt med elektriska funktioner kan störas av mobiltelefoner eller annan RF-kommunikationsutrustning.



Produkten är utrustad med många små detaljer och skruvar vilka om dom lossnar kan medföra kvävning hos barn och husdjur.



Produkten är i vissa konfigurationer utrustad med kablar och vajrar som ej går att säkra helt på grund av funktion, dessa kan medföra strykningsrisk.



På produkt med elektrisk broms är det viktigt att batteriet ej laddas ur helt vilket medför att den elektriska bromsen ej fungerar. Om den är i obromsat läge kan den rulla i väg när du sätter dig eller reser dig med fallrisk som följd.

## RAPPORTERING AV OLYCKA ELLER TILLBUD

Tillverkare av medicintekniska produkter inom EU är skyldiga att systematiskt följa upp hur produkterna fungerar vid praktisk användning. CE-märkning har föregåtts av riskanalyser och provningar där åtgärder har vidtagits för att minimera funna risker så långt som möjligt. Om det trots detta inträffar olyckor och tillbud måste detta rapporteras till Eurovema Mobility AB och nationell behörig myndighet.

## RENGÖRING

Arbetsstolens ytor torkas av med lätt fuktad trasa och ett mildt rengöringsmedel, typ diskmedel. Placera stolen så den står stadigt och bromsa den. Sitsens klädsel kan rengöras med de medel som finns på marknaden avsedda för klädseltvätt. Överdragsklädsel kan maskintvättas i 60°.



**Observera att rengöring ska göras på en öppen yta och inte i närheten av öppna lågor.**

## FÖRVARING


Arbetsstolen ska förvaras i torr och rumstempererad miljö. Undvik att stolen utsätts för hög värme, stark kyla eller intensiv sol. Metallytor kan bli mycket varma om de har utsatts för solsken. Vid stark kyla ska stolen uppnå rumstemperatur innan användning. Utsätt inte heller stolen för vatten, andra vätskor eller kemikalier.



## HUVUDETIKETT


Etiketten på produkten innehåller viktig information.

- 1) Produktnamn
- 2) Artikelnummer
- 3) Serienummer UDI-PI
- 4) Streckkod
- 5) Max brukarvikt
- 6) Medicinteknisk produkt
- 7) CE-märkning
- 8) Läs manual innan användning
- 9) Tillverkningsdatum
- 10) Tillverkarens namn
- 11) Applied Part Typ B



## SEKUNDÄRETIKETT

- 1) Applied part type B
- 2) Intermittentfunktion 2 / 18 min
- 3) Tillåten rumstemperatur
- 4) Tillåten relativ luftfuktighet
- 5) Endast inomhusbruk
- 6) Tillåten höjd över havet
- 7) Safe Working Load



## CE-MÄRKNING

Produkten är CE-märkt enligt Europaparlamentets förordning om medicintekniska produkter - MDR 2017/745. CE-märket finns på etiketten. Produkten uppfyller kraven enligt standarden.

**EN1335-2:2018** Arbetsstolar säkerhetskrav

**EN 60601-1-2:2006** Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - del 1: Allmänna fodringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda.

**EN 60601-1-2:2014** Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – säkerhet – Del 1 - 2 Allmänna fodringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda – Tillägsstandard för elektromagnetiska störningar.

**SS-EN 1021-2:2014** Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka.

**SS-EN 1021-1:2014** Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett.

**SS-EN ISO 21856:2022** Hjälpmedel – Allmänna krav och provningsmetoder (ISO21856-2022)

**SS-EN ISO 14971:2020** Riskhantering för medicintekniska produkter.

# MÄRKNING PÅ PRODUKTEN

1 11 10

2 XXX Art-nr: XXXXX XXXX  
3 SN 0000000000  
4 (04) XXXXXXXXXXXXXXXXXX (04) XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eurovema Mobility AB  
Bakblersvägen 39  
SE-332 35 Gislaved  
Datum: 04/01/2014

9  
8  
5 6 7

Överdragsklädsel kan maskintvättas.

SWL  
Kgs

≤2000m

40° 5°

40° 5°

10% 33%

INTERMITTENS  
2 / 18 MIN  
DUT CYCLE

60





Klämrisker redovisas i samband med instruktioner för varje funktion om den kan medföra klämrisk. Märkning finns på stolen där klämrisk föreligger.

# STOLSÖVERSIKT

- 1) Sits
- a) SitRite
- b) Forma
- 2) Ryggstöd
- a) SitRite
- b) SitRite LS
- c) Forma
- 3) Armstöd
- 4) Chassi
- 5) Bromsspak
- 6) Sitslyft Gas
- 7) Sitslyft El
- 8) Fotring




|



## ÖVERSIKT CHASSI

- 1) Framhjul
- 2) Fotring
- 3) Parkeringsbromsspak
- 4) Chassi
- 5) Bromsstång
- 6) Bakhjul
- 7) Fäste lyftpelare El
- 8) Fäste sityft Gas




## RYGGHÖJD

Ryggstödet är justerbart i höjd med en skruv och en spak.

- 1) Lossa spaken ½ varv genom att vrida den moturs.
- 2) Ställ in önskad höjd.
- 3) Lås ryggen genom att vrida den medurs ½ varv.
- 4) För ytterligare höjd justering lossa justerskruven något varv.
- 5) Ställ in önskad höjd.
- 6) Lås justerskruven.


*Skruven kan ersättas med låsratt.*



## Sidostöd LS Rygg

Sidostöden är justerbara i horisontalplanet.

- 1) Lossa skruvarna (1) med insexnyckel 4 mm några varv.
- 2) Justera till önskad bredd.
- 3) Dra åt skruvarna.



## RYGGVINKLING MANUELL RYGG

### Ryggvinkling

Ryggvinkel och ryggdyna är individuellt justerbar.



- 1) Lossa säkerhetsskruv och spak för vinkling fram eller bakåt av hela ryggmekanismen.
- 2) Ställ in önskad ryggvinkel.
- 3) Lås säkerhetsskruv och spak.

### Ryggdyna

- 4) Lossa spaken genom att vrida den moturs ½ varv.
- 5) Ställ in önskad vinkel på ryggdynan.
- 6) Lås spaken genom att vrida den ½ varv medurs.



*Justering kan medföra klämrisk*



## RYGGVINKLING EL

Ryggmekanismen är justerbar i vinkel elektriskt.




- 1) Vinkling bakåt för vippreglaget uppåt.
- 2) vinkling framåt tryck vippreglaget nedåt.

Som tillval finns handkontroll, funktioner enligt bild nedan.

Ryggvinklingen kan begränsas elektroniskt.



**Justera inte ryggvinkeln i omedelbar närhet av annan person.**





## RYGGSTÖD SITTDJUP

Sittdjupet är justerbart med hjälp av ryggstödet. Justera in önskat sittdjup genom att föra ryggstödet framåt eller bakåt. Finjustering kan även göras med hjälp av ryggvinklingen.

- 1) Lossa låsspaken alternativt skruven under sitsen i bakkant.
- 2) Skjut in eller drag ut ryggmekanismen till önskat sittdjup.
- 3) Drag åt låsspaken/skruven.
- 4) För finjustering med hjälp av ryggvinkling se avsnitt **Ryggvinkling**.





## SITSVINKLING

Sitsens vinkel är justerbar, alternativa tiltmekanismer:



1. Vantskruv
2. Vev
3. Gaskolv
4. Elektrisk tilt

1) **Vantskruv** justeras med fastnyckel 17 mm.

2) **Vevtilt** justeras genom att ratten vrids.



*Vid justering av sitstilt kan det finnas klämrisk utför inte detta i barns eller husdjurs direkta närhet.*



## SITSTILT

**3) Gas-reglerad sitsvinkling** regleras med reglage under armstödsdynan. Reglaget är flyttbart från höger till vänster sida. För att justera sitsens vinkel trycks reglaget uppåt mot armstödsdynan och släpps när önskad vinkel är uppnådd.

**4) Elektrisk sitsvinkling** regleras med vipprelaget under armstödet alternativt med handkontroll se avsnitt **Ryggvinkling el, Sitshöjd el**. Elektrisk sitsvinkling går att begränsas elektroniskt.



Vid justering av sitstilt kan det finnas klämrisk utför inte detta i barns eller husdjurs direkta närhet.




## ARMSTÖD-INSTÄLLNINGAR

- 1) För höjdjustering lossa ratten **1** några varv medurs och ställ in önskad höjd.
- 2) Drag åt ratten.
- 3) Breddning lossa spaken **2** ett ½ varv medurs och justera till önskad bredd.
- 4) Drag åt spaken.



## ARMSTÖD VINKELFASTA

Armstöden kan monteras i läge som ej följer med vid sitsvinkling om sitsen kompletteras med fäste för vinkelfasta armstöd. Inställning av bredd och höjd, se bilden ovan.




## FÄLLBARA ARMSTÖD – INSTÄLLNING

Armstödet är fällbart bakåt genom att det återfjädrande reglaget **1** dras uppåt och armstödet samtidigt fälls bakåt.

- 1)** Höjdjustering av armstödet sker genom att spaken alternativt skruven **2** lossas ½ varv. Om armstödet är utrustat med skruv används insexnyckel nr. 5.
- 2)** Drag åt spaken alternativt skruven när önskvärd höjd är uppnådd.
- 3)** För breddjustering **se föregående avsnitt.**



**Säkerställ att ingen kan komma i kläm när armstödet fälls.**



## SITSHÖJD MANUELL

- 1) Höjning eller sänkning av sitthöjden görs genom att reglaget under armstödet (2) förs uppåt, för att sänka tyngs sitsen ned med kroppstyngden samtidigt som reglaget hålls i uppdraget läge.
- 2) När önskad höjd är uppnådd släpps reglaget tillbaka.




*lakttag försiktighet vid sänkning så att ingen kommer i kläm. Vid höjning av sitsen när stolen står under ett bord, kan händer och ben klämmas.*



## Sitthöjd i kombination med sitsrotation

Stolar utrustade med sitsrotation har reglaget för sitthöjd placerat under sitsen se (1)

- 1) Vrid spaken uppåt för att aktivera sitslyften.
- 2) Släpp spaken när sitsen är i önskad höjd.





## SITSHÖJD EL

Sitshöjden regleras elektriskt med vippströmbrytaren under armstödet. Dra vippbrytaren uppåt för att höja och tryck den nedåt för att sänka sitsen.

Alternativt finns handkontroll som tillval där funktionerna är enligt bild nedan.



***!akttag försiktighet vid sänkning så att ingen kommer i kläm. Vid höjning av sitsen när stolen står under ett bord, kan händer och ben klämmas.***



## SITSROTATION

Sitsrotation finns som tillbehör där sitsen är roterbar 90° åt båda håll. För att rotera stolen, bromsa stolen och för reglaget uppåt samtidigt som du vrider sitsen. Reglaget kan släppas när du påbörjat vridningen och kommer att falla tillbaka till utgångsläget när sitsen uppnått 90° läge.






## BENSTÖD HÖJD

- 1) Lossa säkerhetsskruven **1** något varv med insexnyckel nr.5
- 2) Lossa skruv **2** något varv och justera in önskad höjd.
- 3) Dra åt skruv **2** och säkerhetsskruv **1**.



*Stå inte på fotplattan, stolen tippas framåt.*






## BENSTÖD HELFOTPLATTA VINKEL

- 1) Lossa skruven **1** något varv med insexnyckel nr.5.
- 2) Justera in önskad vinkel.
- 3) Drag åt skruven.



*Stå inte på fotplattan, stolen tippar framåt.*




## FOTPLATTA VINKEL

Fotplatta är justerbar i horisontell vinkel. För att vinkla den nedåt skruva de två skruvarna med insexnyckel nr.5 moturs tills önskad vinkel är uppnådd och lås skruvarna med muttrarna. För vinkling uppåt lossa muttrarna och skruva ut dom moturs.



***Stå inte på fotplattan, stolen tippas framåt.***



## DELADE BENSTÖD HÖJDJUSTERING

- 1) Lossa säkerhetsskruv **1** och skruv **2** något varv så att det går att höja eller sänka fotplattan.
- 2) När önskad höjd är uppnådd, dra åt skruvarna **1** och **2**.



**Stå inte på fotplattan, stolen tippar framåt.**




## DELADE BENSTÖD VINKEL

Benstöden är vinkelställbara. Lossa skruven några varv med insexnyckel nr.5, justera till önskad vinkel och drag åt skruven.



*Stå inte på fotplattan, stolen tippar framåt.*




## DELAD FOTPLATTA FOTVINKEL

Fotplattans vinkel är justerbar för att hitta en bekväm vinkel för foten. Lossa skruven med insexnyckel nr.5 några varv och justera vinkel **1**. Dra åt skruven. Fotplattan är uppfällbar utan verktyg **2** för att underlätta i och urstigande.



**Stå inte på fotplattan, stolen tippar framåt.**



## FOTRING

Fotringen är fällbar bakåt och vilar mot chassit i bakåtfällt läge.



***Fäll undan fotringen innan du reser dig från stolen för att undvika fall.***



## BROMS CHASSIMONTERAD

Bromsa stolen genom att föra bromsspaken framåt. Lås upp bromsen genom att föra spaken bakåt igen.



***Bromsa alltid stolen innan du sätter dig eller reser dig ur stolen.***



## LADDNING ALLMÄNT

För att erhålla batteriets fulla prestanda så länge som möjligt är det viktigt att det laddas regelbundet. Oftast räcker det att ladda 1–2 gånger per vecka, om möjligt på dagtid när stolen inte används. Avbryt inte laddningen innan den är färdig vilket är när ljusdioden på vippboxen lyser konstant orange. Vid långtidsförvaring bör batteriet laddas cirka en gång var fjärde vecka. Placera stolen under laddning så att laddkontakten går enkelt att sätta i och ta ut.

När stolen laddas fungerar endast den elektriska bromsen att låsa/låsa upp för att det ska gå att flytta stolen utan att koppla ur laddaren, ingen annan funktion är användbar.



**Lämna ej laddningen på långa perioder utan avbrott. Låt ej heller laddaren vara ansluten till vägguttaget efter avslutad laddning.**




**Regelbunden laddning av batteriet är särskilt viktigt på stolar med elektriska funktioner för att säkerställa att man kan låsa elektrisk broms och reglera sitsen läge för att på ett säkert sätt kunna resa och sätta sig i stolen.**

## LADDARE

### TP7M

Batteriet måste laddas när batteriet avger en ljudsignal och ljusdioden **4** på vippboxen blinkar vid aktivering av någon av stolens elfunktioner. För att skona batteriet ska laddning ske så snart denna signal och ljusdiod blinkar.

- 1) Anslut laddkontakten **2** till ladduttaget **1** i vippboxen.
- 2) Anslut laddarens väggkontakt till vägguttaget 220V; laddarens ljusdiod **3** lyser grönt. Lysdioden **4** blinkar i några sekunder för att sedan slockna.
- 3) Laddningen är klar när orange lysdiod **4** på vippboxen lyser konstant orange.
- 4) Tag först ut laddaren ur vägguttaget, sedan laddkontakten ur stolen.





## BATTERIPLACERING

Batteriets **av/på** knappar och **ljusdioden** återfinns på batteriboxens ovansida, se bild.




## BATTERIFUNKTION

När laddaren inte är ansluten

Knapp	Funktion	Aktivitet
On	Tryck mer än 1 sekund	Batteriet aktivt
Off	Tryck mer än 3 sekunder	Batteriet avstängt

Status	Kapacitet	Ljusdiod	
Laddat	>80 %	Grön	Lyser konstant
Laddar	<80 %	Grön	Snabb blinkning 1/1 sekund
Behov av laddning	>25 %	Grön	Lång blinkning 0,5/4 sekund
Låg kapacitet	<25 %	Orange	Lång blinkning 0,5/4 sekund
Skyddsläge	<20 %	-	Av
Fel varning	-	Orange	Lyser konstant

För att stänga av elfunktionerna, tryck på OFF-knappen som sitter på batteriet. För att sedan starta funktionerna igen, koppla i laddkontakten i stolen tills du hör en ljudsignal. För närmare instruktion se sida 32.



Se teknisk information

## BATTERIBYTE

Vid batteribyte ersätts hela batterilådan. **Se monteringsanvisning för Batteribyte** för hur man utför detta.



**Reparationer och andra åtgärder på batteriet får endast utföras efter godkännande av Eurovema. Batterilådan ska inte öppnas. Endast av Eurovema godkända batterier får användas i produkten.**

## TEKNISK INFORMATION SIGMA

Klass	Arbetsstol ISO 180903
Vikt elektrisk	42 kg
Vikt manuell	34 kg
Vikt SWL totalvikt max brukarvikt + stol	175 kg
Maximal brukarvikt	160 kg
Batteri elektrisk version	TBB4 24V 2Ah inbyggd övervakning för mer info. Se Data TBB4

Sitthöjd EL med enkelhjul	Utan rotation	Med rotation
Sitthöjd EL 100 mm frigång 50 mm	383-483 mm	393-493 mm
Sitthöjd EL 100 mm frigång 70 mm	403-503 mm	413-513 mm
Sitthöjd EL 180 mm frigång 50 mm	463-643 mm	473-643 mm
Sitthöjd EL 180 mm frigång 70 mm	483-663 mm	493-673 mm
Sitthöjd EL 250 mm frigång 50 mm	533-783 mm	543-783 mm
Sitthöjd EL 250 mm frigång 70 mm	553-803 mm	563-813 mm

Sitthöjd EL med dubbelhjul	Utan rotation	Med rotation
Sitthöjd EL 100 mm frigång 50mm	363-463 mm	373-473 mm
Sitthöjd EL 100 mm frigång 70mm	383-483 mm	384-493 mm
Sitthöjd EL 180 mm frigång 50mm	443-623 mm	453-633 mm
Sitthöjd EL 180 mm frigång 70mm	463-643 mm	473-653 mm
Sitthöjd EL 250 mm frigång 50mm	513-763 mm	523-773 mm
Sitthöjd EL 250 mm frigång 70mm	533-783 mm	543-793 mm

Sitthöjd Gas oberoende av hjul	Utan rotation	Med rotation
Sitthöjd Gas 95 mm frigång 30mm	311,5-406,5 mm	321,5-407,5 mm
Sitthöjd Gas 155 mm frigång 30mm	408,5-563,5 mm	418,5-573,5 mm
Sitthöjd Gas 200 mm frigång 30mm	468,5-668,5 mm	478,5-678,5 mm

Sitstilt	Fram	Bak
Sitstilt EL, vev, vantskruv och gas	-14°	+16°

Ryggvinkel	Fram	Bak
Sitstilt EL, manuell och gas	-23°	+7°

## MILJÖFÖRHÅLLANDE

Förhållande	Temperatur	Luftfuktighet	Atmosfäriskt tryck
Normal användning	5°C - 40°C	10% - 93% RH	50kPa – 106kpa
Förvaring och transport	-5°C - 40°C	10% - 93% RH	50kPa – 106kpa

## TEKNISK INFORMATION CHASSI

Data	Fakta
Bredd chassi med enkelhjul	582 mm
Bredd chassi med dubbelhjul	603 mm
Längd chassi med enkelhjul	592 mm
Bredd chassi med dubbelhjul	603 mm
Vikt chassi	9,9 kg
Broms manuell	Chassimonterad spakbroms
Broms elektrisk	Timotion TL16 500N slag 50 mm
Hjuldiameter	100 mm

## TEKNISK INFORMATION ELEKTRONIK

Data	Fakta
Ingångsspänning	30V DC Max 6A
Utspänning	30V DC 6A
Arbetscykel	10 % max 2min on / 18 min off
Spänning	24V DC
EMC	Class 2
Skyddskapsling	IP66
Elektrisk skyddsklass	Klass 2
Batteri TBB4	24V 2Ah AGM



*Stolar utrustade med elektroniska komponenter kan komma att störas av radiovågor, exempelvis mobiltelefoner.*



*Stolar utrustade med elektroniska komponenter klassas som Applied Part Type B, skyddsklass II med intern strömkälla.*

## TEKNISK INFORMATION SITS, RYGG & ARMSTÖD

Data	Fakta
Sits (bredd x djup)	40x40, 40x46, 45x46, 45x50, 50x46, 50x50cm
Sittbredd (mellan armstöd)	38-56 cm
Sitsdjup	40-59 cm
Ryggstöd SitRite (höjd*bredd)	29x32, 36x40, 42x45, 47x47 cm
Ryggstöd SitRite LS	17x37, 24x43, 28x45, 33x47 cm
Ryggstöd Forma	37x23, 37x46, 37x48 cm
Ryggstöd Classic	35x30, 35x44, 40x30, 40x44 cm
Ryggvinkling	30°
Armstöd ställbar höjd (följer tilt)	0-26 cm
Armstöd ställbar höjd (följer ej tilt)	<sup>a</sup> 0-26 cm (Teoretisk -15,5-26 cm)
Armstödssplattor	25x8x3, 30x8x3, 40x8x3, 25x8x5, 30x8x5, 40x8x5 cm
Sits Coxit (bredd*djup)	45x45, 50x50 cm
Sitsrotation	180° låsbar i fem lägen
Klädsel	Svart Atlantic

a) Kräver lång armstödsstolpe.

## TILLBEHÖRSLISTA

Följande tillbehör går att byta ut för att ändra funktionaliteten på produkten:

1. Kontrollvipa, finns i handkontrollformat, trådad och trådlöst.
2. Hjul, finns i enkel och dubbelhjulsvariant.
3. Broms, finns som manuell broms men även elektronisk broms.
4. Lyftpelare, finns i tre olika höjder.

Kontakta Eurovema för en fullständig lista över delar som går att reparera/bytas ut, gäller endast auktoriserad personal.

## DESTRUKTION

Produkter som tas ur bruk permanent ska demonteras och källsorteras. Anvisningar för montering och demontering återfinns på hemsidan under **avsnitt Monteringsavisningar**. Ytterligare finns sprängskisser att tillgå under **avsnitt sprängskisser** på hemsidan [www.eurovema.se](http://www.eurovema.se)  
Privatpersoner ska ta kontakt med Eurovema för närmare information. Då tar Eurovema på sig ansvaret för destruktionsen.

Demonterade komponenter sorteras enligt **tabellen nedan**.



**Demontering av produkten är inte riskfritt, risk för klämskador och brännskador vid felaktigt handhavande föreligger. Demontering ska utföras av auktoriserad tekniker.**

<b>Metall</b>	<b>Elektronik</b>	<b>Brännbart</b>
Chassi	Styreelektronik	Sitsar
Sittkryss	Kopplingsboxar	Ryggstöd
Ryggmekanism	Vippreglage	Armstödsdynor
Armstödsstolpar	Batteribox (batterier måste avskiljas)	Nackstödsdynor
Benstöd	Ställdon EI	Överdragsklädslar
Fästdetaljer på tillbehör	Lyftpelare EI	Bålstödsdynor
Sitslyft gas	Kablar	Övriga stoppdetaljer
Fotring		

### **Batterier**

**Kasserade blybatterier ska lämnas på miljöstation.**

