

Gebruiksaanwijzing, Nederlands

EUROFLEX®

Sigma Werkstoel



Eurovema

Inhoud	
INLEIDING	4
CONTACTDETAILS	4
GEBRUIKERSINFORMATIE.....	4
SERVICE EN GARANTIE.....	4
MONTAGE BIJ LEVERING	5
VEILIGHEIDSREGELS.....	5
SYMBOOLTOETS	7
WAARSCHUWING	8
RAPPORTAGE VAN ONGEVALLLEN EN INCIDENTEN	9
REINIGING.....	9
OPSLAG.....	10
HOOFDLABEL	11
SECUNDAIR LABEL	11
CE-MARKERING	11
PRODUCT MARKERING.....	12
STOEL OVERZICHT.....	13
CHASSIS OVERZICHT	14
HOOGTE RUGLEUNING.....	15
Zijsteun, LS rugleuning	15
RUGKANTELING, HANDMATIG RUGLEUNING	16
RUGKANTELING - ELEKTRONISCH.....	17
RUGLEUNING - ZITDIEPTE.....	18
ZITHOEK.....	19
KANTELING ZITTING.....	20
ARMLEUNING - INSTELLINGEN	21
ARMLEUNING - VASTE HOEK.....	21
OPKLAPBARE ARMLEUNINGEN - INSTELLINGEN	22
ZITHOOGTE - HANDMATIG.....	23
Zithoogte in combinatie met zitrotatie	23
ZITHOOGTE - ELEKTRISCH.....	24
ZITTING ROTATIE	25
VOETSTEUN - HOOGTE	26
BEENSTEUN - COMPLETE VOETPLAAT KANTELING	27
VOETPLAAT - KANTELING	28
GEVORMDE VOETSTEUN - HOOGTEVERSTELLING	29
GEVORMDE BEENSTEUN - KANTELING.....	30
GEVORMDE VOETPLAAT - VOETKANTELING	31

VOETRING.....	32
REM - CHASSIS GEMONTEERD	33
OPLADEN - ALGEMEEN	34
OPLADER.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
BATTERIJLOCATIE	35
BATTERIJFUNCTIE	36
VERVANGEN VAN DE BATTERIJ	36
TECHNISCHE GEGEVENS - SIGMA.....	37
OMGEVING	38
TECHNISCHE GEGEVENS - CHASSIS.....	38
TECHNISCHE GEGEVENS - ELEKTRONICA.....	38
TECHNISCHE GEGEVENS - ZITTING, RUGLEUNING & ARMSTEUNEN	39
ACCESSOIRELIJST	40
VERNIETIGING	41

INLEIDING

Wij feliciteren u van harte met uw keuze voor een werkstoel! We hopen dat u tevreden zult zijn met dit Euroflex-product van Eurovema, dat is ontworpen en gebouwd in Gislaved, Zweden. De werkstoel is ontworpen om te voldoen aan zeer hoge eisen voor ergonomie zitcomfort en functie. De stoel heeft vele verstelmogelijkheden waardoor hij aan elke behoefte kan worden aangepast. Lees de gebruiksaanwijzing goed door, zodat u gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van uw stoel. Eurovema behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze handleiding en de inhoud ervan.

CONTACTDETAILS

Fabrikant



Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38
SE-332 35 Gislaved, Zweden
Telefoon +46 371 390 100
<http://www.eurovema.se>
info@eurovema.se

GEBRUIKERSINFORMATIE

- Deze werkstoel is geclassificeerd als een klasse 1 medisch apparaat.
- Het product is bedoeld om te worden gebruikt door mensen die hulp nodig hebben bij het verplaatsen of het uitvoeren van activiteiten terwijl ze zitten en ondersteuning nodig hebben om uit een stoel te komen.
- Het product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Er zijn geen contra-indicaties bekend.
- Het maximale gebruikersgewicht bedraagt 80 - 160 kg, afhankelijk van het gebruikte zitsysteem.
- Om de stoel aan zwaardere gebruikers aan te passen, kunt u contact opnemen met Eurovema.
- Bij gebruik in overeenstemming met deze gebruikershandleiding is de verwachte levensduur van het product tien jaar.
- Het product is ontwikkeld en getest door Eurovema en onderworpen aan tests door een onafhankelijke testinstantie. Eurovema is ervoor verantwoordelijk dat het product veilig te gebruiken is.



Dit symbool waarschuwt voor situaties die risico's voor de gebruiker kunnen opleveren.



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

SERVICE EN GARANTIE


Als de werkstoel dagelijks wordt gebruikt, moet deze eens in de twee jaar ter inspectie worden aangeboden. Dit is om te controleren of de functie en veiligheid van de stoel gedurende de gehele levensduur behouden blijven. De verwachte levensduur is 10 jaar bij gebruik in overeenstemming met onze instructies, vastgestelde onderhoudsintervallen en het beoogde gebruik. Als uw stoel onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke technische hulpcentrum.

We geven 4 jaar garantie op de metalen constructies in onze producten, 2 jaar garantie op andere onderdelen behalve bekleding, wielen en batterijen, waarvoor 1 jaar garantie geldt, tenzij anders overeengekomen. Normale slijtage valt niet onder de garantie. We raden aan dat onze klanten het

product gebruiken in overeenstemming met de gebruikershandleiding. Voor instructies met betrekking tot onderhoud en revisie, **zie de Servicehandleiding**.

MONTAGE BIJ LEVERING

- Open de verpakking en controleer of er geen schade is opgetreden tijdens het transport. De werkstoel wordt geleverd zonder gemonteerde rugleuning en opklapbare armleuningen.
- De armleuningen zijn voorzien van stopschroeven en de rugleuning is voorzien van een stopkogel die tijdens montage en demontage moet worden ingedrukt om te voorkomen dat deze losraakt bij het verstellen van de rugleuning in de eindpositie.
- Monteer de rugleuning en de armleuningen zoals weergegeven in de afbeeldingen en draai de vergrendelknop (1) vast.
- Monteer de stopschroeven (2) met behulp van een Phillips-schroevendraaier.



VEILIGHEIDSREGELS



































- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de stoel gaat gebruiken.
- Voer dagelijks vóór gebruik een visuele inspectie van de stoel uit.
- De werkstoel is bedoeld voor gebruik op een vlakke ondergrond in een normaal binnenklimaat.
- Wees voorzichtig bij het instellen van de handmatige zithoek terwijl u in de stoel zit, aangezien het risico bestaat dat u uit de stoel valt.
- Als u constateert dat de stoel schade heeft opgelopen of als u veranderingen in de werking constateert, neem dan onmiddellijk contact op met de serviceorganisatie (Technisch Hulpcentrum).
- Als de stoel regelmatig wordt gebruikt, moet deze routinematig ter inspectie naar de serviceorganisatie worden gestuurd.
- Zorg ervoor dat u de vergrendelknop en de schroeven goed vastdraait nadat u de aanpassingen hebt gemaakt.
- Let op schroeven of onderdelen die losraken of los passen, aangezien deze de veiligheid kunnen beïnvloeden. Neem onmiddellijk contact op met de serviceorganisatie.
- Service en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een door Eurovema geautoriseerde technicus.
- Er mogen uitsluitend originele onderdelen van Eurovema worden gebruikt.
- De stoel mag niet zijn uitgerust met andere accessoires of onderdelen dan die zijn goedgekeurd door Eurovema.
- Overschrijd het vermelde maximale gebruikersgewicht niet.
- Controleer of er stopschroeven op de armleuningen zijn aangebracht en of er stoplagers in de bevestiging van de rugleuning zitten. Dit voorkomt dat ze losraken bij het afstellen van de rugleuning in de eindpositie.

- Gebruikers kunnen de functies gebruiken die hieronder in deze handleiding worden vermeld. Gebruikers mogen geen functies gebruiken die niet in deze handleiding worden vermeld.
- Onder geen enkele omstandigheid mag de gebruiker in de stoel zitten terwijl deze wordt onderhouden, behalve wanneer armleuningen en beensteunen worden vervangen en er maatregelen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat de gebruiker niet uit de stoel valt.



Stoelen met verstelbare kanteling van de zitting moeten in de vaste stand staan en de rem moet worden aangetrokken wanneer de gebruiker in of uit de stoel stapt.

SYMBOOLTOETS

	Waarschuwing		Lees gebruiksaanwijzing
	Waarschuwing, gevaar voor beknelling		Kanteling zitting
	Niet strijken		Verstelbare achterwaartse kanteling
	Gebruik geen oplosmiddelen voor chemisch reinigen die sterker zijn dan tetrachloorethyleen		Hoogte achterkant
	Geen bleekmiddel gebruiken		Zitdiepte
	Niet in de droger		Hoogte armleuning
	Machinewas 60		Bedieningsknop, elektrische functie
	Beschermen tegen vloeistof		Oplaadpoort
	Zorgvuldig behandelen		Invoercontrole
	Deze kant omhoog		Veilige werklast
	Toegestane temperatuur		Toegepast onderdeeltype B
	Toegestane relatieve vochtigheid		
	Toegestane hoogte boven zeeniveau		
	Fabricagedatum		
	Fabrikant		
	Uitsluitend voor gebruik binnenshuis		
	Maximaal gebruikersgewicht		
	Serienummer		
	CE-markering toont naleving van de Europese regelgeving		
	Elektrische componenten moeten worden verzonden voor speciale recycling		
	Het product maakt deel uit van een recyclingsysteem		
	Het gewicht van het onderdeel overschrijdt 10kg		
	Operatiecyclus		

WAARSCHUWING



Een product dat verminderde of veranderde prestaties vertoont, moet onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld. Neem onmiddellijk contact op met de serviceorganisatie (Technisch Hulpcentrum) of Eurovema AB. Het product mag niet opnieuw worden gebruikt totdat het is geïnspecteerd door een bevoegde technicus.



Het product mag niet worden belast boven het aangegeven maximale gebruikersgewicht, omdat hierdoor onderdelen beschadigd kunnen raken, wat tot ongelukken kan leiden.



Controleer of de parkeerrem is geactiveerd bij het in of uit de stoel stappen. Als dit niet het geval is, bestaat het risico dat het product onbedoeld gaat rollen, waardoor u kunt vallen.



Wijzigingen aan het product mogen alleen worden aangebracht door een bevoegde technicus in overleg met de voorschrijver. Mocht een aanpassing op maat nodig zijn, neem dan contact op met een Technisch Hulpcentrum of Eurovema Mobility AB voor advies. Door wijzigingen aan het product vervalt de CE-markering en aanvaardt Eurovema geen enkele aansprakelijkheid meer. Door wijzigingen uitgevoerd door een bevoegde technicus in overleg met Eurovema kan de CE-markering geldig blijven.



Reparaties en technisch onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door personeel dat is geautoriseerd door Eurovema Mobility AB, zodat de CE-markering geldig blijft. Reparaties en technisch onderhoud mogen niet worden uitgevoerd terwijl de gebruiker in de stoel zit. Voor meer gedetailleerde service- en onderhoudsinstructies, zie de Servicehandleiding.



Het product is bedoeld voor gebruik door de persoon en voor het doel waarvoor het is voorgeschreven. Het product is voor deze persoon geconfigureerd en de instellingen ervan mogen door niemand anders worden gewijzigd dan de persoon die het product heeft voorgeschreven. Als het product moet worden overgedragen aan een andere gebruiker, moet de stoel een nieuwe test ondergaan.



In bepaalde omstandigheden kan een product met een elektrische stoellift de stoel verhogen tot een hoogte die ertoe leidt dat de gebruiker de vloer niet met de voeten kan bereiken, waardoor het risico op een val ontstaat als de gebruiker probeert uit de stoel te komen vanuit deze positie. Zorg ervoor dat er personeel of een andere persoon aanwezig is als de hoogste zithoogte wordt gebruikt.



Componenten en onderdelen moeten worden gemonteerd in overeenstemming met de montage-instructies om ervoor te zorgen dat ze stevig vastzitten en niet losraken. Alle kabels moeten worden vastgezet met kabelbinders.



Om de geldigheid van de CE-markering te behouden, mag het product niet worden uitgerust met andere componenten of accessoires dan die zijn goedgekeurd door Eurovema Mobility AB.



Alleen elektrische componenten die specifiek bedoeld zijn voor gebruik met het product mogen op het besturingssysteem van het product worden aangesloten. Componenten moeten door een bevoegde technicus op het besturingssysteem worden aangesloten.



Om de geldigheid van de CE-markering te behouden en om naleving van de garantievoorwaarden te garanderen, mogen alleen opladers en batterijen worden gebruikt die specifiek voor het product zijn ontworpen en geleverd door Eurovema Mobility AB.



Een product met elektrische functies kan interferentie ondervinden van mobiele telefoons of andere RF-communicatieapparatuur.



Het product bevat veel kleine onderdelen en schroeven die, als ze loskomen, verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kinderen en huisdieren.



In bepaalde configuraties is het product uitgerust met kabels en draden die om functionele redenen niet volledig kunnen worden vastgezet en als gevolg daarvan een gevaar voor wurging kunnen vormen.



Bij producten met een elektrische rem is het belangrijk dat de accu niet volledig leeg raakt, omdat de rem hierdoor niet meer werkt. In dergelijke situaties, en als de rem nog niet is ingeschakeld, kan de stoel gaan rollen als u gaat zitten of opstaan, met het risico op vallen tot gevolg.

RAPPORTAGE VAN ONGEVALLLEN EN INCIDENTEN

In de EU gevestigde fabrikanten van medische hulpmiddelen zijn verplicht systematisch bij te houden hoe hun producten in de praktijk werken.

De toekenning van een CE-markering toont aan dat het product een reeks risicoanalyses en tests heeft ondergaan, waarbij maatregelen zijn genomen om de geïdentificeerde risico's zoveel mogelijk te minimaliseren. Als er ondanks alles toch ongevallen of incidenten plaatsvinden, moeten dergelijke gebeurtenissen worden gemeld aan Eurovema Mobility AB en de relevante nationale autoriteit.

REINIGING

De oppervlakken van werkstoelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek in combinatie met een mild reinigingsmiddel, bijv. afwasmiddel. Plaats de stoel op een stabiele ondergrond en activeer de rem. De stoelbekleding kan worden gereinigd met in de handel verkrijgbare bekledingsreinigers. Losse hoezen kunnen in de machine gewassen worden op 60°.



NB Het reinigen dient te gebeuren in een goed geventileerde ruimte en niet in de aanwezigheid van open vuur.


OPSLAG

De werkstoel moet in een droge omgeving bij kamertemperatuur worden opgeslagen. Houd de stoel uit de buurt van hoge temperaturen, intense kou en sterk zonlicht. Metalen oppervlakken kunnen zeer heet worden als ze worden blootgesteld aan zonlicht. In geval van hevige kou de stoel voor gebruik op kamertemperatuur laten komen. Stel de stoel bovendien niet bloot aan water, andere vloeistoffen of chemicaliën.

HOOFDLABEL


Het etiket op het product bevat belangrijke informatie.

- 1) Productnaam
- 2) Onderdeelnummer
- 3) Serienummer UDI-PI
- 4) Barcode
- 5) Max. gewicht gebruiker
- 6) Medisch apparaat
- 7) CE-markering
- 8) Lees de handleiding voor gebruik
- 9) Fabricagedatum
- 10) Naam van de fabrikant
- 11) Toegepast onderdeeltype B



SECUNDAIR LABEL

- 1) Toegepast onderdeeltype B
- 2) Intermittierende functie 2 / 18 min
- 3) Toegestane kamertemperatuur
- 4) Toegestane relatieve vochtigheid
- 5) Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
- 6) Toegestane hoogte boven zeeniveau
- 7) Veilige werklast



CE-MARKERING

Het product is CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Medical Devices Regulation (MDR 2017/745) van het Europees Parlement. De CE-markering staat op het label. Het product voldoet aan de eisen van de norm.

EN1335-2:2018 Kantoormeubelen. Kantoorstoelelen - Veiligheidseisen

EN 60601-1:2006 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties.

EN 60601-1-2:2014 Medische elektrische toestellen - Deel 1-2: Algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestatie - Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit.

SS-EN 1021-2:2014 Meubilair - Beoordeling van de ontvlambaarheid van gestoffeerd meubilair - Deel 2: Ontstekingsbron: Equivalent van de lucifervlam.

SS-EN 1021-1:2014 Meubilair - Beoordeling van de ontvlambaarheid van gestoffeerd meubilair - Deel 1: Ontstekingsbron: Smeulende sigaret.

SS-EN ISO 21856:2022 Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden (ISO21856-2022)

SS-EN ISO 14971:2020 Risicomanagement voor medische hulpmiddelen.

PRODUCT MARKERING

Losse hoezen kunnen in de machine gewassen worden.

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XXX Art-nr: XXXXXXXX

Eurovema Mobility AB
Bakkersvägen 39
SE-332 35 Gislaved
Date: 01XXXX

MD CE

SWL
Kgs

≤2000m

40° 5°

40° 5°

10% 33%

INTERMITTENS
2 / 18 MIN
DUT CYCLE



60



Verbrijzelingsrisico's worden gerapporteerd bij instructies voor elke functie waarbij een beknellingsrisico kan ontstaan. Op de stoel zijn markeringen aangebracht waar er gevaar voor beknelling bestaat.


STOEL OVERZICHT

- 1) Zitting
 - a) SitRite
 - b) Forma
 - c) Forma
- 2) Rugleuning
 - a) SitRite
 - b) SitRite LS
 - c) Forma
- 3) Armleuning
- 4) Chassis
- 5) Remhendel
- 6) Gas zittinglift
- 7) Elektrische zittinglift
- 8) Voetring



CHASSIS OVERZICHT

- 1) Voorwiel
- 2) Voeting
- 3) Parkeren, remhendel
- 4) Chassis
- 5) Remstang
- 6) Achterwiel
- 7) Hefkolom, elektrisch
- 8) Stoellift bevestiging, gas




HOOGTE RUGLEUNING

De rugleuning is in hoogte verstelbaar door middel van een schroef en een hendel.

- 1) Draai de hendel een halve slag los door hem linksom te draaien.
- 2) Stel gewenste hoogte in.
- 3) Vergrendel de achterkant door deze een halve slag rechtsom te draaien.
- 4) Om de hoogte verder aan te passen, draait u de stelschroef een paar slagen los.
- 5) Stel gewenste hoogte in.
- 6) Stelschroef vergrendelen.


De schroef kan worden vervangen door een borgwiel.



Zijsteun, LS rugleuning

De zijsteunen zijn horizontaal verstelbaar.

- 1) Draai de schroeven (1) enkele slagen los met een inbussleutel van 4 mm.
- 2) Aanpassen aan de gewenste breedte.
- 3) Draai de schroeven vast.



RUGKANTELING, HANDMATIG RUGLEUNING

Rugkanteling

De rugleuning en het rugkussen zijn individueel verstelbaar.


- 1) Maak de veiligheidsschroef en hendel los om het gehele rugmechanisme naar achteren of naar voren te kantelen.
- 2) Stel de gewenste rugleuninghoek in.
- 3) Vergrendel veiligheidsschroef en hendel.

Rugkussen

- 4) Maak de hendel los door hem een ½ slag linksom te draaien.
- 5) Stel de gewenste hoek in op het kussen van de rugleuning.
- 6) Vergrendel de hendel door hem een ½ slag rechtsom te draaien.



Bij het afstellen bestaat er gevaar voor beknelling



RUGKANTELING - ELEKTRONISCH

De kanteling van het rugleuningmechanisme is elektronisch verstelbaar.




- 1) Kantel achterover door de tuimelschakelaar naar boven te bewegen.
- 2) Kantel voorover door de tuimelschakelaar naar beneden te bewegen.

Er is ook een optionele handbediening verkrijgbaar, die functioneert zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

De rugkanteling kan elektronisch worden beperkt.



Verstel de rugkanteling niet in de directe omgeving van iemand anders.



RUGLEUNING - ZITDIEPTE

Zitdiepte kan worden versteld met behulp van de rugleuning. Stel de gewenste zitdiepte in door de rugleuning naar achteren of naar voren te schuiven. Het fijn afstellen van de zitdiepte kan ook via de rugkanteling.

- 1) Draai de borgschroef/knop onder de stoel aan de achterkant los.
- 2) Duw het rugmechanisme in of uit tot de gewenste zitdiepte.
- 3) Draai de borghendel/schroef vast.
- 4) Fijnafstelling met behulp van de rugkanteling, zie vorige paragraaf *Rugkanteling*



ZITHOEK

De zithoek is verstelbaar en er kunnen verschillende kantelmechanismen worden gebruikt:


1. Wentelstang
2. Kruk
3. Gaszuiger
4. Elektrisch kantelen.

1) De **wentelstang** wordt afgesteld met een ringsleutel van 17 mm.

2) De **krukkanteling** wordt aangepast door aan het wiel te draaien.



Het aanpassen van de kanteling van de zitting kan een risico op beknelling met zich meebrengen, voer deze procedure daarom niet uit als er kinderen of huisdieren in de directe omgeving zijn.




KANTELING ZITTING

3) De gasgestuurde kanteling van de zitting wordt geregeld met de bedieningsknop onder het armleuningkussen. De bediening kan van rechts naar links worden bewogen. Om de zithoek aan te passen, drukt u de knop omhoog in de richting van het armleuningkussen en laat u deze los zodra de gewenste hoek is bereikt.

4) De elektrische kanteling van de zitting wordt bediend met behulp van de tuimelschakelaar onder de armleuning of met de handbediening (zie de paragrafen *Rugkanteling - Elektrisch*, *Zithoogte - Elektrisch* voor meer details). De elektrische zittingkanteling kan elektronisch worden begrensd.



Het aanpassen van de kanteling van de zitting kan een risico op beknelling met zich meebrengen, voer deze procedure daarom niet uit als er kinderen of huisdieren in de directe omgeving zijn.




ARMLEUNING - INSTELLINGEN

- 1) Om de hoogte van de armleuningen aan te passen, draait u het wiel (1) een paar slagen rechtsom los en stelt u de armleuningen in op de gewenste hoogte.
- 2) Draai het wiel vast.
- 3) Om de breedte van de armleuning aan te passen, draait u de hendel (2) een halve slag rechtsom los en stelt u de gewenste breedte in.
- 4) Draai de hendel vast.



ARMLEUNING - VASTE HOEK

De armleuningen kunnen in een positie worden gemonteerd die niet verandert als de stoel wordt gekanteld, als de stoel wordt aangevuld met bevestigingen voor vaste hoekarmleuningen. Stel de breedte en hoogte in zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding.




OPKLAPBARE ARMLEUNINGEN - INSTELLINGEN

De armleuning kan naar achteren worden geklapt door de veerbelaste hendel (1) naar boven te trekken en tegelijkertijd de armleuning naar achteren te duwen.

- 1) De hoogte van de armleuning wordt aangepast door de hendel of de schroef (2) een halve slag los te draaien. Als de armleuning is voorzien van een schroef, gebruik dan inbusleutel nr. 5.
- 2) Draai de hendel of schroef vast zodra de gewenste hoogte is bereikt.
- 3) Zie het vorige gedeelte voor aanpassing van de breedte.



Zorg ervoor dat niemand bekneld kan raken wanneer de armleuning omlaag wordt gezet.



ZITHOOGTE - HANDMATIG

1) De stoel wordt omhoog of omlaag gezet door de hendel onder de arMLEuning (2) naar boven te bewegen. Om de stoel lager te zetten, gaat u in de stoel zitten en houdt u de hendel omhoog getrokken. De stoel zakt met behulp van uw lichaamsgewicht.

2) Laat de hendel los zodra de gewenste hoogte is bereikt.



Wanneer u de zitting met de stoel onder een tafel/bureau omhoog zet, bestaat het risico dat uw handen of benen bekneld raken.




Zithoogte in combinatie met zitrotatie

Bij stoelen met zitrotatie bevindt de zithoogteregeling zich onder de zitting, zie (1)

1) Til de hendel omhoog om de stoellift te activeren.

2) Laat de hendel los zodra de stoel de gewenste hoogte heeft bereikt.





ZITHOOGTE - ELEKTRISCH

De zithoogte wordt elektronisch geregeld met behulp van de tuimelschakelaar onder de armleuning. Trek de tuimelschakelaar omhoog om de stoel omhoog te brengen en druk hem naar beneden om de stoel omlaag te brengen.

Optioneel is een handbediening leverbaar met functies zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.




Wees voorzichtig bij het neerlaten van de stoel, zodat er niemand bekneld raakt. Wanneer u de zitting met de stoel onder een tafel/bureau omhoog zet, bestaat het risico dat uw handen of benen bekneld raken.



ZITTING ROTATIE

Zitting rotatie is als optie leverbaar en maakt het mogelijk om de zitting 90° in beide richtingen te draaien. Om de stoel te draaien, activeert u de rem en beweegt u de bediening omhoog terwijl u tegelijkertijd de stoel draait. De bediening kan worden losgelaten zodra u bent begonnen met draaien en valt terug naar de uitgangspositie zodra de stoel 90° is gedraaid.




VOETSTEUN - HOOGTE

- 1) Draai de veiligheidsschroef (1) los met inbussleutel nr. 5
- 2) Draai de schroef (2) een paar slagen los en stel deze in op de gewenste hoogte.
- 3) Draai de schroef (2) en de veiligheidsschroef (1) vast.



Ga niet op de voetplaat staan, de stoel kantelt naar voren




BEENSTEUN - COMPLETE VOETPLAAT KANTELING

- 1) Draai de schroef (1) enkele slagen los met inbussleutel nr. 5.
- 2) Stel de gewenste hoek in.
- 3) Draai de schroef vast.



Ga niet op de voetplaat staan, de stoel kantelt naar voren




VOETPLAAT - KANTELING

De voetplaat is horizontaal verstelbaar. Om hem naar beneden te kantelen, draait u de schroeven linksom met behulp van inbussleutel nr. 5 totdat de gewenste hoek is bereikt. Borg de schroeven met moeren. Om naar boven te kantelen, draait u de moeren los en draait u deze linksom los.



Ga niet op de voetplaat staan, de stoel kantelt naar voren



GEVORMDE VOETSTEUN - HOOGTEVERSTELLING

- 1) Draai veiligheidsschroef (1) en schroef (2) enkele slagen los, zodat de voetplaat omhoog of omlaag kan.
- 2) Zodra de gewenste hoogte is bereikt, draait u de schroeven (1) en (2) vast.



Ga niet op de voetplaat staan, de stoel kantelt naar voren




GEVORMDE BEENSTEUN - KANTELING

De beensteunen kunnen in een hoek gezet worden. Draai de schroef enkele slagen los met inbussleutel nr. 5, stel de gewenste hoek in en draai de schroef vast.



Ga niet op de voetplaat staan, de stoel kantelt naar voren




GEVORMDE VOETPLAAT - VOETKANTELING

De hoek van de voetplaat kan worden aangepast, zodat de gebruiker een comfortabele positie kan vinden. Draai hiervoor de schroef enkele slagen los met behulp van inbussleutel nr. 5 en stel de hoek van de voetplaat af (1). Draai de schroef vast. De voetplaat kan zonder gereedschap (2) worden opgetild om het in- en uitstappen te vergemakkelijken.



Ga niet op de voetplaat staan, de stoel kantelt naar voren



VOETRING

De voetring kan naar achteren worden geklapt en rust in volledig ingeklapte stand tegen het chassis.



Klap de voetring weg voordat u uit de stoel stapt, om de kans op vallen te verkleinen.



REM - CHASSIS GEMONTEERD

Activeer de rem door de remhendel naar voren te bewegen en laat de rem los door de hendel weer naar achteren te bewegen.



Trek altijd de rem aan voordat u in of uit de stoel stapt.



OPLADEN - ALGEMEEN

Om zo lang mogelijk volledige batterijprestaties te garanderen, is het belangrijk dat de batterij regelmatig wordt opgeladen. Meestal is het voldoende om de batterij 1– 2 keer per week op te laden, bij voorkeur overdag als de stoel niet in gebruik is. Onderbreek het laadproces niet totdat het voltooid is. Het opladen is voltooid zodra de LED op de tuimelschakelaar box constant oranje brandt. Wanneer de stoel langdurig wordt opgeslagen, moet de batterij eens in de vier weken worden opgeladen. Plaats de stoel tijdens het opladen zo dat de laadkabel eenvoudig kan worden aangesloten en losgekoppeld.

Terwijl de stoel wordt opgeladen, werkt alleen de elektrische rem (in-/uitschakelen) zodat de stoel kan worden verplaatst zonder de oplader los te koppelen.



Laat de stoel niet voor lange tijd opladen. Laat de oplader niet aangesloten op het stopcontact nadat het opladen is voltooid.




Bij stoelen met elektrische functies is het bijzonder belangrijk om de batterij regelmatig op te laden, zodat de elektrische rem kan worden geactiveerd en de zitpositie kan worden geregeld, zodat de gebruiker veilig in en uit de stoel kan stappen.

OPLADER

TP7M

De batterij moet worden opgeladen wanneer de batterij een geluidssignaal geeft en de LED (4) op de tuimelschakelaar box knippert wanneer een van de elektronische functies van de stoel wordt geactiveerd. Om de batterij te beschermen, moet er opgeladen worden zodra dit geluidssignaal te horen is en de LED begint te knipperen.

- 1)** Sluit de oplaadstekker (2) aan op het stopcontact (1) in de tuimelschakelaar box.
- 2)** Sluit de stekker van de oplader aan op een stopcontact van 220 V. De LED van de lader (3) zal groen zijn. De LED (4) knippert enkele seconden en gaat dan uit.
- 3)** Het opladen is voltooid zodra de oranje LED (4) op de tuimelschakelaar box constant oranje is.
- 4)** Koppel de oplader los van het stopcontact en koppel vervolgens de laadstekker uit de stoel.



BATTERIJLOCATIE

De **aan/uit**-knoppen en **LED's** van de batterij bevinden zich aan de bovenzijde van de batterij box, zie afbeelding.




BATTERIJFUNCTIE

Wanneer de oplader niet is aangesloten

Knop	Functie	Activiteit
Aan	Houd langer dan 1 seconde ingedrukt	Batterij geactiveerd
Uit	Houd langer dan 3 seconden ingedrukt	Batterij gedeactiveerd

Status	Capaciteit	LED	
Opgeladen	>80%	Groen	Brandt constant
Aan het laden	<80%	Groen	Snel knipperen, 1/1 seconde
Opladen vereist	>25%	Groen	Lang knipperen, 0,5/4 seconden
Batterij laag	<25%	Oranje	Lang knipperen, 0,5/4 seconden
Beschermingsmodus	<20%	-	Uit
Foutwaarschuwing	-	Oranje	Brandt constant

Om de elektrische functies uit te schakelen, drukt u op de UIT-knop op de accu. Om de functies opnieuw te initialiseren, sluit u de kabel aan op de oplaadpoort in de stoel totdat u een geluidssignaal hoort. Voor meer gedetailleerde instructies, zie pagina 32



VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

Om de batterij te vervangen moet de gehele batterij box vervangen worden. Voor instructies over hoe u dit kunt doen, raadpleegt u de installatieprocedure die wordt beschreven in Vervangen van de batterij.



Reparaties en andere werkzaamheden aan de batterij mogen alleen worden uitgevoerd met toestemming van Eurovema. De batterij box bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden en mag niet worden geopend. Er mogen uitsluitend door Eurovema goedgekeurde batterijen worden gebruikt in het product.

TECHNISCHE GEGEVENS - SIGMA

Klasse	Werkstoel ISO 180903
Gewicht, elektrisch	42kg
Gewicht, handmatig	34kg
Gewicht SWL, totaal gewicht max gewicht gebruiker + stoel	175kg
Maximaal gebruikersgewicht	160kg
Batterij, elektrische versie	TBB4 24V 2Ah geïntegreerde monitoring voor meer info. Zie gegevens TBB4

Zithoogte EL met enkel wiel	Zonder rotatie	Met rotatie
Zithoogte EL 100mm, ruimte 50mm	383-483mm	393-493mm
Zithoogte EL 100mm, ruimte 70mm	403-503mm	413-513mm
Zithoogte EL 180mm, ruimte 50mm	463-643mm	473-643mm
Zithoogte EL 180mm, ruimte 70mm	483-663mm	493-673mm
Zithoogte EL 250mm, ruimte 50mm	533-783mm	543-783mm
Zithoogte EL 250mm, ruimte 70mm	553-803mm	563-813mm

Zithoogte EL met dubbel wiel	Zonder rotatie	Met rotatie
Zithoogte EL 100mm, ruimte 50mm	363-463mm	373-473mm
Zithoogte EL 100mm, ruimte 70mm	383-483mm	384-493mm
Zithoogte EL 180mm, ruimte 50mm	443-623mm	453-633mm
Zithoogte EL 180mm, ruimte 70mm	463-643mm	473-653mm
Zithoogte EL 250mm, ruimte 50mm	513-763mm	523-773mm
Zithoogte EL 250mm, ruimte 70mm	533-783mm	543-793mm

Zithoogte, gas, ongeacht wiel	Zonder rotatie	Met rotatie
Zithoogte, gas 95mm, ruimte 30mm	311,5-406,5mm	321,5-407,5mm
Zithoogte, gas 155mm, ruimte 30mm	408,5-563,5mm	418,5-573,5mm
Zithoogte, gas 200mm, ruimte 30mm	468,5-668,5mm	478,5-678,5mm

Kanteling zitting	Voor	Achter
Kanteling zitting elektrisch, kruk, wentelstang, en gas	-14°	+16°

Rugleuninghoek	Voor	Achter
Kanteling zitting, elektrisch, handmatig, en gas	-23°	+7°

OMGEVING

Conditie	Temperatuur	Vochtigheid	Atmosferische druk
Normaal gebruik	5 °C - 40 °C	10% - 93% RV	50kPa – 106kpa
Opslag en transport	-5°C - 40 °C	10% - 93% RV	50kPa – 106kpa

TECHNISCHE GEGEVENS - CHASSIS

Gegevens	Feiten
Breedte, chassis met enkel wiel	582mm
Breedte, chassis met dubbel wiel	603mm
Lengte, chassis met enkel wiel	592mm
Breedte, chassis met dubbel wiel	603mm
Chassis gewicht	9,9kg
Handrem	Remhendel chassis gemonteerd
Elektrische rem	Timotion TL16 500N slag 50mm
Diameter wiel	100mm

TECHNISCHE GEGEVENS - ELEKTRONICA

Gegevens	Feiten
Ingangsspanning	30V DC max 6A
Uitgangsspanning	30V DC 6A
Werkcyclus	10% max 2min aan / 18mmin uit
Voltage	24V DC
EMC	Klasse 2
Beschermende behuizing	IP66
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 2
Batterij TBB4	24V 2Ah AGM



Stoelen die zijn uitgerust met elektronische componenten kunnen worden verstoord door radiogolven, bijvoorbeeld door mobiele telefoons.



Stoelen uitgerust met elektronische componenten worden geclassificeerd als Toegepast onderdeeltype B beschermingsklasse II met interne stroombron.

TECHNISCHE GEGEVENS - ZITTING, RUGLEUNING & ARMSTEUNEN

Gegevens	Feiten
Zitting (breedte x diepte)	40x40, 40x46, 45x46, 45x50, 50x46, 50x50cm
Zittingbreedte (tussen armsteunen)	38-56cm
Zitdiepte	40-59cm
Rugleuning, SitRite (hoogte x breedte)	29x32, 36x40, 42x45, 47x47cm
Rugleuning, SitRite LS	17x37, 24x43, 28x45, 33x47cm
Rugleuning, Forma	37x23, 37x46, 37x48cm
Rugleuning, classic	35x30, 35x44, 40x30, 40x44cm
Verstelbare achterwaartse kanteling	30°
ArMLEuning hoogte, verstelbaar (volgt kanteling)	0-26cm
ArMLEuning hoogte, verstelbaar (volgt kanteling niet)	^a 0-26cm (theoretisch -15,5-26cm)
ArMLEuningplaten	25x8x3, 30x8x3, 40x8x3, 25x8x5, 30x8x5, 40x8x5cm
Zitting Coxit (breedte x diepte)	45x45, 50x50cm
Zitting rotatie	180° vergrendelbaar in vijf standen
Bekleding	Black Atlantic

a) Vereist een lange armsteunpaal.

ACCESSOIRELIJST

De volgende accessoires kunnen worden vervangen om de functionaliteit van het product te wijzigen:

1. Bedieningstuimelschakelaar, verkrijgbaar in handbedieningsformaat, bedraad en draadloos.
2. Wielen, verkrijgbaar in enkele en dubbele wielvarianten.
3. Rem, verkrijgbaar als handrem en elektronische rem.
4. Hefkolom, verkrijgbaar in 3 verschillende hoogtes.

Neem contact op met Eurovema voor een volledige lijst met onderdelen die gerepareerd/vervangen kunnen worden - uitsluitend door geautoriseerd onderhoudspersoneel.

VERNIETIGING

Producten die definitief buiten gebruik worden gesteld, moeten bij de bron worden gedemonteerd en gesorteerd. Montage- en demontage-instructies vindt u op de website onder het kopje *Montage-instructies*. Gedetailleerde diagrammen zijn ook te vinden op de website onder het kopje *Uitvergrootte diagrammen*. Ga in uw browser naar www.eurovema.se

Particulieren kunnen voor meer informatie contact opnemen met Eurovema. Eurovema zal de verantwoordelijkheid voor de vernietiging op zich nemen.

Gedemonteerde componenten moeten worden gesorteerd volgens **onderstaande tabel**.



Het demontageproces is niet zonder risico. Er bestaat een kans dat u verbrijzeling of brandwonden oploopt als u de procedure niet. Demontage moet worden uitgevoerd door een geautoriseerd technicus. P



Metaal	Elektronica	Brandbaar
Chassis	Besturingselektronica	Zittingen
Zitkruis	Aansluitdozen	Rugleuning
Rugleuning-mechanisme	Bediening tuimelschakelaar	Kussens armleuning
Armsteunpalen	Batterij box (batterijen moeten geïsoleerd zijn)	Neksteunkussens
Beensteun	Elektrische actuator	Afneembare bekledingshoezen
Accessoire bevestigingen	Hefkolom, elektrisch	Rompsteunkussens
Stoellift, gas	Kabels	Andere vulmaterialen
Voetring		

Batterijen

Afgedankte loodbatterijen moeten naar een recyclingcentrum worden gestuurd.

