

Alkuperäinen käyttöohje ruotsiksi

EUROFLEX®

Työtuoli JUNIOR



Eurovema

Sisältö

INLEDNING.....	4
KONTAKTUPPGIFTER	4
ANVÄNDARINFORMATION.....	4
SERVICE OCH GARANTI.....	4
MONTERING VID LEVERANS.....	5
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	5
SYMBOLFÖRTECKNING.....	6
VARNING	7
RAPPORTERING AV OLYCKOR ELLER TILLBUD	8
RENGÖRING.....	8
FÖRVARING	8
ETIKETT	9
CE-MÄRKNING.....	9
ÖVERSIKT MÄRKNING	10
ÖVERSIKT SITTENHET	11
ÖVERSIKT CHASSI.....	12
RYGGSTÖD HÖJD	13
Sidostöd LS Rygg.....	13
RYGGSTÖD VINKEL MANUELL	14
RYGGVINKLING EL.....	15
RYGGSTÖD SITTDJUP.....	16
SITSVINKLING MANUELL.....	17
SITSVINKLING GAS OCH EL	18
ARMSTÖD FASTA.....	19
ARMSTÖD FÄLLBARA.....	20
SITTHÖJD MANUELL	21
SITTHÖJD ELEKTRISK.....	22
SITSROTATION	23
FOTPLATTA HÖJD	24
BENSTÖD HEL FOTPLATTA VINKEL	25
FOTPLATTA VINKEL.....	26
DELADE FOTSTÖD HÖJD	27
DELADE BENSTÖD VINKEL	28
DELADE FOTPLATTOR VINKEL.....	29
FOTRING	30

SPAKBROMS OCH FOTBROMS.....	31
LADDNING ALLMÄNT.....	33
LADDARENS INDIKERINGAR	34
TEKNISK INFORMATION LADDARE	34
TEKNISK INFORMATION ELEKTRONIK.....	35
TEKNISK DATA BATTERI	35
BATTERIBYTE	35
TEKNISK DATA SITSSYSTEM	36
TEKNISK INFORMATION CHASSI	36
TEKNISK INFORMATION	36
MILJÖFÖRHÅLLANDE	36
DESTRUKTION.....	37

JOHDANTO

Onnittelumme työtuolivalinnastasi! Toivomme, että olet tyytyväinen tähän Euroveman Euroflex-tuotteeseen, joka on suunniteltu ja valmistettu Gislavedissa Ruotsissa. Työtuoli on rakennettu täyttämään erittäin korkeat ergonomialle, istuinmukavuudelle ja toiminnalle asetetut vaatimukset. Tuolissa on paljon säätömahdollisuuksia, joilla se voidaan mukauttaa yksilöllisesti jokaiseen tarpeeseen. Lue käyttöohje huolella, jotta voit hyödyntää tuolin kaikki mahdollisuudet. Eurovema pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen ja sen sisältöön.

YHTEYSTIEDOT

Valmistaja 

Eurovema Mobility AB

Baldersvägen 38 SE-332 35 Gislaved Ruotsi

Puh./phone +46 371 390 100

www.eurovema.se

info@eurovema.se

KÄYTTÄJÄTIEDOT

- Työtuoli luokitellaan 1. luokan lääkinälliseksi laitteeksi.
- Tuote on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua liikkumiseen, toimintojen suorittamiseen istuen ja tukea noustessaan tuolista.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Ei tunnettuja vasta-aiheita.
- Käyttäjän enimmäispaino 80 kg istuinjärjestelmästä riippuen.
- Jos tuoli halutaan sovittaa painavammalle käyttäjälle, ota yhteyttä Eurovemaan
- Odotettu käyttöikä kymmenen vuotta, kun tuotetta käytetään tuotteen käyttöohjeen mukaan.
- Eurovema on kehittänyt ja testannut tuotteen, ja riippumattomat testauslaitokset ovat testanneet sen. Eurovema vastaa siitä, että tuotteen käyttö on turvallista.



Tämä symboli varoittaa tilanteista, jotka voivat olla vaarallisia.



Lue käyttöohje huolellisesti.


HUOLTO JA TAKUU

Jos työtuolia käytetään joka päivä, se tulee toimittaa joka toinen vuosi huoltoon tarkistettavaksi. Tällä pyritään varmistamaan, että työtuolin toiminnot ja turvallisuus säilyvät koko sen käyttöiän. Odotettu käyttöikä on 10 vuotta, kun sitä käytetään ohjeidemme, huoltovälin ja käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset huoltoa, ota ensisijassa yhteyttä paikalliseen Apuvälinekeskukseen.

Myönnämme tuotteidemme metallirakenteille neljän vuoden takuun, muille osille kahden vuoden takuun poikkeuksena verhoilu, pyörät ja akut, joille myönnämme yhden vuoden takuun. Takuu ei kata normaalia kulumista. Suosittelemme, että tuotetta käytetään käyttöohjeen mukaisesti. Huolto- ja kunnostusohjeet **katso Huolto-ohjeet.**

ASENNUS TOIMITUSHETKELLÄ

- Avaa pakkaus ja tarkista, ettei kuljetusvaurioita ole syntynyt. Työtuoli toimitetaan selkänoja ja laskettavat kyynärnojat irrotettuina.
- Kiinteät kyynärnojat on varustettu rajoitinruuveilla ja selkänojassa on rajoitinkuula, jotka on painettava sisään kokoamisen ja purkamisen aikana, jotta ne eivät pääse irtoamaan pääteasentoon säädettäessä.
- Asenna selkänoja ja kyynärnojat kuvien mukaan ja kiristä lukitusnuppi (1)
- Asenna rajoitinruuvit (2) ristipääruuvitaltalla.















TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuolin käyttöönottoa.
- Työtuoli on tarkoitettu käytettäväksi tasaisella alustalla normaalissa sisäilmassa.
- Ole varovainen säätäessäsi manuaalista istuinkulmaa tuolilla istuessasi, sillä se voi aiheuttaa putoamisen tuolista.
- Jos havaitset tuolissa vaurioita tai muutoksia tuolin toiminnassa, ota viipymättä yhteyttä huoltoon (apuvälinekeskukseen).
- Jos tuolia käytetään paljon, se tulee toimittaa säännöllisesti huoltoon tarkastusta varten.
- Kiristä lukitusnuppi ja ruuvit kunnolla säädön jälkeen.
- Tarkkaile, etteivät ruuvit tai osat löysty, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen. Ota silloin välittömästi yhteyttä huoltoon.
- Huollon ja kunnossapidon saa suorittaa vain Euroveman valtuuttama henkilökunta.
- Ainoastaan alkuperäisiä Euroveman osia saa käyttää.
- Tuolia ei saa varustaa muilla kuin Euroveman hyväksymillä lisävarusteilla tai osilla.
- Älä ylitä käyttäjän enimmäispainoa.
- Tarkista, että rajoitinruuvit on asennettu kyynärnojiin ja rajoitinkuula selkänojan kiinnikkeeseen, jotta ne eivät pääse irtoamaan pääteasentoon säädettäessä.
- Käyttäjä ei saa missään tapauksessa istua tuolissa huollon aikana, paitsi kyynärnojiin ja jalkatukien vaihdon yhteydessä, jos voidaan varmistaa, että käyttäjä ei putoa tuolista.



Tuolin, jossa istuimen kallistusta voidaan säätää, tulee olla lukitussa asennossa ja jarru päällä, kun käyttäjä istuu tuoliin tai nousee tuolista.

SYMBOLIEN SELITYKSET

	Varoitus		Lue käyttöohje
	Varoitus puristumisvaara		Istuimen kallistus
	Ei saa silittää		Selkänojan kulma
	Ei kestä vahvempia kemiallisia nesteitä kuin perkloorietyleeni		Selkänojan korkeus
	Kloorivalkaisuaineita ei saa käyttää		Istuimen syvyys
	Ei rumpukuivausta		Käsinojan korkeus
	Konepesu 60°		Ohjauspainikkeen sähkötoiminto
	Suojattava kosteudelta		Latausliitäntä
	Käsiteltävä varovasti		Tulo-ohjaus
	Tämä puoli ylöspäin		Turvallinen kuormitus
	Sallittu lämpötila		Soveltuva osa tyyppi B
	Sallittu suhteellinen kosteus		
	Sallittu korkeus merenpinnan yläpuolella		
	Valmistuspäivä		
	Valmistaja		
	Vain sisäkäyttöön		
	Käyttäjän enimmäispaino		
	Sarjanumero		
	CE-merkintä osoittaa, että tuote on eurooppalaisten säännösten mukainen		
	Sähkökomponentit toimitettava erityiskierrätykseen		
	Tuote on osa kierrätysjärjestelmää		
	Komponentin paino ylittää 10 kg		
	Käyttöjakso		

VAROITUS



Tuote, jonka suorituskyky on heikentynyt tai muuttunut, on poistettava käytöstä välittömästi. Ota silloin välittömästi yhteyttä huoltoon (apuvälinekeskukseen) tai Eurovema Mobility AB:hen. Tuotetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin valtuutettu teknikko on tarkastanut tuotteen.



Tuotetta ei saa kuormittaa suuremmalla painolla kuin määritetty käyttäjän enimmäispaino, koska tämä voi aiheuttaa komponenttien vaurioitumisen ja johtaa onnettomuuksiin.



Varmista, että tuotteen seisontajarru on aktivoitu, kun istut ja nouset ylös, sillä on olemassa vaara, että tuote vierii tahattomasti pois ja aiheuttaa kaatumisen.



Tuotteeseen saa tehdä muutoksia vain valtuutettu teknikko yhteisymmärryksessä tuotteen määrääjän kanssa. Jos tarvitaan yksilöllistä mukauttamista, ota yhteyttä apuvälinekeskukseen tai Eurovema Mobility AB:hen. Jos tuotetta muutetaan, CE-merkintä ei ole enää voimassa eikä Eurovema ota enää vastuuta tuotteesta. Valtuutetun teknikon Euroveman suostumuksella tekemät muutokset voivat johtaa CE-merkinnän säilyttämiseen.



Vain Eurovema Mobility AB:n valtuuttama henkilöstö saa tehdä korjauksia ja huoltaa tuotteen, jotta CE-merkintä säilyy.



Tuote on tarkoitettu sen henkilön käyttöön ja siihen tarkoitukseen, johon se on määrätty, tuote on säädetty tätä henkilöä varten, eikä näitä asetuksia saa muuttaa kukaan muu kuin tuotteen määrännyt henkilö. Jos toinen käyttäjä ottaa sen haltuunsa, on suoritettava uudet testaukset.



Sähköisellä istuimen nostolla varustetulla tuotteella voidaan joissakin tapauksissa saavuttaa istuinkorkeus, joka on korkeampi kuin käyttäjän jalkojen ulottuvuus lattiaan, mikä voi aiheuttaa putoamisvaaran, jos käyttäjä nousee ylös tästä asennosta.



Tuotteen komponentit ja osat on asennettava asennusohjeiden mukaan, jotta ne eivät pääse irtomaan. Kaikki kaapelit on kiinnitettävä nippusiteillä.



Tuotteeseen ei saa asentaa muita kuin Eurovema Mobility AB:n CE-merkinnässä hyväksytyjä komponentteja tai lisävarusteita.



Tuotteen ohjausjärjestelmään saa liittää vain tuotteeseen tarkoitettuja sähkökomponentteja. Komponenttien liittämisen ohjausjärjestelmään saa suorittaa vain valtuutettu teknikko.



Vain tuotteeseen tarkoitettuja Eurovema Mobility AB:n toimittamia latureita ja akkuja saa käyttää, jotta CE-merkintä ja takuu pysyvät voimassa.



Matkapuhelimet tai muut RF-viestintälaitteet voivat häiritä tuotetta, jossa on sähköisiä toimintoja.



Tuotteen metallipinnat voivat kuumentua, jos ne altistuvat suoralle auringonpaisteelle, ja jos iho joutuu kosketuksiin niiden kanssa, voi syntyä palovammoja. Älä altista tuotetta suoralle auringonpaisteelle pitkiksi ajoiksi.



Tuotteessa on monia pieniä osia ja ruuveja, jotka irrotessaan voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille ja lemmikkieläimille.



Joissakin kokoonpanoissa tuote on varustettu kaapeleilla ja johdoilla, joita ei voida täysin kiinnittää niiden toiminnan vuoksi, mikä voi aiheuttaa kuristumisvaaran pienille lapsille.



Sähköisiä istuintoimintoja käytettäessä on lapsilla ja lemmikkieläimillä puristumisvaara. Varmista aina, ettei kukaan muu kuin käyttäjä ole tuotteen välittömässä läheisyydessä, kun sähköisiä toimintoja käytetään.



Sähköjarrulla varustetuissa tuotteissa on tärkeää, että akku ei ole täysin tyhjä, jolloin sähköjarru ei toimi. Jos tuote on jarruttomassa tilassa, on vaarana tuotteen tahaton vieriminen pois aiheuttaen kaatumisen., kun istuudut tai nouset ylös.

ONNETTOMUUKSISTA TAI VAARATILANTEISTA ILMOITTAMINEN

Lääkinnällisten laitteiden valmistajat ovat EU:ssa velvollisia valvomaan järjestelmällisesti tuotteidensa toimintaa käytännön käytössä.

CE-merkintää on edeltänyt riskianalyysi ja testaus, ja havaitut riskit on pyritty minimoimaan mahdollisimman pitkälle. Jos onnettomuuksia ja vaaratilanteita kuitenkin tästä huolimatta tapahtuu, niistä on ilmoitettava Eurovema Mobility AB:lle ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

PUHDISTUS

Työtuolin pinnat pyyhitään hieman kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineella, kuten astianpesuaineella. Aseta työtuoli niin, että se seisoo tukevasti ja jarruta sitä. Istuimen verhoilu voidaan puhdistaa myynnissä olevilla verhoilun puhdistamiseen tarkoitetuilla aineilla. Verhoilu voidaan pestä koneessa 60 asteessa.



Huomaa, että puhdistus tulee tehdä avoimella pinnalla, ei avotulen lähellä.


SÄILYTYS

Työtuoli on säilytettävä kuivassa ja viileässä ympäristössä. Vältä tuolin altistamista kuumuudelle, kylmälle tai suoralle auringonpaisteelle. Metallipinnat voivat kuumentua voimakkaasti, jos ne altistuvat auringonpaisteelle. Kylmällä ilmalla tuolin tulee lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Älä altista tuolia myöskään vedelle, muille nesteille tai kemikaaleille.

TYYPPIKILPI


Tuotteen etiketissä on tärkeitä tietoja.

- 1) Tuotteen nimi
- 2) Tuotenumero
- 3) Sarjanumero UDI-PI
- 4) Viivakoodi
- 5) Käyttäjän enimmäispaino
- 6) Lääkinnällinen laite
- 7) CE-merkintä
- 8) Lue käyttöopas ennen käyttöä
- 9) Valmistuspäivä
- 10) Valmistajan nimi



TOISSIJAINEN ETIKETTI

- 1) Soveltuva osa tyyppi B
- 2) Ajoittainen toiminto 2/18 min
- 3) Sallittu huoneenlämpötila
- 4) Sallittu suhteellinen ilmankosteus
- 5) Vain sisäkäyttöön
- 6) Sallittu korkeus merenpinnan yläpuolella
- 7) Turvallinen kuormitus



CE-MERKINTÄ

Tuote on CE-merkitty Euroopan parlamentin lääkitäiteitä koskevan asetuksen MDR 2017/745 mukaisesti. CE-merkki on tyyppikilvessä. Tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset

EN1335-2:2018 Työtuolien turvallisuusvaatimukset

EN 60601-1:2006 Sähkökäyttöiset lääkitäiteet – osa 1: Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja olennaiselle suorituskyvyille.

60601-1-2:2014 Sähkökäyttöiset lääkitäiteet – turvallisuus – osa 1–2 Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja olennaiselle suorituskyvyille – Sähkömagneettisia häiriöitä koskeva täydentävä standardi.

SS-EN 1021-2:2014 Huonekalut – Pehmustettujen huonekalujen syttyvyyden arviointi – osa 2: Sytytyslähde: Kaasuliekki, joka vastaa palavaa tulitikkua.

SS-EN 1021-1:2014 Huonekalut – Pehmustettujen huonekalujen syttyvyyden arviointi – osa 1: Sytytyslähde: Kytevä savuke.

SS-EN ISO 21856:2022 Apuvälineet. Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät (ISO21856-2022)

SS-EN ISO 14971:2020 Riskinhallinnan soveltaminen lääkitäiteisiin.

MERKINTÖJEN YLEISKATSAUS

Verhoilu voidaan pestä koneessa.



Puristumisvaarat ilmoitetaan kunkin toiminnon ohjeiden yhteydessä, jos siihen voi liittyä puristumisvaara. Tuolissa on merkinnät kohdissa, joissa on puristumisvaara.

ISTUINYKSIKÖN KUVAUS


- 1) Istuin
- 2) Selkänoja
- 3) Kyynärnojat
- 4) Runko
- 5) Istuimen nosto
- 6) Jalkatuki

Saatavana on vaihtoehtoisia istuinjärjestelmiä ja jalkatukia.



ALUSTAN KUVAUS

- 1) Etupyörä
- 2) Jarruttava pyörä
- 3) Seisontajarruvipu
- 4) Jalkajarru
- 5) Runko Junior 52
- 6) Jarrutanko




SELKÄNOJAN KORKEUS

Selkänöjan korkeutta voidaan säätää ruuvien ja vivun avulla.

- 1) Löysää vipu kiertämällä sitä vastapäivään $\frac{1}{2}$ kierrosta.
- 2) Aseta haluttu korkeus.
- 3) Lukitse selkä kiertämällä vipua myötäpäivään $\frac{1}{2}$ kierrosta
- 4) Voit säätää korkeutta lisää löysäämällä säätöruuvia muutama kierros.
- 5) Aseta haluttu korkeus.
- 6) Lukitse säätöruuvi.


Säätöruuvi voidaan korvata lukitusnupilla



Sivutuki LS selkä

Sivutuet ovat säädettävissä vaakatasossa.

- 1) Löysää ruuveja (1) 4 mm:n kuusiokoloavaimella muutama kierros.
- 2) Säädä haluttuun leveyteen.
- 3) Kiristä ruuvit.



SELKÄNOJAN KULMA MANUAALINEN

Selkänojan kulma ja selkätyyny voidaan säätää erikseen.

Selkänojan kulma



- 1) Löysää lukitusruuvi ja vipu jolloin koko selkänojamekanismia voi kallistaa eteenpäin tai taaksepäin.
- 2) Aseta haluttu selkänojan kulma.
- 3) Lukitse lukitusruuvi ja vipu

Selkätyyny

- 4) Löysää vipu kiertämällä sitä vastapäivään $\frac{1}{2}$ kierrosta.
- 5) Aseta haluttu selkätyynyn kulma.
- 6) Lukitse vipu kiertämällä sitä myötäpäivään $\frac{1}{2}$ kierrosta.



Ole varovainen puristumisvaaran takia




SELKÄNOJAN KALLISTUS, SÄHKÖ

Selkänojan kallistusta voidaan säätää sähköisesti.

- 1) Kallistus taaksepäin painamalla keinukytkintä ylöspäin.
- 2) Kallistus eteenpäin painamalla keinukytkintä alaspäin.



Älä säädä selkänojan kallistusta toisen henkilön välittömässä läheisyydessä.



1 ja 2



SELKÄNOJA ISTUINSYVYYS

Istuinsyvyyttä säädetään selkänojan avulla. Säädi haluttu istuinsyvyys siirtämällä selkänojaa eteen- tai taaksepäin. Hienosäätö voidaan tehdä myös selkänojan kulmaa säätämällä.

- 1) Löysää lukitusvipu tai ruuvit takareunasta istuimen alta.
- 2) Työnnä tai vedä selkänojamekanismi haluamaasi istuinsyvyyteen.
- 3) Kiristä lukitusvipu/ruuvit.
- 4) Hienosäätö selkänojan kulmaa säätämällä, katso edellinen luku Selkänojan kulma



1 ja 3

ISTUIMEN KALLISTUS MANUAALINEN


Istuimen kulma on säädettävissä monella tavalla. Manuaalisia kallistusmekanismeja ovat: vanttiruuvi (1) ja kampi (2).

1) Vanttiruuvi säädetään 17 mm:n kiintoavaimella.

2) Kampikallistus säädetään säätöpyörää kääntämällä. Kierrä myötäpäivään kallistaaksesi eteenpäin. Kierrä vastapäivään kallistaaksesi taaksepäin.



Varmista, ettei kukaan jää puristuksiin, kun istuinta kallistetaan.




ISTUIMEN KALLISTUS KAASU JA SÄHKÖ

3) Kaasusäätöistä istuimen kallistusta ohjataan kyynärnojatyydyn alta. Istuinkulman säätämiseksi säädin painetaan ylöspäin kyynärnojatyydynä vasten ja vapautetaan, kun haluttu kulma on saavutettu. Säädin on siirrettävissä oikealta vasemmalle.

4) Sähköistä istuimen kallistusta ohjataan kyynärnojan alla olevalla keiuvivulla tai käsisäätimellä. Katso erilliset ohjeet käsisäädöstä.



Varmista, ettei kukaan jää puristuksiin, kun istuinta kallistetaan.



KIINTEÄT KÄSINOJAT

- 1) Säädä korkeus löysäämällä nuppia **1**) muutama kierros vastapäivään ja aseta haluttu korkeus.
- 2) Kiristä nuppia myötäpäivään.
- 3) Leveyden säätö löysäämällä vipua **2**) ½ kierrosta vastapäivään ja säädä haluttu leveys.
- 4) Kiristä vipua myötäpäivään.




TAITETTAVAT KYYNÄRNOJAT

Kyynärnoja taittuu taaksepäin, kun palautusjousinen säädin **1**) vedetään ylöspäin ja kyynärnoja taitetaan samanaikaisesti taaksepäin.

- 1) Kyynärnojan korkeutta säädetään löysäämällä vipua tai ruuvia **2**) $\frac{1}{2}$ kierrosta vastapäivään. Jos kyynärnojassa on ruuvi, käytä kuusiokoloavainta nro 5
- 2) Kiristä vipu tai ruuvi **2**) myötäpäivään, kun haluttu korkeus on saavutettu.
- 3) Katso leveyden säätäminen edellisestä kohdasta.



Varmista, ettei kukaan jää puristuksiin, kun kyynärnoja taittuu




ISTUINKORKEUS MANUAALINEN

- 1) Istuinkorkeuden nostaminen tai laskeminen tehdään viemällä vipua 1 alaspäin. Laskemisessa istuinta painetaan kehon painolla. Vipua pidetään samalla alas painetussa asennossa.
- 2) Kun haluttu istuinkorkeus on saavutettu vipu vapautetaan.



Ole varovainen laskiessasi, jotta kukaan eikä mikään jää puristuksiin istuinta nostettaessa. Tuolin ollessa pöydän tai levyn alla tai kädet ja jalat voivat jäädä puristuksiin.



ISTUIMEN KORKEUS SÄHKÖSÄÄTÖ

1) Istuinkorkeuden nostaminen tai laskeminen tehdään viemällä keinukytkin ylöspäin istuinkorkeuden nostamisessa ja alaspäin istuinkorkeuden laskemisessa.

Vaihtoehtoisesti on saatavana lisävarusteena käsiohjain.





Ole varovainen laskiessasi, jotta kukaan eikä mikään jää puristuksiin istuinta nostettaessa. Tuolin ollessa pöydän tai levyn alla tai kädet ja jalat voivat jäädä puristuksiin.



ISTUIMEN PYÖRIMINEN

Istuimen pyöriminen on lisätoiminto. Istuin pyörii 90° kumpaankin suuntaan ja väliasento on 45 astetta. Jarruta ensin tuolia. Siirrä vipua ylöspäin samalla kun käännät istuinta. Vipua vapautetaan lähellä haluttua asentoa.



JALKALEVYN KORKEUS

- 1) Löysää varmistusruuvia **1** muutama kierros kuusiokoloavaimella nro 4
- 2) Löysää ruuvia **2** muutama kierros ja säädä haluttu korkeus kuusiokoloavaimella nro 5
- 3) Kiristä ruuvi **2** ja varmistusruuvi **1**



Älä seiso jalkalevyn päällä. Tuoli kaatuu eteenpäin.



JALKATUEN KOKO JALKALEVYN KULMA

- 1) Löysää ruuvia **1** muutama kierros kuusiokoloavaimella nro 5
- 2) Säädä haluttuun kulmaan.
- 3) kiristä ruuvi.



Älä seiso jalkalevyn päällä, tuoli kaatuu eteenpäin




JALKALEVYN KULMA

Jalkalevy on säädettävissä vaakatasossa. Jos haluat kallistaa sitä alaspäin, käännä ruuvia kuusiokoloavaimella nro 4 vastapäivään, kunnes haluttu kulma on saavutettu. Kierrä myötäpäivään, jos haluat kallistaa ylöspäin.



Älä seiso jalkalevyn päällä, tuoli kaatuu eteenpäin



JAETUN JALKATUEN KORKEUS

- 1) Löysää ruuvi **1)** kokonaan kuusiokoloavaimella nro 5 ja säädä jalkalevy haluttuun korkeuteen.
- 2) Kun haluttu korkeus on saavutettu, asenna ruuvi takaisin ja kiristä se.



Älä seiso jalkalevyn päällä, tuoli kaatuu eteenpäin



JAETUN JALKATUEN KULMA

Jalkatukien kulma on säädettävissä. Löysää ruuvia muutama kierros kuusiokoloavaimella nro 5. Säädä haluttuun asentoon ja kiristä ruuvit.



Älä seiso jalkalevyn päällä, tuoli kaatuu eteenpäin



JAETTUIJEN JALKALEVYJEN KULMA

Jalkalevyn kulma on säädettävissä, jotta löydät mukavan kulman jaloille. Löysää ruuvia¹ kuusiokoloavaimella nro 5 muutamia kierroksia ja säädä kulma. Kiristä kulma, kun haluttu kulma on saavutettu.

Jalkalevy voidaan taittaa ylös ilman työkaluja istuutumisen ja nousemisen helpottamiseksi, katso kuva 2



Älä seiso jalkalevyn päällä, tuoli kaatuu eteenpäin



JALKARENGAS

Jalkarengas voidaan taittaa taaksepäin istuutumisen ja nousemisen helpottamiseksi.



Taita jalkarengas alle, ennen kuin nouset tuolista kaatumisen välttämiseksi.



VIPUJARRU JA JALKAJARRU

Vipujarru


Jarruta tuolia siirtämällä jarruvipua eteenpäin. Vapauta jarru siirtämällä vipua taaksepäin uudelleen.

Jalkajarru

Jarruta tuolia painamalla polkimen etuosaa. Vapauta jarru painamalla takaosaa.



Laita jarru aina päälle ennen kuin istuudut tuoliin tai nouset tuolista.



Jarruvivun kulma on säädettävissä ja sitä voi siirtää puolelta toiselle.


Kulman säätäminen.

Vapauta hammaslukko löysäämällä ruuvia muutama kierros.

Huom! Älä vapauta vipua kokonaan.

Säädä vivun kulma haluttuun asentoon ja kiristä ruuvit oikein.

Tarkista, että vipu on kunnolla kiinni halutussa asennossa.



Siirrä jarruvipu toiselle puolelle.


Löysää lukkorengas 1)

Vedä jarrutanko ulos alustasta. Lukitusrenkaan muovinen aluslevy säästetään toiselle puolelle asennusta varten.

Työnnä jarrutanko sisään siltä puolelta, jolle vipu on tarkoitettu. Asenna muovinen aluslevy alustan sisäpuolelle ja työnnä sitten jarrutanko kokonaan alustan läpi.

Asenna sitten lukitusrenkas muovisen aluslevyn kanssa, joka on sijoitettava lähimmäs alustaa.

Säädä vivun kulma edellä olevan kohdan mukaisesti.



LATAAMINEN YLEENSÄ

Jotta akut säilyttäisivät täyden suorituskykynsä mahdollisimman kauan, on tärkeää, että akut ladataan säännöllisesti. Keskimääräisessä käytössä joka toinen päivä on hyvä latausväli. Lataa päivällä, jos mahdollista. Tuolin toimintoja ei voi käyttää latauksen aikana. Pitkäaikaisen säilytyksen yhteydessä akku tulisi ladata neljän viikon välein, jotta se ei tyhjene kriittiselle tasolle, jolloin laturi ei enää aloita latausta. Sijoita tuoli latauksen aikana niin, että latauspistoke voidaan helposti asettaa ja irrottaa.




Älä jätä latausta päälle pitkiksi ajoiksi keskeytyksettä, enintään neljäksi peräkkäiseksi viikoksi. Älä myöskään jätä latauspistoketta tuolin latausliitännään latauksen päätyttyä.



Säännöllinen lataaminen on erityisen tärkeää tuoleissa, joissa on sähköjarrut, sähköinen istuinkallistus ja sähköinen selkänojan kallistus, jotta varmistat, että voit aina nousta tuolista turvallisesti.

- 1) Tuoli on ladattava, kun LED-valo **3** palaa vaikka mitään toimintoa ei käytetä. LED-valo syttyy, kun sähköistä toimintoa käytetään, mikä osoittaa, että on aika ladata.
- 2) Liitä laturin **2** pistoke tuolin liitännään **1**. Laturin LED-valo palaa vihreänä.
- 3) Kytke laturi 220 V:n seinäpistorasiaan. Laturin LED-valo muuttuu keltaiseksi.
- 4) Kun lataus on valmis, laturin LED-valo muuttuu vihreäksi
- 5) Irrota laturi seinäpistorasiasta ja sitten pistoke tuolista.



LATURIN NÄYTTÖ

Lataus maksimivirralla



Ylin lataus vakiojännite. Vilkkuu keltaisena



Täyteen ladattu, ylläpitolataus



Akkua ei ole kytketty. Vilkkuu vihreänä



Vikakoodit

2 punaista vilkkuu, akku kytketty väärällä napaisuudella.

3 punaista vilkkuu, laturin lähtö oikosulussa

4 punaista vilkkuu, akkujännite liian alhainen

5 punaista vilkkuu, liian pitkä latausaika

6 punaista vilkkuu, akku rikki

LED-valot eivät pala, akkujännite liian korkea



TEKNISET TIEDOT LATURI

MASCOT 3743

Data	Tiedot
Tulojännite	100–240 V AC 50–60 Hz
Tulovirta	Maks. 0,5 A
Lähtövirta	0,56 A
Lähtöjännite	29,4 V DC maks.
Käyttölämpötila	-25...+40 °C
Suojausluokka	Luokka 2
Kotelointiluokka	IP 41

TEKNISET TIEDOT ELEKTRONIikka

Data	Tiedot
Tulojännite	24–40 V
Maks. virta pistorasia	14A
Normaali käyttöjännite	21–28,5 V
Maks. moottorivirta per moottori	3,5A
Valmiustilakäyttö	200 µA
Direktiivi	ROHS 2011/65/EY
Suojausluokka	Luokka 2
Kotelointiluokka	IP21
Työsykli	Ajoittainen päällä 2 min / pois 18 min

TEKNISET TIEDOT AKKU

FGS20121A

Data	Tiedot
Akku	2 kpl sarjaankytkettyjä 12 V 1,2 Ah
Akkutyyppe	AGM
Maks. purkausvirta	18 A 5 sekuntia
Kotelon materiaali	ABS UL94 HB
Akkulaatikon materiaali	Xantar FC19R UL94 V.0
Käyttölämpötila lataus	-15–40 °C
Käyttölämpötila purkautuminen	-15–50 °C

AKUN VAIHTAMINEN

Akkua vaihdettaessa koko akkulaatikko vaihdetaan. Katso akun vaihtaminen asennusohjeista.



Akun korjaukset ja muut toimenpiteet akulle saa suorittaa vain Euroveman luvalla. Akkulaatikkoa ei saa avata. Vain Euroveman hyväksymiä akkuja saa käyttää.

TEKNISET TIEDOT ISTUINJÄRJESTELMÄ

Data	Tiedot
Istuin (leveys x syvyys)*	29x32, 32x36, 36x40,36x45, 40x40, 40x45 **32x36, 36x40, 40x40, 40x46
Istuimen leveys kyynärojien välillä	27–52cm
Istuimen syvyys	32–45cm
Istuinkorkeus kaasu (korkeus istuimen alapintaan)	37,5–47, 41–56, 48–68 cm
Istuinkorkeus sähkö (korkeus istuimen alapintaan)	41–57, 45–70 cm
Istuimen kallistus sähkö ja kaasu	-20...12°
Istuimen kallistus kampi ja vanttiruuvi	-16...20°
Selkänoja, korkeus, säädettävä*	37–54cm
Selkä (leveys x korkeus)	30x37, 37x43cm ***17x37, 24x43, 28x45 **28x20, 32x20, 32x35, 28x33, 32x42
Selkänojan kulma	30°
Kyynäroja, korkeus, säädettävä	0–26cm
Kyynärojalevy, lapsen	25x8x3 cm
Verhoilu	Musta Atlantic

*Mallista riippuen

**ABC-istuin ja selkänoja

***SitRite LS -selkänoja

TEKNISET TIEDOT ALUSTA

Data	Tiedot
Alustan leveys	52cm
Alustan pituus	55cm
Jarru	Alustaan asennettu
Pyörien halkaisija	100mm

TEKNISET TIEDOT

Data	Tiedot
Luokka	Työtuoli – ISO 180903
Paino sähkö	35kg
Paino kaasu	34kg
Käyttäjän enimmäispaino	80kg
Akku	24 V 1,2 Ah AGM
Turvallinen työkuorma	95kg

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Olosuhde	Lämpötila	Ilmankosteus	Ilmanpaine
Normaali käyttö	5–40 °C	10–93 % RH	50–106 kpa
Varastointi ja kuljetus	-5–40 °C	10–93 % RH	50–106 kPa

HÄVITTÄMINEN

Pysyvästi käytöstä poistetut tuotteet on purettava ja ne on lajiteltava syntypaikalla. Kokoonpano- ja purkamisohjeet löytyvät verkkosivuilta kohdasta Asennusohjeet. Lisäksi räjäytyskuvat löytyvät verkkosivuilta www.eurovema.se kohdasta Räjätyskuvat

Yksityishenkilöt voivat pyytää lisätietoja Eurovemalta. Eurovema ottaa tällöin vastuun hävittämisestä.

Puretut osat lajitellaan **alla olevan taulukon mukaan**.



Tuotteen purkaminen ei ole vaaratonta, sillä vääränlaisessa käsittelyssä on puristumis- ja palovammavaara. Purkamisen saa suorittaa vain valtuutettu teknikko. P

Metalli	Elektroniikka	Syttyvät
Alusta	Ohjauselektroniikka	Istuimet
Istuinristikko	Liitäntärasiat	Selkänoja
Selkämekanismi	Kaapelit	Kyynärnojatyyny
Kyynärnojatangot	Käsiohjain	Verhoilut
Jalkatuki	Vipusäädin	Niskatukityyny
Lisävarusteiden kiinnitysosat	Akkulaatikko, akut täytyy erottaa	Vartalotukityyny
Istuimen nosto, kaasu	Toimilaite sähkö	Muut pehmusteet
Jalkarengas	Nostopylväs, sähkö	

Akut

Käytöstä poistetut lyijyakut on vietävä kierrätyskeskukseen.

