

Svenska - cod.22428/A 13.04.24_sv



ORMESA[®]
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

*Euro*vema

CLIP

CLIP

För aktiva familjer.

Sulkyvagnen **CLIP** från italienska tillverkaren Ormesa har funnits på marknaden i många år men har nyligen fått en ny design med annan klädsel.

Vagnen är avsedd för barn och vuxna med nedsatt rörlighet.

CLIP är enkel att hantera och ta sig fram med på olika typer av underlag.

Den är lätt och enkel att fälla samman, vilket gör den smidig att ta med vid resa och transport.

Tack vare det stora utbudet av tillbehör kan vagnen anpassas för olika brukares behov.



CE-märkt
produkt 

CLIP är en medicinteknisk produkt som möter kraven i EU-förordningen MDR 2017/745



CLIP 1, 2, 3 klarar kollisionstesten enligt kraven i standard **ISO 7176/19**

Lätt och stadig



Dubbel krysskonstruktion

placerad bakom ryggstöd och under sitsen för stöd och komfort.



Flexibel rygg och säte

med inbyggda stödskenor av aluminium i parallella kanaler. Skenorna kan tas ut och på så sätt anpassas efter individens behov. Tack vare kanalerna cirkulerar luften genom klädseln.



Handtag som är justerbara

i höjd utan verktyg.



Ryggstöd

som enkelt kan justeras i tre olika ryggvinkel-lägen. På baksidan av ryggen finns ett förvaringsutrymme.



Sits

med svag lutning för ökad komfort.



Punkteringsfria hjul

med separata bromsar på bakhjulen.



Avtagbart fotstöd

som är justerbart i höjd.



Bekväm och praktisk klädsel

Avancerad stoppning


Klädseln på CLIP är bekväm och avtagbar för enkel rengöring.

Stoppningen är en tre-dimensionell struktur som ger god ventilation och distribution av vikt.

Det textila materialet har en hög slitstyrka och är flamsäkert enligt kraven i standarderna **EN 1021-1:2014** och **EN 1021-2:2014**.



Enkel att tvätta med kort torktid



Tillbehör




835 Nackstöd

	1/2	3
Art.nr.	106146	106147



816 Bålstöd

	1/2	3
Art.nr.	106148	106149



853 Västsele

	1/2	3
Art.nr.	106150	106179




906 Fempunkts-sele

	1/2	3
Art.nr.	107770	107771



903 Fempunkts-västsele

	1/2	3
Art.nr.	106180	106181



894 Midjebälte

	1/2	3
Art.nr.	102744	107772



834 Abduktionsblock

Mjukt och avtagbart.

	1/2	3
Art.nr.	101591	101600

Tillbehör



858 Korg

1/2/3

Art.nr. 103068



827 Fotremmar

1/2 3

Art.nr. 107752 107753



819 Fällbar sufflett

1/2/3

Art.nr. 106142



812 Riktningsspärr för framhjul

1/2/3

Art.nr. 105348



891 Set med 4 st transportfästen

för transport i motorfordon (för Clip strl 1, 2 och 3).

Se även bruksanvisningen.

1/2/3

Art.nr. 102612




825 Regnskydd

som fästes på 819 suffletten.

1/2 3

Art.nr. 106143 106144


CLIP 1 • 2 • 3 • 4



CLIP	A Rygg- bredd	B Sits- bredd*	C Total bredd	D Total höjd	E Rygg- vinkel	F Sittdjup	G Rygghöjd	H Sitsvinkel	I Sitshöjd från golv	L Underbens- längd	M Hand- tagshöjd	N Total- längd	O Längd ihopfälld	P Höjd ihopfälld	Q Bredd ihopfälld	R Brukarlängd	Totalvikt vagn	Max last
Clip str 1 Art.nr. 106133-S	40 cm	33 cm	51 cm	101-108 cm	från 0° till 12°	25 cm	55 cm	18°	46 cm	från 12 till 20 cm	73 cm	80 cm	110 cm	30 cm	34 cm	från 110 till 125 cm	10,3 kg	35 kg
Clip str 2 Art.nr. 106134-S	40 cm	33 cm	51 cm	101-108 cm	från 0° till 12°	30 cm	59 cm	18°	48 cm	från 21 till 31 cm	73 cm	88 cm	110 cm	30 cm	34 cm	från 120 till 140 cm	10,5 kg	35 kg
Clip str 3 Art.nr. 106135-S	40 cm	36 cm	51 cm	106-113 cm	från 0° till 12°	35 cm	63 cm	18°	49 cm	från 25 till 35 cm	84 cm	98 cm	118 cm	34 cm	36 cm	från 135 till 155 cm	10,7 kg	40 kg
Clip str 4 Art.nr. 105180-S	45 cm	45 cm**	57 cm	113 cm	från 0° till 10°	38 cm	71 cm	20°	59 cm	från 37 till 47 cm	89 cm	108 cm	117 cm	60 cm	37 cm	från 150 till 170 cm	13,9 kg	76 kg

* Sitsen bredd anges utan sidostöd.

** Sittbredden med sidostöd är 33 cm, utan sidostöden är sittbredden 45 cm.



Tillverkare:

CE-märkt produkt enligt kraven i MDR 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 13485](#)

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com



Svensk distributör:

Eurovema

Eurovema Mobility AB

Baldersvägen 38 | 332 35 Gislaved | info@eurovema.se | eurovema.se | Tel: +46 371 390 100