

i4 SitRite

Der Euroflex i4, der Nachfolger des geschätzten Modells Miniflex, ist ein wendiger vierrädriger elektrischer Rollstuhl für den Innenbereich. Der i4 ist an das Sitzsystem SitRite angepasst. Mit diesem Stuhl können Sie nahe an Tische und Arbeitsflächen herankommen. Der i4 SitRite hat eine Hubhöhe von 30 cm, mit einer maximalen Sitzhöhe von bis zu 73 cm. Die Vorwärtsneigung erleichtert das Ein- und Aussteigen, aber auch Tätigkeiten im Sitzen an einer Arbeitsoberfläche. Der i4 hat einen Vorderradantrieb und durch die etwas größeren Antriebsräder lassen sich Schwellen mühelos überfahren. Durch das flexible Chassis, welches durch die mit einem Gelenk versehenen Hinterradpaare entsteht, hält der Stuhl stets Bodenkontakt.

Art der Behinderung

- Leicht
- Mittelschwer
- Umfangreich
- Innen
- Außen
- Kind
- Erwachsener



SITZSYSTEM

SitRite / SitRite LS



Die Vorteile von SitRite verbergen sich unter der Oberfläche des Sitzes, in den zwei unterschiedlich dichten Schaumstoffmaterialien. Der untere härtere Schaumstoffteil hilft dabei, das Becken in einer guten Position zu halten, während der obere weichere Schaumstoffteil dadurch, dass er unter dem Gesäß dicker ist als unter den Oberschenkeln, für eine Druckverteilung sorgt.

Die Rückenlehne von SitRite verfügt über eine ergonomische Form, die einen großen Teil des Oberkörpers stützt, ohne die Bewegungsfreiheit der Arme einzuschränken. Das Modell SitRite LS (Lateral Support) hat eine umschließendere Rückenlehne. SitRite LS ist u. a. für Menschen mit Muskelschwäche im Rumpf und korrigierbarer Skoliose konzipiert. Die umlaufenden Seiten sind um Polsterbezüge herum aufgebaut und lassen sich auch dann verstellen, wenn die Anwenderin bzw. der Anwender auf dem Stuhl sitzt.

Sowohl SitRite als auch SitRite LS können mit einer Lordosestütze zur zusätzlichen Unterstützung montiert werden.

BEZUG



Schwarzer Stoff

Sitz (Breite x Tiefe)	36x40, 36x45, 40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm
Breite des Sitzes (zwischen den Armlehnen)	36-58 cm
Sitztiefe	38-56 cm
Höhe des Sitzes, Gas (Höhe bis zur Sitzunterseite)	43-73 cm
Sitzneigung Elektrisch, Kurbel und Spannschloss	-15 bis 24
Rückenlehne, Höhe, verstellbar	37-62 cm
Rückenlehne (Breite x Höhe) - SitRite - SitRite LS *	35x43, 40x45, 45x47 cm 24x43, 28x45, 33x47 cm
Rückenlehnenneigung	30°
Höhe der Armlehnen, einstellbar	0-26 cm
Armlehnenplatte (Länge x Breite x Dicke)	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm

*) Die Rückenbreite des SitRite LS wird als Innenmaß der schmalsten Stelle zwischen den Flügeln gemessen. Die Seitenplatten des SitRite LS lassen sich in der Breite verstellen, so dass die angegebene Breite je nach Rückengröße um 3-5 cm breiter sein kann.

CHASSIS

i4



Das kleinste vierrädrige Stuhlchassis für den Innenbereich auf dem Markt ist nicht größer als ein herkömmlicher Arbeitsstuhl. Die leichtgängige und kompakte Bauweise erleichtert die Annäherung an Tische oder Arbeitsflächen. Das Chassis ist frontgetrieben mit einer mit einem Gelenk versehenen Hinterachse, d. h., die Hinterradpaare halten stets Bodenkontakt.

Chassis, Breite	56 cm
Chassis, Länge	73 cm
Gesamtgewicht	75 kg
Benutzergewicht, max.	130 kg
Wendekreis	55 cm
Höchstgeschwindigkeit	4 km/h
Maximale Laufleistung	Ca. 15 km
Elektronik	PG
Bewältigung von Hindernissen	5 cm
Batterien	2x12 V/33 Ah