

Volaris HP

Volaris HP yder støtte ved bevægelse og er beregnet som gangstativ til personer med halvsidig lammelse (hemiplegi). Produktet kan benyttes både indendørs og udendørs.

De ekstra bløde og brede hjul skaber stabilitet og mindsker vibration under gang. Højden på håndtaget og sædet kan nemt justeres, så rollatoren passer til forskellige behov.

Volaris' velkendte krydskonstruktion gør, at rollatoren kan rulle smidigt på et ujævnt underlag, og at den står fast på alle fire hjul. Også, når den sammenklappes til opbevaring eller ved transport.

Volaris HP har et ekstra bredt sæde; i alt 48 cm og er stabilt at sidde på. Rollatoren er beregnet til brug af personer, som vejer op til 160 kg.

MODEL STANDARD

HP

Vægt	9,6 kg
Brugerens vægt (maks.)	160 kg
Bredde	66 cm
Længde	74 cm
Sædebredde	48 cm
Håndtagshøjde bremsehåndtag	76-102 cm
Håndtagshøjde HP-håndtag	89-118 cm
Siddehøjde	48,5-56 cm
Bredde, sammenklappet	30 cm
Hjuldimension	20 x 4,2 cm

ARTIKELNUMMER

Volaris HP Venstre	1460100HPL
Volaris HP Højre	1460100HPR

inde

ude

barn

voksne

