

Volaris HP

Volaris HP tukee siirtymisiä ja on tarkoitettu henkilöille, joilla on toispuolinen halvaus (hemiplegia). Tuotetta voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona.

Erittäin pehmeät ja leveät pyörät vaimentavat ja vähentävät tärinää kävelyn aikana. Kahvojen ja istuimen korkeutta voidaan helposti säätää erilaisiin tarpeisiin sopivaksi.

Volarin tutun ristikkorakenteen ansiosta rollaattori rullaa tasaisesti epätasaisilla pinnoilla ja seisoo tukevasti kaikilla neljällä pyörällä. Myös silloin, kun se taitetaan kokoon säilytystä tai kuljetusta varten.

Volaris HP:n istuin on erittäin leveä; yhteensä 48 cm ja se on vakaa istua. Rollaattori on tarkoitettu alle 160 kg painavien henkilöiden käyttöön.

MALLI VAKIO

HP

Paino	9,6 kg
Käyttäjän paino (maksimi)	160 kg
Leveys	66 cm
Pituus	74 cm
Istuimen leveys	48 cm
Kahvojen korkeus jarrukahva	76-102 cm
Kahvojen korkeus HP-kahvat	89-118 cm
Istuinkorkeus	48,5-56 cm
Leveys kokoon taitettuna	30 cm
Pyörän mitat	20 x 4,2 cm

TUOTENUMERO

Volaris HP vasen	1460100HPL
Volaris HP oikea	1460100HPR

sisällä

ulkona

lapsi

aikuinen

