

# Arbetsstol EXL

EXL är en arbetsstol som är speciellt utvecklad för storväxta och tunga personer med nedsatt förmåga till rörlighet. EXL-stolen är byggd för att klara vikter upp till 270 kg. EXL-stolen är tillgänglig i två olika säteslyftsvarianter: en med elektrisk justering och en med gaskolvsjustering.

Typ av funktionsnedsättning

lätt

måttlig

omfattande

inne

ute

barn

vuxen



## SITTSYSTEM

EXL



## KLÄDSEL



Svart,  
polyester  
textil

EXL-sitsen är utrustad med extraförstärkt sittkryss medan ryggen är förankrad med dubbla rör för att garantera hög stabilitet. Sitsen är ställbar i 3 graders vinkel framåt och bakåt. Både sits och rygg finns i flera storlekar.

Sits (bredd x djup)	55x50, 60x45, 60x50, 70x50, 70x55 cm
Sittbredd (mellan armstöden)	55-89 cm
Sitthöjd, el *	36-52, 43-68 cm
Sitthöjd, gas *	40-55, 44-64 cm
Sittdjup **	30-65 cm
Sitsvinkling	-3° to +3°
Ryggstöd höjd, ställbart	35-48 cm
Rygg (bredd x höjd)	55x35 cm, 65x35 cm
Armstöd höjd, justerbart	8-26 cm
Armstödsplatta	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm

Sitthöjden mäts till under sätet. Sitthöjd justeras med hjälp av gas eller el där båda varianterna finns som hög respektive låg sitthöjd. Båda är uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen "låg, hög".

\* Ställdonets läge i chassit är inställbart genom att lossa ett skruvförband, vilket påverkar högsta och lägsta sitthöjd. Läget går att justera uppåt i steg om 1 cm upp till +8 cm.

\*\* Djupet beror på sitsens storlek

## CHASSI

EXL



Chassi EXL är extraförstärkt med dubbla lyftdon och har lättrullande hjul för smidig förflyttning. Ett generöst utrymme mellan hjulen gör det enklare att stiga i och ur stolen samtidigt som det skapar möjlighet att sparka sig fram. Höj- och sänkning sker antingen med ett elektriskt lyftställdon eller manuell gaskolv. Elvarianten har alltid elbroms med låsning på 4 hjul, medan den manuella varianten bromsar genom låsning på bakhjulen.

Chassi, bredd	70 cm
Chassi, längd	60 cm
Totalvikt	51 kg
Brukarvikt, max	270 kg
Broms	Spakbroms/elbroms
Hjulstorlek	100 mm