

i4 SitRite

Euroflex i4 är den smidiga fyrhjuliga eldrivna inomhusrullstolen som ersätter den uppskattade föregångaren Miniflex. i4-an är anpassat för sittsystemet SitRite. Den tillåter att komma nära bord och arbetsytor. i4 SitRite har en lyfthöjd på 30 cm där högsta sitthöjd når upp till 73 cm. Tilten framåt underlättar i och urstigning, men också vid aktiviteter sittande nära en arbetsyta. i4 driver på framhjulen och de lite större drivhjulen gör att man kör över trösklar med lätthet. De ledade bakre hjulparen ger ett flexande underrede som håller stolen i kontakt med golvytan.

Typ av funktionsnedsättning

- lätt
 måttlig
 omfattande
 inne
 ute
 barn
 vuxen



SITTSYSTEM

SitRite / SitRite LS



SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god position medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att vara tjockare under sittbenen än under låren.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra armarnas rörelsefrihet. Modellen SitRite LS (Lateral Support) har en mer omslutande rygg. SitRite LS är bland annat framtagen för personer med muskelsvaghet i bålen och korrigerbar scolios. De omslutande sidorna är uppbyggda kring polsterbeklädda plåtar som kan justeras med användaren i sittande läge.

Både SitRite och SitRite LS har möjlighet att monteras med svankblåsa för extra stöd.

KLÄDSEL



Svart
textil

Sits (bredd x djup)	36x40, 36x45, 40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm
Sittbredd (mellan armstöd)	36-58 cm
Sittdjup	38-56 cm
Sitshöjd (höjd till sitsens undersida)	43-73 cm
Sitstilt el. vev & vantskruv	-15 till 24
Ryggstöd höjd, ställbart	37-62 cm
Rygg (bredd x höjd) - SitRite - SitRite LS *	35x43, 40x45, 45x47 cm 24x43, 28x45, 33x47 cm
Ryggvinkling	30°
Armstöd höjd, justerbart	0-26 cm
Armstödsplatta (längd x bredd x tjocklek)	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm

*) Ryggbredden på SitRite LS mäts som innermått på den smalaste delen mellan vingarna. Sidoplåtarna på SitRite LS kan justeras i bredd så att den angivna bredden kan bli 3-5 cm bredare beroende på storlek på rygg.

CHASSI

i4



Marknadens minsta fyr-hjuliga stolchassi för inomhusanvändning är inte större än på en traditionell arbetsstol. Den lättmanövrerade och kompakta konstruktionen gör att det går smidigt att komma nära bord eller arbetsytor. Chassit är framhjulsdrevet med en ledad bakaxel vilket gör att de bakre hjulparen alltid håller kontakt med golvet.

Chassi, bredd	56 cm
Chassi, längd	73 cm
Totalvikt	75 kg
Brukarvikt, max	130 kg
Vändradie	55 cm
Max hastighet	4 km/h
Max körsträcka	ca 15 km
Elektronik	PG
Hindertagning	5 cm
Batterier	2x12 V/33 Ah