

ARBEIDSTOLER

# Euroflex Sigma & Junior



# Euroflex Sigma Bas



Sigma med setet SitRite er designet for å gi brukeren ekstra støtte og komfort. Med den stabile sittestillingen legger den til rette for økt utholdenhet og optimaliserer muligheten til å sitte lenge. Setesystemet er anatomisk utformet og gir store ergonomiske fordeler når det gjelder sittestilling og trykkfordeling. Sigma kommer standard med seterotasjon og fotbøyle som enkelt att skyves under sete.

Alle sitteinnstillinger kan utføres uten verktøy med ergonomisk utformede spaker. Elektriske sete-funksjoner er tilgjengelige som tilbehør. Sigma har ett stort tilbehørspogram. Chassi har hjul som ruller svært lett og har godt med plass mellom hjulene, noe som gjør det enkelt å sparke seg fram med stolen. Sigma kan utstyres med faste armlener, slik at de beholdes i horisontal stilling ved vipning av setet.

Fordelene ved SitRite er skjult under setets overflate, i de to ulike skummaterialene som har ulik tetthet. Den nedre, hardere skumdelen bidrar til å holde bekkenet i en god posisjon, mens den øvre, mykere skumdelen sørger for trykkfordeling ved å være tykkere under sittebenene enn under lårene. SitRite er et godt eksempel på hvordan formgivning og tetthet fungerer sammen for å skape bedre balanse, ryggjustering og kontroll over håndbevegelser. Alt for best mulig komfort og stabilitet.

Classic-ryggen har en buet form som støtter den nedre delen av ryggen. Trykket fordeles jevnt over ryggen. Classic er en aktiv rygg som gir stor bevegelsesfrihet for ulike aktiviteter.

Sigma har hjul som ruller svært lett og har godt med plass mellom hjulene, slik at det er enkelt å sparke seg fram med stolen. Standard er brems på bakhjul som reguleres med en bremsespak. Denne monteres enten ved høyre eller venstre bakhjul. Understellet kan oppdateres med et bremsehåndtak som monteres nærmere brukeren under setet, enten på høyre eller venstre side. Bremsehåndtaket har alternative hjul som tilbehør (dobbelthjul) der man kan velge å ha bremses på forhjulene, bakhjulene eller på alle fire hjulene.

Type funksjonsnedsettelse

lett    moderat    omfattende

inne    ute    barn    voksen

## SITTESYSTEM & CHASSI

Sittebredde (mellom armlener)	38-56 cm
Sittedybde	40-50 cm
Setetilt (med strøm, sveiv, strekkfisk og gass)	-14° till 14°
Ryggstøtتهøyde, justerbar	37-62 cm
Ryggvinkling	-23° till 17°
Armlenehøyde, justerbar**	0-26, 13-26 cm
Armleneplate	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm
Chassi, bredde	58 cm
Chassi, lengde	60 cm
Totalvekt	36 kg
Brukervekt, maks.	160 kg
Brems	Understellsmontert/setemontert
Hjulstørrelse	100 mm

Produktnavn (unikt for hver artikkel som registreres)	Setebredde pute: (cm)	Setedybde pute: (cm)	Setehøyde: min-maks (cm)*	Ryggpute, bredde (cm)	Ryggpute, høyde (cm)	Leverandørens artnr	HMS-nr
Euroflex Sigma Bas Str 1	36	45	42-57,5	35	30	921-36-45	322688
Euroflex Sigma Bas Str 2	40	40	42-57,5	35	30	921-40-40	322689
Euroflex Sigma Bas Str 3	40	45	42-57,5	35	30	921-40-45	322690
Euroflex Sigma Bas Str 4	45	45	42-57,5	35	30	921-45-45	322691
Euroflex Sigma Bas Str 5	45	50	42-57,5	35	30	921-45-50	322692
Euroflex Sigma Bas Str 6	50	50	42-57,5	35	30	921-50-50	322693

\* Avhengig av valg av gassfjær. Setehøyden kan også reguleres med elektrisk hevesøyle.

\*\* Armlenene kan også fås i justerbar utgave. Armleneplaten kan også monteres på armlenestang med feste for fast montering av armlene når ryggen vinkles.

Det finnes 2 rotasjons muligheter til høyre og venstre 45 og 90 grader.



# Tilbehør Euroflex Sigma Bas



## Armlene fast

Art. nr. 224001-4011  
HMS-Art.nr. 322430  
fast l30 h3

Art. nr. 224001-4001  
HMS-Art.nr. 177503  
fast l30 h3 hreg

Art. nr. 224001-4008  
HMS-Art.nr. 292895  
fast l30 h5 hreg

Art. nr. 224002-4002  
HMS-Art.nr. 322429  
fast l40 h3

Art. nr. 224001-4002  
HMS-Art.nr. 322431  
fast l40 h5 hreg

Art. nr. 224001-4030  
HMS-Art.nr. 322432  
fast slingback l30 h3 hreg



## Armlene nedfellbar

Art. nr. 269101-4007H  
HMS-Art.nr. 322434  
nedfellbar hø l30 h5

Art. nr. 269101-4005H  
HMS-Art.nr. 143612  
nedfellbar hø L40 h30

Art. nr. 269101-4006H  
HMS-Art.nr. 322435  
nedfellbar hø l40 h5

Art. nr. 269101-4001V  
HMS-Art.nr. 248791  
nedfellbar ve l30 h3

Art. nr. 269101-4007V  
HMS-Art.nr. 322437  
nedfellbar ve l30 h5

Art. nr. 269101-4005V  
HMS-Art.nr. 143613  
nedfellbar ve l40 h3

Art. nr. 269101-4006V  
HMS-Art.nr. 322438  
nedfellbar ve l40 h5

Art. nr. 269101-4001H  
HMS-Art.nr. 248790  
nedfellbar hø l30 h3



## Benstøtte

Art. nr. 224001-2300V  
HMS-Art.nr. 249432  
hø l32-49 hreg

Art. nr. 224001-2400H  
HMS-Art.nr. 322473  
hø vreg hreg

Art. nr. 224001-2300H  
HMS-Art.nr. 249431  
ve l32-49 hreg

Art. nr. 224001-2400V  
HMS-Art.nr. 322474  
ve vreg hreg



### Benstøtte

Art. nr. 274001-2003H  
HMS-Art.nr. 066651  
str1 fotplate delt kort hø vreg

Art. nr. 274001-2003V  
HMS-Art.nr. 066652  
str1 fotplate delt kort ve vreg

Art. nr. 274001-2103H  
HMS-Art.nr. 018746  
str2-3 fotplate delt lang hø vreg

Art. nr. 274001-2103V  
HMS-Art.nr. 018747  
str2-3 fotplate delt lang ve vreg



### Sidestøtte lår

Art. nr. 274147-4500H  
HMS-Art.nr. 167504  
hø l32 dreg

Art. nr. 274047-4500H  
HMS-Art.nr. 167502  
hø l24 hreg dreg

Art. nr. 274047-4500V  
HMS-Art.nr. 167503  
ve l24 hreg dreg

Art. nr. 274147-4500V  
HMS-Art.nr. 167505  
ve l32 dreg



### Sete SitRite

Art. nr. 624570-3645  
HMS-Art.nr. 322621  
sb36 sd45

Art. nr. 624520-4040  
HMS-Art.nr. 167482  
sb40 sd40

Art. nr. 624520-4045  
HMS-Art.nr. 167483  
sb40 sd45

Art. nr. 624520-4545  
HMS-Art.nr. 167484  
sb45 sd45

Art. nr. 624520-4550  
HMS-Art.nr. 202567  
sb45 sd50

Art. nr. 624520-5050  
HMS-Art.nr. 167485  
sb50 sd50



### Bremsespak

Art. nr. 224101-1230  
HMS-Art.nr. 322498  
f/Revmatismetillegg



### Nakkestøtte

Art. nr. 299033-4701  
HMS-Art.nr. 322567  
enkel rygg classic sort atlantic



### Nakkestøtte Multijusterbart

Art. nr. 904000-2000  
HMS-Art.nr. 322574  
f/SitRite rygg



**Rygg SitRite inkl profil f/Multirygg**

Art. nr. 224576-2732  
HMS-Art.nr. 177561  
b30 h37

Art. nr. 224526-3640  
HMS-Art.nr. 177565  
b37 h43

Art. nr. 224526-4245  
HMS-Art.nr. 195197  
b42 h45

Art. nr. 224526-4550  
HMS-Art.nr. 252520  
b47 h47



**Rygg SitRite LS inkl profil f/Multirygg**

Art. nr. 224536-4550  
HMS-Art.nr. 322602  
b47 h47

Art. nr. 224536-4245  
HMS-Art.nr. 322603  
b42 h45

Art. nr. 224536-2732  
HMS-Art.nr. 322604  
b30 h37

Art. nr. 224536-3640  
HMS-Art.nr. 322606  
b34 h43



**Rygg Classic**

Art. nr. 284244-3530  
HMS-Art.nr. 322594  
b35 h30

Art. nr. 284244-3544  
HMS-Art.nr. 322595  
b35 h44

Art. nr. 284244-4030  
HMS-Art.nr. 322596  
b40 h30

Art. nr. 284244-4044  
HMS-Art.nr. 322597  
b40 h44



**Fotplate**

Art. nr. 274001-2205  
HMS-Art.nr. 322528  
ekstra kort L28,5 B28,5

Art. nr. 224001-2036  
HMS-Art.nr. 322534  
komplett



**Fotplate stor**

Art. nr. 224001-2025  
HMS-Art.nr. 322535  
stor



**Sidestøtte rygg**

Art. nr. 274001-4500H  
HMS-Art.nr. 249446  
utsving hø hreg

Art. nr. 274001-4500V  
HMS-Art.nr. 249447  
utsving ve hreg



### Feste for belte/vest

Art. nr. 224501-5000  
HMS-Art.nr. 322468  
feste f/montering av brystsele



### Amputasjonsbenstøtte

Art. nr. 224001-4100H  
HMS-Art.nr. 216151  
hø 125 b19

Art. nr. 224001-4100V  
HMS-Art.nr. 216152  
ve 125 b20



### Trekk sete

Art. nr. 624255-3051  
HMS-Art.nr. 249486  
sb40 sd45

Art. nr. 624355-3051  
HMS-Art.nr. 249487  
sb45 sd45

Art. nr. 624555-3051  
HMS-Art.nr. 249488  
sb45 sd50

Art. nr. 624455-3051  
HMS-Art.nr. 249489  
sb50 sd50

Art. nr. 674356-3051  
HMS-Art.nr. 249484  
sb36 sd45

Art. nr. 624155-3051  
HMS-Art.nr. 249485  
sb 40 sd40



### Trekk rygg

Art. nr. 624355-6151  
HMS-Art.nr. 249475  
b42 h45

Art. nr. 625155-6151  
HMS-Art.nr. 322614  
b37 h43

Art. nr. 625255-6151  
HMS-Art.nr. 322615  
b42 h45

Art. nr. 624155-6151  
HMS-Art.nr. 249474  
b37 h43



### Trekk rygg

Art. nr. 624244-6151  
HMS-Art.nr. 216163  
b35 h44

Art. nr. 624444-6151  
HMS-Art.nr. 322609  
b40 h30

Art. nr. 624344-6151  
HMS-Art.nr. 322610  
b40 h44

Art. nr. 624255-6151  
HMS-Art.nr. 249476  
b47 h47

Art. nr. 625355-6151  
HMS-Art.nr. 322611  
b47 h47

Art. nr. 624144-6151  
HMS-Art.nr. 322613  
b35 h30





# Euroflex Junior & Euroflex Junior LS



Euroflex Junior er utviklet for å gi barn/ungdom med nedsatt funksjonsevne muligheten til å ha en god sittstilling under alle hverdagens aktiviteter i skole eller barnehage, under måltider og lek. Et bredt utvalg av tilbehør og brukervennlige funksjonsinnstillinger gjør det enkelt å tilpasse stolen til hvert barns individuelle behov. Det todelte understellet får stolen til å stå stødig også på ujevne underlag. Stolen leveres med en nakkestøtte som er multijusterbar og svært omsluttende, og benstøtter som følger med når stolen brukes i ulike høyder.

Fordelene ved SitRite-setet er skjult under setets overflate, i de to ulike skummaterialene med ulik tetthet. Den nedre, hardere skumdelen bidrar til å holde bekkenet i en god posisjon, mens den øvre, mykere skumdelen sørger for trykkfordeling ved å være tykkere under sitteknutene enn under lårene. SitRite er et godt eksempel på hvordan formgivning og tetthet fungerer sammen for å skape bedre balanse, god komfort og stabilitet. Alt for best mulig komfort og stabilitet.

Ryggen på SitRite finnes i to utgaver: SitRite og SitRite LS (Lateral Support). SitRites rygg er ergonomisk formet og støtter en stor del av overkroppen uten å hindre armenes bevegelsesfrihet. Ryggen på SitRite LS er en mer omsluttende rygg med intrigerte sidestøtter som er justerbare i dybden. Den er utviklet blant annet for personer med muskelsvakhet i overkroppen som trenger mer støtte.

Euroflex Junior har hjul som ruller svært lett, og som følger gulvets ujevnheter. Den har godt med plass mellom hjulene, slik at det er enkelt å sparke seg fram med stolen. Den lett tilgjengelige og justerbare bremsen er ikke i veien for sideveis forflytning. Bakhjulsbrems er standard. Det todelte understellet får stolen til å stå stødig også på ujevne underlag.

Type funksjonsnedsettelse

lett  moderat  omfattende

inne  ute  barn  voksen

## SITTESYSTEM & CHASSI

\* Justerbare armlener

Sittebredde (mellom armlener)	27-52 cm
Sittedybde	32-45 cm
Setetilt elektrisk og gassdrevet	-20° till 12°
Setetilt sveiv og strekkfisk	-20° till 16°
Høyde ryggstøtte, justerbar	37-54 cm
Ryggvinkling	30°
Ryggtrekk	Svart Atlantic
Høyde armlene, justerbart	0-26, 13-22* cm
Armleneplate	25x8x3, 25x8x5 cm
Nakkestøtte	Multi-justerbar
Chassi, bredde	52 cm
Chassi, lengde	55 cm
Totalvekt	23 kg
Brukervekt, maks.	80 kg
Brems	Understellsmontert
Hjulstørrelse	100 mm

Produktnavn (unikt for hver artikkel som registreres)	Setebredde pute: (cm)	Setedybde pute: (cm)	Setehøyde: min-maks (cm)	Ryggpute, bredde (cm)	Ryggpute, høyde (cm)	Leverandørens artnr	HMS-nr
Euroflex Junior lav Str 1	26	31	39-54	25	32	741-26-31	322664
Euroflex Junior lav Str 2	29	32	39-54	27	32	741-29-32	322665
Euroflex Junior lav Str 3	32	36	39-54	27	32	741-32-36	322666
Euroflex Junior lav Str 4	36	40	39-54	37	43	741-36-40	322667
Euroflex Junior lav Str 5	36	45	39-54	37	43	741-36-45	322668
Euroflex Junior lav Str 6	40	40	39-54	42	45	741-40-40	322669
Euroflex Junior høy Str 1	26	31	48-68	25	32	742-26-31	322670
Euroflex Junior høy Str 2	29	32	48-68	27	32	742-29-32	322671
Euroflex Junior høy Str 3	32	36	48-68	27	32	742-32-36	322672
Euroflex Junior høy Str 4	36	40	48-68	37	43	742-36-40	322673
Euroflex Junior høy Str 5	36	45	48-68	37	43	742-36-45	322674
Euroflex Junior høy Str 6	40	40	48-68	42	45	742-40-40	322675
Euroflex Junior LS Lav Str 1	26	31	39-54	25	32	751-26-31	322676
Euroflex Junior LS Lav Str 2	29	32	39-54	27	32	751-29-32	322677
Euroflex Junior LS Lav Str 3	32	36	39-54	27	32	751-32-36	322678
Euroflex Junior LS Lav Str 4	36	40	39-54	37	43	751-36-40	322679
Euroflex Junior LS Lav Str 5	36	45	39-54	37	43	751-36-45	322680
Euroflex Junior LS Lav Str 6	40	40	39-54	42	45	751-40-40	322681
Euroflex Junior LS Høy Str 1	26	31	48-68	25	32	752-26-31	322682
Euroflex Junior LS Høy Str 2	29	32	48-68	27	32	542-29-32	322683
Euroflex Junior LS Høy Str 3	32	36	48-68	27	32	752-32-36	322684
Euroflex Junior LS Høy Str 4	36	40	48-68	37	43	752-36-40	322685
Euroflex Junior LS Høy Str 5	36	45	48-68	37	43	752-36-45	322686
Euroflex Junior LS Høy Str 6	40	40	48-68	42	45	752-40-40	322687

# Tilbehør Euroflex Junior



## Sete SitRite

Art. nr. 624570-2631  
HMS-Art.nr. –  
sb26 sd31

Art. nr. 624570-2732  
HMS-Art.nr. 175411  
sb27 sd32

Art. nr. 624570-3236  
HMS-Art.nr. 167476  
sb32 sd36

Art. nr. 624570-3640  
HMS-Art.nr. 167475  
sb36 sd40

Art. nr. 624570-3645  
HMS-Art.nr. 322621  
sb36 sd45

Art. nr. 624570-4040  
HMS-Art.nr. 249443  
sb40 sd40



## Rygg SitRite inkl profil f/Multirygg

Art. nr. 224576-2532  
HMS-Art.nr. –  
b25 h32

Art. nr. 224576-2732  
HMS-Art.nr. 177561  
b30 h37

Art. nr. 224526-3640  
HMS-Art.nr. 177565  
b37 h43

Art. nr. 224526-4245  
HMS-Art.nr. 195197  
b42 h45

Art. nr. 224526-4550  
HMS-Art.nr. 252520  
b47 h47



## Fotplate stor

Art. nr. 224001-2025  
HMS-Art.nr. 322535  
stor



## Rygg SitRite LS inkl profil f/Multirygg

Art. nr. 224536-4245  
HMS-Art.nr. 322603  
b42 h45

Art. nr. 224536-2732  
HMS-Art.nr. 322604  
b30 h37

Art. nr. 224536-3640  
HMS-Art.nr. 322606  
b34 h43

Art. nr. 224536-2532  
HMS-Art.nr. –  
b25 h32



## Fotplate

Art. nr. 274001-2205  
HMS-Art.nr. 322528  
ekstra kort L28,5 B28,5

Art. nr. 224001-2036  
HMS-Art.nr. 322534  
komplett



### Sidestøtte rygg

Art. nr. 274001-4500H  
249446  
utsving hø hreg

274001-4500V  
HMS-Art.nr. 249447  
utsving ve hreg



### Sidestøtte lår

Art. nr. 274147-4500H  
HMS-Art.nr. 167504  
hø l32 dreg

Art. nr. 274047-4500H  
HMS-Art.nr. 167502  
hø l24 hreg dreg

Art. nr. 274047-4500V  
HMS-Art.nr. 167503  
ve l24 hreg dreg

Art. nr. 274147-4500V  
HMS-Art.nr. 167505  
ve l32 dreg



### Benstøtte

Art. nr. 274001-2003H  
HMS-Art.nr. 066651  
str1 fotplate delt kort hø vreg

Art. nr. 274001-2003V  
HMS-Art.nr. 066652  
str1 fotplate delt kort ve vreg

Art. nr. 274001-2103H  
HMS-Art.nr. 018746  
str2-3 fotplate delt lang hø vreg

Art. nr. 274001-2103V  
HMS-Art.nr. 018747  
str2-3 fotplate delt lang ve vreg



### Feste for belte/vest

Art. nr. 224501-5000  
HMS-Art.nr. 322468  
feste f/montering av brystsele



### Fotring

Art. nr. 284001-2020  
HMS-Art.nr. 322536



### Kjørehåndtak

Art. nr. 224001-2050  
HMS-Art.nr. 216150



### Armleneplate

Art. nr. 634001-4005  
HMS-Art.nr. 322451  
mjuk forsterket l25 h5

Art. nr. 634003-4004  
HMS-Art.nr. 322452  
mjuk forsterket m/nylon bånd l25 h3

Art. nr. 634002-4004  
HMS-Art.nr. 322453  
mjuk l25 h3cm

Art. nr. 634001-4004  
HMS-Art.nr. 322454  
mjuk l25 h5



### Amputasjonsbenstøtte

Art. nr. 224001-4100H  
HMS-Art.nr. 216151  
hø l25 b19

Art. nr. 224001-4100V  
HMS-Art.nr. 216152  
ve l25 b20



### Trekk rygg

Art. nr. 624355-6151  
HMS-Art.nr. 249475  
B42 H45

Art. nr. 625155-6151  
HMS-Art.nr. 322614  
b37 h43

Art. nr. 625255-6151  
HMS-Art.nr. 322615  
b42 h45

Art. nr. 624155-6151  
HMS-Art.nr. 249474  
B37 H43



### Trekk rygg

Art. nr. 625055-6151  
HMS-Art.nr. 322616  
b30 h37

Art. nr. 674155-6151  
HMS-Art.nr. 249473  
b30 h37



### Trekk sete

Art. nr. 674356-3051  
HMS-Art.nr. 249484  
sb36 sd45

Art. nr. 624155-3051  
HMS-Art.nr. 249485  
sb 40 sd40



### Trekk sete

Art. nr. 674155-3051  
HMS-Art.nr. 249481  
sb29 sd32

Art. nr. 674255-3051  
HMS-Art.nr. 249482  
sb32 sd36

Art. nr. 674355-3051  
HMS-Art.nr. 249483  
sb36 sd40



*Eurovema*

Kallumveien 22 1524 MOSS Norge  
Tel: 940 39 385 | [firmapost@eurovema.no](mailto:firmapost@eurovema.no) | [eurovema.no](http://eurovema.no)