

Sigma

Sigma med sittsystemet SitRite och SitRite LS är designad för att ge extra stöd och komfort åt användaren. Sittsystemet är anatomiskt utformat med stora ergonomiska fördelar avseende sittposition och tryckfördelning.

Manuella sinställningar utförs med ergonomiskt utformade spakar och utan verktyg. Elektriska inställningar av sittyft, -tilt och ryggvinkling är programmerbara och kan ändlägesbegränsas. Chassit har mycket lättrollande hjul och generöst med utrymme mellan hjulen som gör det enkelt att sparka sig fram med stolen. Sigma kan utrustas med fasta armstöd som stannar i horisontellt läge vid tiltning av sitsen.

Typ av funktionsnedsättning

lätt måttlig omfattande

inne ute barn vuxen



SITTSYSTEM

SitRite



SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god position medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att vara tjockare under sittbenen än under låren.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra armarnas rörelsefrihet. Modellen SitRite LS (Lateral Support) har en mer omslutande rygg. SitRite LS är bland annat framtagen för personer med muskelsvaghet i bålen och korrigierbar scolios. De omslutande sidorna är uppbyggda kring polsterbeklädda plåtar som kan justeras med användaren i sittande läge.

Både SitRite och SitRite LS har möjlighet att monteras med svankblåsa för extra stöd.

KLÄDSEL



Svart
textil

Sits (bredd x djup)	36x40, 36x45, 40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm
Sittbredd (mellan armstöd)	38-56 cm
Sittdjup	40-59 cm
Sitshöjd Gas*	31-40,5, 40,5-56, 46-66 cm
Sitshöjd EI (Enkelhjul) ¹⁾	38-48, 42-56, 46-64, 53-78 cm ²⁾ 40-50, 44-58, 48-66, 55-80 cm ³⁾
Sitshöjd EI (Dubbelhjul) ¹⁾	36-46, 40-50, 44-62, 51-76 cm ²⁾ 38-48, 42-56, 46-64, 53-78 cm ³⁾
Sitstils (med el, vev, vantskruv eller gas)	-14° till 14°
Ryggstöd höjd, ställbart	37-62 cm
Rygg (bredd x höjd)	
- SitRite	35x43, 40x45, 45x47 cm
- SitRite LS	24x43, 28x45, 33x47 cm
- Forma	37x23, 37x46, 37x48 cm
- Classic	35x30, 35x44, 40x30, 40x44 cm
Ryggvinkling	-23° till 7°
Armstöd höjd, justerbart	0-26 cm
Armstödsplatta (längd x bredd x tjocklek)	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm

1) Sitthöjd mäts från golvyta till sitsens underkant.

2) Markfrigång 5 cm

3) Markfrigång 7 cm

CHASSI

Sigma



Sigma har lättrollande hjul och har generöst med utrymme mellan hjulen så att det går enkelt att sparka sig fram med stolen. Standard är broms på bakhjul som regleras med bromsspak. Denna monteras antingen vid höger eller vänster bakhjul. Chassit går att uppdatera med ett bromshandtag som monteras under sitsen närmare användaren, antingen på höger eller vänster sida. Det är möjligt att välja broms på fram-, bakhjul eller på alla fyra hjul.

Chassi, bredd	58 cm
Chassi, längd	60 cm
Totalvikt	36 kg (gas), 42 kg (el)
Brukarvikt, max	160 kg
Broms	Chassimonterad/Sitsmonterad
Hjulstorlek	100 mm