

Flexmobil i6 Comfort II

Flexmobil i6 är en elektrisk rullstol för inomhusbruk. Stolen är utrustad med ett innovativt chassi med en lyfthöjd på upp till 40 cm. Kombinerat med den negativa tilten medger detta en god upprensningshjälp. Ljudnivån på motorer och ställdon är låg för att möta förväntningar på en rullstol anpassad för inomhusbruk. Nya Comfort II är en vidareutveckling av den tidigare Comfort-rullstolen där en ny, glidande ryggstödsfunktion ger bättre sittkomfort genom införande av nya dynor. Det är dessutom lättare för användaren att justera stolen.

Typ av funktionsnedsättning

lätt

måttlig

omfattande

inne

ute

barn

vuxen



SITTSYSTEM

Comfort



KLÄDSEL



Svart
textil

Det komfortabla Comfort-sätet ger ergonomiskt stöd för hela kroppen vilket tillåter dig att sitta bekvämt hela dagen. Sätet är tillgänglig i tre bredder och med lågt eller högt ryggstöd. Du kan även välja antingen sitsen Base som är uppbyggt med flerfaldiga skumgummilager eller sitsen Contour som kombinerar flera skumgummilager med andra element av minnesskum. Sätets position är fullt justerbart upp till 60 cm höjd vilket tillåter användare med långa ben att finna en bekväm sittställning.

Modellerna Base och Contour finns även som olika ryggdynor. Båda tillgängliga i två rygghöjder.

Sits (bredd x djup)	40x40, 40x45, 40x50, 40x55, 45x40, 45x45, 45x50, 45x55, 50x40, 50x45, 50x50, 50x55 cm
Sittbredd (mellan armstöd)	36-47 cm
Sittdjup	30-55 cm
Sitshöjd *	39-64 cm, 48-88 cm
Sitstilt el. vev & vantskruv	-12° till 20°
Rygg (bredd x höjd)	40x45, 45x45, 50x45, 40x54, 45x54, 50x54 cm
Ryggvinkling	22°
Armstöd höjd, justerbart	10-39 cm
Armstödsplatta (längd x bredd x tjocklek)	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm

* Sitthöjden justeras med hjälp av lyftpelare tillgänglig i två modeller; låg 25 cm, respektive hög 40 cm. Sitthöjd mäts som höjd till under sitsen.

CHASSI

Flexmobil i6



Flexmobil i6 gör det lätt att både "sitta nära golvet" eller "stå upp och jobba" genom generöst tilltagna min- och maxlägen. Chassit finns med två olika ställdon. Tack vare att drivhjulen är placerade i mitten är Flexmobil i6 mycket lättkörd. Stolen svänger runt sin egen axel med väldigt liten vändradie utan att kräva stora utrymmen.

Chassi, bredd	57 cm
Chassi, längd	80 cm
Totalvikt	110 kg
Brukarvikt, max	150 kg
Vändradie	55 cm
Max hastighet	4 km/h
Max körtid	8,5 h
Elektronik	Dynamic/PG
Hindertagning	3 cm
Drivhjulstorlek	225 mm
Länkhjulstorlek	125 mm