

Flexmobil i6 SitRite

Flexmobil i6 er en elektrisk rullestol for innendørs bruk. Stolen er utstyrt med et innovativt understell med en løftehøyde på opptil 40 cm. I kombinasjon med vipping fremover gir dette god hjelp til oppreisning. Motorer og aktuatorer har et lavt lydnivå for å oppfylle forventninger til en rullestol som er laget for innendørs bruk.

Type funksjonsnedsettelse

lett

moderat

alvorlig

inne

ute

barn

voksen



SITTESYSTEM

SitRite



Fordelene ved SitRite er skjult under setets overflate, i de to ulike skummaterialene som har ulik tetthet. Den nedre, hardere skumdelen bidrar til å holde bekkenet i en god posisjon, mens den øvre, mykere skumdelen sørger for trykkfordeling ved å være tykkere under sittebenene enn under lårene.

SitRites rygg har en ergonomisk form som støtter en stor del av overkroppen uten å hindre armenes bevegelsesfrihet. Trykket fordeles over et stort område og overkroppen støttes også sideveis, noe som gir god komfort, økt stabilitet og redusert tretthet ved nedsatt sittefunksjon. Modellen SitRite LS (Lateral Support) har en mer omsluttende rygg. SitRite LS er blant annet utviklet for personer med muskelsvakheter i overkroppen og korrigerbar skoliose. De omsluttende sidene er bygd opp rundt plater kledd med polstring, som kan justeres med brukeren i sittende stilling.

Både SitRite og SitRite LS kan monteres med korsryggpute for ekstra støtte.

TREKK



Svart
tekstil

Sete (bredde x dybde)	36x40, 36x45, 40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm
Sittebredde (mellom armlenene)	38–56 cm
Sittedybde	40–59 cm
Sittehøyde *	36–61, 43–83 cm
Setetilt elektrisk, sveiv og strekkfisk	–19° til 20°
Ryggstøtnehøyde, justerbar	37–62 cm
Rygg (bredde x høyde) - SitRite - SitRite LS	35x43, 40x45, 45x47 cm 24x43, 28x45, 33x47 cm
Ryggvinkling	30°
Armlenehøyde, justerbar	0–26 cm
Armleneplate (lengde x bredde x tykkelse)	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm

* Sittehøyden justeres ved hjelp av en hevesøyle som er tilgjengelig i to modeller: lav på 25 cm eller høy på 40 cm. Sittehøyden måles som høyde til undersiden av setet.

UNDERSTELL

Flexmobil i6



Flexmobil i6 gjør det enkelt å både «sitte nær gulvet» eller «stå opp og jobbe» ved hjelp av sjenerøst dimensjonerte minimums- og maksimumsposisjoner. Understellet er tilgjengelig med to forskjellige aktuatorer. Siden drivhjulene er plassert i midten, er Flexmobil i6 svært lett å kjøre. Stolen svinger rundt sin egen akse med en svært liten svingradius uten å kreve stor plass.

Understell, bredde	57 cm
Understell, lengde	80 cm
Totalvekt	98 kg
Brukervekt, maks.	150 kg
Svingradius	55 cm
Maks. hastighet	4 km/t
Maks. kjøretid	8,5 t
Elektronikk	Dynamic/PG
Klaring til hindre	3 cm
Størrelse på drivhjul	225 mm
Størrelse på leddhjul	125 mm