

# Sitzsystem SitRite

Das Sitzsystem SitRite wurde entwickelt, um der Anwenderin bzw. dem Anwender zusätzlichen Halt und Komfort zu bieten. Das Sitzsystem wurde gemeinsam mit Sitzergonomen entwickelt und wird seit vielen Jahren sehr geschätzt. Das Sortiment umfasst heute auch das Rückenmodell SitRite LS (Lateral Support) mit einer umschließenderen Rückenlehne. SitRite LS ist u. a. für Menschen mit Muskelschwäche im Rumpf und korrigierbarer Skoliose konzipiert. Die umlaufenden Seiten des SitRite sind um Polsterbezüge herum aufgebaut und lassen sich auch dann verstellen, wenn die Anwenderin bzw. der Anwender auf dem Stuhl sitzt.

Sowohl SitRite als auch SitRite LS können mit einer Lordosestütze zur zusätzlichen Unterstützung montiert werden. Die Lordosenstütze wird zwischen dem Polster und der Rückenlehnenplatte montiert. Die Stütze wird mit einer Handpumpe mit Luft gefüllt

Der SitRite-Sitz besteht aus zwei Lagen Schaumstoff mit unterschiedlichen Dichten und Funktionen. Die niedrigere, härtere Schicht hilft, das Becken in einer guten Position zu halten. Der obere, weichere Schaumstoffteil ermöglicht durch seine Struktur eine Druckverteilung, wobei der Schaumstoff unter den Sitzknochen dicker und unter den Oberschenkeln weniger dick ist.

SitRite und SitRite LS können für das gesamte Sortiment an Arbeits- und Elektrorollstühlen verwendet werden; wie z. B. für Junior, Sigma, Flexbase, Hi/low, Miniflex und Flexmobil. Die SitRite LS-Rückenlehne kann die vorhandenen SitRite-Rückenlehne ersetzen.

Das Sortiment umfasst Sitz- und Rückenlehnenbezüge für alle Modelle und Größen.



## SITRITE-SITZE



Sitzmodell	Art.-Nr.	Innenmaße (B x T cm)	Vorgesehen für
SitRite 26x31	2631-624570	26x31	Junior
SitRite 29x32	2732-624570	27x33	Junior
SitRite 32x36	3236-624570	31x37	Junior
SitRite 36x40 Junior	3640-624570	34x41	Junior
SitRite 40x40 Junior	4040-624570	38x41	Junior/Erwachsene
SitRite 36x45	3645-624570	34x46	Junior/Erwachsene
SitRite 36x40	3640-624520	34x41	Erwachsene
SitRite 40x40	4040-624520	38x41	Erwachsene/Junior
SitRite 40x45	4045-624520	38x46	Erwachsene/Junior
SitRite 45x45	4545-624520	43x46	Erwachsene
SitRite 45x50	4550-624520	43x50	Erwachsene
SitRite 50x50	5050-624520	48x50	Erwachsene

Die Innenmaße der Sitze werden in Bezug auf die Sitzform gemessen, d. h. in Bezug auf die schalenförmige Sitzgrube. Siehe die Markierung für „Innenmaße“ auf dem Sitz.

## SITRITE-RÜCKENLEHNE



Rückenlehnenmodell*	Art.-Nr.	Innenmaße (B x T cm)	Vorgesehen für
SitRite 25x32	2532-224576	25x32	Junior
SitRite 27x37	2732-224576	27x37	Junior
SitRite 35x43	3640-224526	35x43	Junior/Erwachsene
SitRite 40x45	4245-224526	40x45	Erwachsene
SitRite 45x47	4550-224526	45x47	Erwachsene
SitRite LS 14x32	2532-224536	14x32	Junior
SitRite LS 17x37	2732-224536	17x37	Junior
SitRite LS 24x43	3640-224536	24x43	Junior
SitRite LS 28x45	4245-224536	28x45	Junior/Erwachsene
SitRite LS 33x47	4550-224536	33x47	Erwachsene

\* Alle Modelle sind inklusive Rückenlehnenprofil.

Die Innenmaße des SitRite LS werden an der schmalsten Stelle zwischen den Flügeln gemessen. Siehe die Markierung in der Abbildung.

Die Seitenplatten des SitRite LS lassen sich in der Breite verstellen, sodass die angegebene Breite einige Zentimeter schmaler oder tiefer sein kann.