

Flexmobil i6 Comfort II

Flexmobil i6 ist ein elektrischer Rollstuhl für den Innenbereich. Der Stuhl verfügt über ein innovatives Chassis mit einer Hubhöhe von bis zu 40 cm. In Kombination mit der negativen Neigung bietet dies eine gute Aufstehhilfe. Der Geräuschpegel der Motoren und Antriebe ist niedrig, um den Erwartungen an einen Rollstuhl für den Innenbereich gerecht zu werden. Der neue Comfort II ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Comfort-Rollstuhls. Durch die Einführung neuer Polster bietet die neue, verschiebbare Rückenlehnenfunktion einen besseren Sitzkomfort. Außerdem ist die Einstellung des Stuhls für den Benutzer einfacher.

Art der Behinderung

Leicht

Mittelschwer

Umfangreich

Innen

Außen

Kind

Erwachsener



SITZSYSTEM

Comfort



BEZUG



Schwarzer
Stoff

Der bequeme Comfort-Sitz bietet eine ergonomische Unterstützung für den ganzen Körper, sodass Sie den ganzen Tag über bequem sitzen können. Der Sitz ist in drei Breiten und mit niedriger oder hoher Rückenlehne erhältlich. Sie können sich entweder für die Sitzausführung „Base“, die aus mehreren Schaumstofflagen besteht, oder „Contour“, bei der mehrere Schaumstofflagen mit anderen Elementen aus Memory-Schaum kombiniert sind, entscheiden. Die Position des Sitzes ist bis zu 60 cm in der Höhe verstellbar, sodass Anwenderinnen und Anwender mit langen Beinen eine bequeme Sitzposition finden können.

Die Modelle Base und Contour sind auch als unterschiedliche Rückenlehnenpolstern erhältlich. Beide sind mit zwei Rückenlehnenhöhen erhältlich.

Sitz (Breite x Tiefe)	40x40, 40x45, 40x50, 40x55, 45x40, 45x45, 45x50, 45x55, 50x40, 50x45, 50x50, 50x55 cm
Breite des Sitzes (zwischen den Armlehnen)	36-47 cm
Sitztiefe	30-55 cm
Höhe des Sitzes *	39-64 cm, 48-88 cm
Sitzneigung Elektrisch, Kurbel und Spannschloss	-12° bis 20°
Rückenlehne (Breite x Höhe)	40x45, 45x45, 50x45, 40x54, 45x54, 50x54 cm
Rückenlehnenneigung	22°
Höhe der Armlehnen, einstellbar	10-39 cm
Armlehnenplatte (Länge x Breite x Dicke)	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm

* Die Sitzhöhe wird mit Hubsäulen eingestellt, die in zwei Ausführungen erhältlich sind: Niedrig (25 cm) und Hoch (40 cm). Die Sitzhöhe wird als Höhe bis zur Sitzunterkante gemessen.

CHASSIS

Flexmobil i6



Flexmobil i6 macht es durch großzügig erhöhte Mindest- und Höchstpositionen einfach, sowohl „bodennah zu sitzen“ als auch „aufzustehen und zu arbeiten“. Das Chassis ist mit zwei verschiedenen Aktuatoren erhältlich. Dank der mittig angeordneten Antriebsräder ist das Modell Flexmobil i6 sehr leichtgängig. Der Stuhl schwenkt mit einem sehr kleinen Wendekreis um die eigene Achse, ohne viel Platz zu benötigen.

Chassis, Breite	57 cm
Chassis, Länge	80 cm
Gesamtgewicht	110 kg
Benutzergewicht, max.	150 kg
Wendekreis	55 cm
Höchstgeschwindigkeit	4 km/h
Maximale Fahrzeit	8,5 h
Elektronik	Dynamisch / PG
Bewältigung von Hindernissen	3 cm
Größe des Antriebsrads	225 mm
Größe des Lenkrads	125 mm