

Flexmobil i6 Comfort II

La Flexmobil i6 est une chaise roulante électrique pour une utilisation en intérieur. Elle est équipée d'un châssis innovant d'une hauteur de levage allant jusqu'à 40 cm. Assorti de l'inclinaison négative, il offre une bonne aide à l'élévation. Le niveau sonore des moteurs et des actionneurs est faible pour répondre aux attentes d'une chaise roulante adaptée à une utilisation en intérieur. Le nouveau Comfort II est une évolution du fauteuil roulant Comfort précédent dans la mesure où une nouvelle fonction de dossier coulissant assure un meilleur confort d'assise grâce à l'intégration de nouveaux coussins. Par ailleurs, il est également plus facile pour l'utilisateur de régler le fauteuil.

Type de handicap

- léger
 modéré
 important
 intérieur
 extérieur
 enfant
 adulte



SYSTÈME D'ASSISE

Comfort



HOUSSE



Tissu
noir

La chaise Comfort est confortable et offre un soutien ergonomique à l'ensemble du corps, ce qui vous permet de rester assis(e) confortablement tout au long de la journée. Elle est disponible en trois largeurs différentes, avec un dossier bas ou haut. Vous pouvez également choisir entre l'assise Base, présentant plusieurs couches de mousse, ou l'assise Contour, qui combine plusieurs couches de mousse et d'autres éléments en mousse à mémoire de forme. La position de la chaise est entièrement réglable jusqu'à 60 cm de hauteur, ce qui permet à l'utilisateur aux longues jambes de trouver une position assise confortable.

Les modèles Base et Contour sont également disponibles avec différents coussins de dossier. Tous deux disponibles en deux hauteurs de dossier.

Assise (largeur x profondeur)	40x40, 40x45, 40x50, 40x55, 45x40, 45x45, 45x50, 45x55, 50x40, 50x45, 50x50, 50x55 cm
Largeur de l'assise (entre les accoudoirs)	36-47 cm
Profondeur de l'assise	30-55 cm
Hauteur de l'assise *	39-64 cm, 48-88 cm
Inclinaison de l'assise électrique, bielle et ridoir	De -12° à 20°
Dossier (largeur x hauteur)	40x45, 45x45, 50x45, 40x54, 45x54, 50x54 cm
Inclinaison de dossier	22°
Accoudoir réglage en hauteur	10-39 cm
Plaques d'accoudoir (longueur x largeur x épaisseur)	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm

* La hauteur de l'assise se règle à l'aide de colonnes de levage disponibles en deux modèles (bas de 25 cm et haut de 40 cm). La hauteur de l'assise se mesure sous l'assise.

CHÂSSIS

Flexmobil i6



Le Flexmobil i6 permet de « s'asseoir près du sol » ou de « se lever pour travailler », grâce aux modes min. et max généreusement agrandis. Le châssis est doté de deux actionneurs différents. Grâce à la position centrale des roues motrices, le Flexmobil i6 est très facile à conduire. Le siège pivote sur son propre axe avec un très faible rayon de braquage, sans nécessiter de grands espaces.

Châssis, largeur	57 cm
Châssis, longueur	80 cm
Poids total	110 kg
Poids de l'utilisateur, max.	150 kg
Rayon de giration	55 cm
Vitesse max.	4 km/h
Durée d'utilisation max.	8,5 h
Électronique	Dynamic/PG
Franchissement d'obstacle	3 cm
Taille des roues motrices	225 mm
Taille des roulettes	125 mm