

Flexmobil i6 SitRite

Flexmobil i6 ist ein elektrischer Rollstuhl für den Innenbereich. Der Stuhl verfügt über ein innovatives Chassis mit einer Hubhöhe von bis zu 40 cm. In Kombination mit der negativen Neigung bietet dies eine gute Aufstehhilfe. Der Geräuschpegel der Motoren und Antriebe ist niedrig, um den Erwartungen an einen Rollstuhl für den Innenbereich gerecht zu werden.

Art der Behinderung

Leicht

Mittelschwer

Umfangreich

Innen

Außen

Kind

Erwachsener



SITZSYSTEM

SitRite



BEZUG



Schwarzer
Stoff

Die Vorteile von SitRite verbergen sich unter der Oberfläche des Sitzes, in den zwei unterschiedlich dichten Schaumstoffmaterialien. Der untere härtere Schaumstoffteil hilft dabei, das Becken in einer guten Position zu halten, während der obere weichere Schaumstoffteil dadurch, dass er unter dem Gesäß dicker ist als unter den Oberschenkeln, für eine Druckverteilung sorgt.

Die Rückenlehne von SitRite verfügt über eine ergonomische Form, die einen großen Teil des Oberkörpers stützt, ohne die Bewegungsfreiheit der Arme einzuschränken. Der Druck wird großflächig verteilt und der Oberkörper wird zusätzlich seitlich abgestützt, was bei einer verminderten Sitzfunktion für einen guten Komfort, mehr Stabilität und weniger Ermüdung sorgt. Das Modell SitRite LS (Lateral Support) hat eine umschließendere Rückenlehne. SitRite LS ist u. a. für Menschen mit Muskelschwäche im Rumpf und korrigierbarer Skoliose konzipiert. Die umlaufenden Seiten sind um Polsterbezüge herum aufgebaut und lassen sich auch dann verstellen, wenn die Anwenderin bzw. der Anwender auf dem Stuhl sitzt.

Sowohl SitRite als auch SitRite LS können mit einer Lordosestütze zur zusätzlichen Unterstützung montiert werden.

Sitz (Breite x Tiefe)	36x40, 36x45, 40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm
Breite des Sitzes (zwischen den Armlehnen)	38-56 cm
Sitztiefe	40-59 cm
Sitzhöhe*	36-61, 43-83 cm
Sitzneigung Elektrisch, Kurbel und Spansschloss	-19° bis 20°
Rückenlehne, Höhe, verstellbar	37-62 cm
Rückenlehne (Breite x Höhe) - SitRite - SitRite LS	35x43, 40x45, 45x47 cm 24x43, 28x45, 33x47 cm
Rückenlehnenneigung	30°
Höhe der Armlehnen, einstellbar	0-26 cm
Armlehnenplatte (Länge x Breite x Dicke)	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm

* Die Sitzhöhe wird mit Hubsäulen eingestellt, die in zwei Ausführungen erhältlich sind: Niedrig (25 cm) und Hoch (40 cm). Die Sitzhöhe wird als Höhe bis zur Sitzunterkante gemessen.

CHASSIS

Flexmobil i6



Flexmobil i6 macht es durch großzügig erhöhte Mindest- und Höchstpositionen einfach, sowohl „bodennah zu sitzen“ als auch „aufzustehen und zu arbeiten“. Das Chassis ist mit zwei verschiedenen Antrieben erhältlich. Dank der mittig angeordneten Antriebsräder ist das Modell Flexmobil i6 sehr leichtgängig. Der Stuhl schwenkt mit einem sehr kleinen Wendekreis um die eigene Achse, ohne viel Platz zu benötigen.

Chassis, Breite	57 cm
Chassis, Länge	80 cm
Gesamtgewicht	98 kg
Benutzergewicht, max.	150 kg
Wendekreis	55 cm
Höchstgeschwindigkeit	4 km/h
Maximale Fahrzeit	8,5 h
Elektronik	Dynamisch / PG
Bewältigung von Hindernissen	3 cm
Größe des Antriebsrads	225 mm
Größe des Lenkrads	125 mm