

Sigma

Istuinjärjestelmällä SitRite ja SitRite LS varustettu Sigma on suunniteltu antamaan lisätukea ja mukavuutta käyttäjälle. Istuinjärjestelmä on anatomisesti muotoiltu, mikä tuo merkittäviä ergonomisia etuja istuma-asentoon ja painon jakautumiseen.

Istuimen manuaaliset säädöt tehdään ergonomisesti suunnitelluilla vivuilla ja ilman työkaluja. Istuimen sähköiset nosto-, kallistus- ja selkänöjan kulmasäätö ovat ohjelmoitavissa ja niiden loppuasento voidaan rajoittaa. Alustassa on erittäin helposti pyörivät pyörät ja runsaasti tilaa pyörien välissä, joten tuolia on helppo potkia eteenpäin. Sigma voidaan varustaa kiinteillä käsinojilla, jotka pysyvät vaakasuorassa asennossa, kun istuinta kallistetaan.

Toimintarajoitteen tyyppi

lievä keskivaikea vaikea sisällä ulkona lapsi aikuinen



ISTUINJÄRJESTELMÄ

SitRite



SitRite-istuinjärjestelmän edut ovat piilossa istuimen pinnan alla kahdessa vaahtomateriaalissa, joiden tiheys on erilainen. Alla oleva kovempi vaahtomuoviosia auttaa pitämään lantion hyvässä asennossa, kun taas ylempi pehmeämpi vaahtomuoviosia huolehtii paineen jakautumisesta, sillä se on paksumpi istuinluiden alla kuin reisien alla.

SitRite-järjestelmän selkänoja on ergonomisesti muotoiltu antamaan vartalolle laaja tuki rajoittamatta käsien liikkumisvapautta. Mallissa SitRite LS (Lateral Support) selkänoja on enemmän ympäröivä. SitRite LS on suunniteltu muun muassa henkilöille, joilla on vartalon lihasheikkous ja korjattavissa oleva skolioosi. Ympäröivät sivuosat on rakennettu pehmustettujen levyjen ympärille, joita voidaan säätää käyttäjän ollessa istuma-asennossa.

Sekä SitRite että SitRite LS voidaan varustaa lanneilmatyynyllä lisätuen saamiseksi.

VERHOILU



Musta kangas

Istuin (leveys x syvyys)	36x40, 36x45, 40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm
Istuimen leveys (kyynäröjen välillä)	38-56 cm
Istuimen syvyys	40-59 cm
Istuinkorkeus, kaasuu*	31-40,5, 40,5-56, 46-66 cm
Istuinkorkeus, sähkö (yksi pyörä) ¹⁾	38-48, 42-56, 46-64, 53-78 cm ²⁾ 40-50, 44-58, 48-66, 55-80 cm ³⁾
Istuinkorkeus, sähkö (kaksi pyörää) ¹⁾	36-46, 40-50, 44-62, 51-76 cm ²⁾ 38-48, 42-56, 46-64, 53-78 cm ³⁾
Istuimen kallistus (sähkö, kampi, vanntiruuvi tai kaasuu)	-14°-14°
Selkänoja, korkeus, säädettävä	37-62 cm
Selkänoja (leveys x korkeus)	
- SitRite	35x43, 40x45, 45x47 cm
- SitRite LS	24x43, 28x45, 33x47 cm
- Forma	37x23, 37x46, 37x48 cm
- Classic	35x30, 35x44, 40x30, 40x44 cm
Selkänojan kulma	- 23°-7°
Kyynäröjen korkeus, säädettävä	0-26 cm
Kyynäröjalevy (pituus x leveys x paksuus)	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm

1) Istuinkorkeus mitataan lattian pinnasta istuimen alareunaan.

2) Maavara 5 cm

3) Maavara 7 cm

ALUSTA

Sigma



Sigmassa on helposti pyörivät pyörät ja runsaasti tilaa pyörien välissä, joten tuolia on helppo potkia eteenpäin. Vakiona jarru takapyörässä, säätö jarruvivulla. Asennetaan joko oikeaan tai vasempaan takapyörään. Alusta voidaan päivittää jarrukahvalla, joka asennetaan istuimen alle lähemmäs käyttäjää joko oikealle tai vasemmalle puolelle. On mahdollista valita jarru etupyörään, takapyörään tai kaikkiin neljään pyörään.

Alusta, leveys	58 cm
Alusta, pituus	60 cm
Kokonaispaino	36 kg (kaasuu), 42 kg (sähkö)
Käyttäjän enimmäispaino	160 kg
Jarru	Alustaan asennettu / istuimeen asennettu
Pyörän koko	100 mm