

Sigma

La Sigma et les systèmes d'assise SitRite et SitRite LS sont conçus pour fournir à l'utilisateur des niveaux de soutien et de confort supérieurs. Le système d'assise est d'une conception anatomique et offre de grands avantages ergonomiques en position d'assise et en termes de répartition de la pression.

L'assise se règle manuellement à l'aide de leviers ergonomiques et sans le moindre outil. Les réglages électriques de la hauteur et de l'inclinaison d'assise ainsi que de l'inclinaison de dossier sont programmables et peuvent être limités par la position finale. Le châssis est monté sur des roues au roulement très fluide et présente un espace généreux entre les roues, pour un déplacement du fauteuil plus aisé. La Sigma peut être équipée d'accoudoirs fixes qui restent en position horizontale à l'inclinaison de l'assise.

Type de handicap

léger
 modéré
 important
 intérieur
 extérieur
 enfant
 adulte



SYSTÈME D'ASSISE

SitRite



Les avantages du modèle SitRite se cachent sous la surface de l'assise, dans les deux mousses aux densités différentes. La partie en mousse inférieure, plus ferme, contribue à maintenir le bassin en bonne position, tandis que la partie en mousse supérieure, plus souple, veille à la répartition de la pression, étant plus épaisse sous les ischions que sous les cuisses.

Le dossier du SitRite a une forme ergonomique qui soutient une grande partie du tronc sans restreindre la liberté de mouvement des bras. Le modèle SitRite LS (Lateral Support) est muni d'un dossier plus enveloppant. Le SitRite LS est notamment conçu pour les personnes présentant une faiblesse musculaire au niveau du tronc et une scoliose corrigible. Les côtés enveloppants sont conçus autour de plaques rembourrées, réglables quand l'utilisateur est en position assise.

Le SitRite et le SitRite LS peuvent être équipés d'un coussin lombaire gonflable pour davantage de soutien.

HOUSSE



Tissu noir

Assise (largeur x profondeur)	36x40, 36x45, 40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm
Largeur de l'assise (entre les accoudoirs)	38-56 cm
Profondeur de l'assise	40-59 cm
Hauteur de l'assise gaz*	31-40,5, 40,5-56, 46-66 cm
Hauteur de l'assise électrique (roue unique) ¹⁾	38-48, 42-56, 46-64, 53-78 cm ²⁾ 40-50, 44-58, 48-66, 55-80 cm ³⁾
Hauteur de l'assise électrique (roue double) ¹⁾	36-46, 40-50, 44-62, 51-76 cm ²⁾ 38-48, 42-56, 46-64, 53-78 cm ³⁾
Inclinaison de l'assise (électrique, bielle, ridoir ou gaz)	De -14° à 14°
Hauteur de dossier, réglable	37-62 cm
Dossier (largeur x hauteur)	
- SitRite	35x43, 40x45, 45x47 cm
- SitRite LS	24x43, 28x45, 33x47 cm
- Forma	37x23, 37x46, 37x48 cm
- Classic	35x30, 35x44, 40x30, 40x44 cm
Inclinaison de dossier	De -23° à 7°
Accoudoir réglable en hauteur	0-26 cm
Plaque d'accoudoir (longueur x largeur x épaisseur)	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm

1) La hauteur de l'assise est mesurée du sol jusqu'au côté inférieur de l'assise.

2) Garde au sol 5 cm

3) Garde au sol 7 cm

CHÂSSIS

Sigma



Le châssis est monté sur des roues au roulement très fluide et présente un espace généreux entre les roues, pour un déplacement de la chaise plus aisé. Le frein est placé par défaut sur une roue arrière et est contrôlé par un levier de frein de stationnement. Il est monté sur la roue arrière droite ou gauche. Le châssis peut être agrémenté d'une poignée de frein qui s'installe sous l'assise, à portée de main de l'utilisateur, à droite ou à gauche. Il est possible d'opter pour des freins sur les roues avant, les roues arrière ou les quatre roues.

Châssis, largeur	58 cm
Châssis, longueur	60 cm
Poids total	36 kg (gaz), 42 kg (électricité)
Poids de l'utilisateur, max.	160 kg
Freins	Monté sur châssis/assise
Taille de la roue	100 mm