

HiLo SR

Arbetsstolen HiLo SR är anpassad för barns många olika behov och möjliggör en högre grad av delaktighet vid skolarbete och lek. HiLo är en aktivitetsstol enkel att justera i nivåer från hög bänkhöjd ner till golv. Sitsen har tilt-in-space, med negativ tilt framåt på 12 grader vilket underlättar förflyttningar och under aktiviteter i bänkhöjd, samt tilt bakåt för varierat och avlastande sittande.

Ett och samma underrede används oberoende av storlek på sittsystem, vilket innebär att barnet kan växa med stolen utan att underredet behöver bytas.

HiLo SR är utrustad med samma sittsystem, SitRite och SitRite LS (Lateral Support), som övriga arbetsstolar i Eurovema-sortimentet. Det ger trygghet för användare, men också vid utprovning av sits och rygg. Tillika en fördel ur ett hälsoekonomiskt perspektiv att sits och rygg, med tillbehör och överdrag, tillhör det sortiment som används för övriga stolar i sortimentet.

Typ av funktionsnedsättning

lätt måttlig omfattande

inne ute barn vuxen



SITTSYSTEM

SitRite & SitRite LS



KLÄDSEL



Svart polyester

Hög slit- och nötningsbeständighet

SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god position medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att vara tjockare under sittbenen än under låren.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra armarnas rörelsefrihet. Modellen SitRite LS (Lateral Support) har en mer omslutande rygg. SitRite LS är bland annat framtagen för personer med muskelsvaghet i bålen och korrigierbar scolios. De omslutande sidorna är uppbyggda kring polsterbeklädda plåtar som kan justeras med användaren i sittande läge. Både SitRite och SitRite LS har möjlighet att monteras med svankblåsa för extra stöd.

Sits (bredd x djup)	26x31, 29x32, 32x36, 36x40, 40x40 cm
Sittbredd (mellan armstöd)	24-34,5 cm
Sittdjup	18-42 cm
Sitshöjd manuell/gas (höjd till sitsens undersida)	29-62 cm
Sitshöjd elektrisk (höjd till sitsens undersida)	27-61 cm
Sitstilt elektrisk och gas	-12° till +30° i högsta sitshöjd, -12° till +20° i lägsta
Ryggstöd (SitRite) höjd, ställbart höjdintervall	
25x32 cm (med sits 26x31 cm)	29-43 cm
27x37 cm (med sits 29x32 cm)	38-48 cm
27x37 cm (med sits 32x36 cm)	38-48 cm
35x43 cm (med sits 36x40 cm)	43-51 cm
35x43 cm (med sits 40x40 cm)	43-51 cm
Ryggstöd (SitRite LS*) höjd, ställbart höjdintervall	
14x32 cm (med sits 26x31 cm)	29-43 cm
17x37 cm (med sits 29x32 cm)	38-48 cm
17x37 cm (med sits 32x36 cm)	38-48 cm
24x43 cm (med sits 36x40 cm)	43-51 cm
24x43 cm (med sits 40x40 cm)	43-51 cm
Ryggvinkling	51°
Armstöd höjd, justerbart	0-24 cm
Armstödsplatta (längd x bredd x tjocklek)	25x8x3, 25x8x5, 30x8x3, 30x8x5 cm

*) Bredden på rygg SitRite LS är mätt på den smalaste delen mellan vingarna.

CHASSI

HiLo



Underredet HiLo är detsamma oavsett storlek på sits, vilket innebär att barnet kan växa med stolen utan att underredet behöver bytas. Det kan justeras från 62 cm ner till 27 cm.

Centralbroms som hanteras med foten och låser på båda bakre hjulen är standard. Hjulen är lätttrullade och vart och ett av de främre är låsbara.

På det vinkeljusterbara körhandtaget finns reglage för höjjustering; gasreglering med handtag och elektrisk reglering med en manöverdosa på handtaget. Justering av tilt görs med hjälp av handtag som är fäst på baksidan av ryggdynan.

Chassi, bredd	55 cm
Chassi, längd	77 cm
Vikt chassi	18 kg (gas), 23 kg (el)
Totalvikt (chassi med sittsystem)	30 kg (gas), 34 kg (el)
Brukarvikt, max	70 kg
Hjulstorlek	100 mm