

HiLo SR

Työtuoli HiLo SR mukautettu lasten moniin erilaisiin tarpeisiin, ja se mahdollistaa paremman osallistumisen koulutyöskentelyyn ja leikkeihin. HiLo on toimintatuoli, joka on helppo säätää työpöytäkorkeudesta alas lattiatasoon. Istuimessa on tilt-in-space-kallistus, jossa on negatiivinen kallistus eteenpäin 12 astetta, mikä helpottaa siirtymisiä ja toimintoja työpöytäkorkeudessa, sekä kallistus taaksepäin vaihtelevaa ja rennompaa istuinasettoa varten.

Samaa alustaa käytetään riippumatta istuinjärjestelmän koosta, joten alustaa ei tarvitse vaihtaa lapsen kasvaessa.

HiLo SR on varustettu samalla istuinjärjestelmällä, SitRite ja SitRite LS (Lateral Support), kuin muut Eurovema-malliston työtuolit. Tämä tarjoaa turvallisuutta käyttäjille, mutta myös istuimen ja selkänöjan testaukseen. Terveystaloudellisesta näkökulmasta on myös eduksi, että istuin ja selkänöja lisävarusteineen ja verhoiluineen kuuluvat samaan sarjaan kuin valikoiman muissa tuoleissa.

Toimintarajoitteen tyyppi

lievä keskivaikea vaikea

sisällä ulkona lapsi aikuinen



ISTUINJÄRJESTELMÄ

SitRite ja SitRite LS



VERHOILU



Musta polyesteri

Hyvä kulutuksen ja hankauksen kestävyys

SitRite-istuinjärjestelmän edut ovat piilossa istuimen pinnan alla kahdessa vaahdotermateriaalissa, joiden tiheys on erilainen. Alla oleva kovempi vaahdotermateriaali auttaa pitämään lantion hyvässä asennossa, kun taas ylempi pehmeämpi vaahdotermateriaali huolehtii paineen jakautumisesta, sillä se on paksumpi istuinluiden alla kuin reisien alla.

SitRite-järjestelmän selkänöjä on ergonomisesti muotoiltu antamaan vartalolle laaja tuki rajoittamatta käsien liikkumisvapautta. Mallissa SitRite LS (Lateral Support) selkänöjä on enemmän ympäröivä. SitRite LS on suunniteltu muun muassa henkilöille, joilla on vartalon lihasteikkous ja korjattavissa oleva skolioosi. Ympäröivät sivuosat on rakennettu pehmustettujen levyjen ympärille, joita voidaan säätää käyttäjän ollessa istuma-asennossa. Sekä SitRite että SitRite LS voidaan varustaa lanneilmatyynyllä lisätuen saamiseksi.

Istuin (leveys x syvyys)	26x31, 29x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40 cm
Istuimen leveys (kynnäröjen välillä)	24–34,5 cm
Istuimen syvyys	18–45 cm
Istuinkorkeus manuaalinen/kaasu (korkeus istuimen alapintaan)	29–62 cm
Istuinkorkeus sähkö (korkeus istuimen alapintaan)	27–61 cm
Istuimen kallistus sähkö ja kaasu	-12° jopa +30° korkeimmassa istuinkorkeudessa, -12° jopa +20° alhaisimmassa
Selkänöjan (SitRite) korkeus, säädettävä korkeusalue 25x32 cm (istuin 26x31 cm) 27x37 cm (istuin 29x32 cm) 27x37 cm (istuin 32x36 cm) 35x43 cm (istuin 36x40 cm) 35x43 cm (istuin 40x40 cm)	29–43 cm 38–48 cm 38–48 cm 43–51 cm 43–51 cm
Selkänöjan (SitRite LS*) korkeus, säädettävä korkeusalue 14x32 cm (istuin 26x31 cm) 17x37 cm (istuin 29x32 cm) 17x37 cm (istuin 32x36 cm) 24x43 cm (istuin 36x40 cm) 24x43 cm (istuin 40x40 cm)	29–43 cm 38–48 cm 38–48 cm 43–51 cm 43–51 cm
Selkänöjan kulma	-16° jopa +45° korkeimmassa istuinkorkeudessa, -16° jopa +30° alhaisimmassa istuinkorkeudessa
Kynnäröjan korkeus, säädettävä	0–24 cm
Kynnäröjanleveys (pituus x leveys x paksuus)	25x8x3, 25x8x5 cm

*) SitRite LS:n selkänöjan leveys on mitattu kapeimmasta kohdasta siipien välissä.

ALUSTA

HiLo



HiLo-tuolin alusta on aina sama riippumatta istuimen koosta, joten alustaa ei tarvitse vaihtaa lapsen kasvaessa. Sitä voidaan säätää 62 cm:stä 27 cm:iin.

Keskusjarrua käytetään jalalla ja se lukitsee vakiona molemmat takapyörät. Pyörät ovat helposti pyöriviä ja molemmat etupyörät ovat lukittavissa.

Kulmasäädettävässä työntökahvassa on hallintalaitteet korkeussäätöä varten; kaasusäätö kahvalla ja sähköinen ohjaus kahvassa olevalla ohjausrasialla. Kallistuksen säätö tapahtuu selkätyynyn takaosaan kiinnitettyllä kahvalla.

Alusta, leveys	55 cm
Alusta, pituus	77 cm
Alustan paino	18 kg (kaasu), 23 kg (sähkö)
Kokonaispaino (alusta ja istuinjärjestelmä)	30 kg (kaasu), 34 kg (sähkö)
Käyttäjän enimmäispaino	70 kg
Pyörän koko	100 mm